

## **SCHEDA TECNICA - MTM-5132 - EVACU STAT**

- **PRODOTTO:** LAVANDA GASTRICA con sonda lavaggio 32Fr.
- **CODICE:** MTM-5132
- **PRODUTTORE:** MASON TAYLOR Medical Products Corp.  
1083 Deleware Ave., Buffalo, NY - USA
- **DISTRIBUTORE:** **PRAESIDIA S.r.l.**  
Via dei Lapidari, 19  
40129 Bologna – ITALY –
- **DESCRIZIONE:** Kit per lavanda gastrica a circuito chiuso auto svuotante.  
**NON STERILE – MONOPAZIENTE**
- **ISTRUZIONI PER L'USO:** Appendere la sacca blu in alto e la sacca rossa in basso.  
Connettere il tubo gastrico alla valvola universale.  
Prima di riempire la sacca blu con il liquido di lavaggio, chiudere le due clamp. All'inizio del lavaggio aprire la clamp blu e lasciare scendere il liquido, chiudere la clamp blu e aprire la clamp bianca, si vedrà uscire nella sacca rossa il liquido corporeo. La terza via con il tappo rosso serve per il prelievo del campione.
- **MATERIALE:** P.V.C. medical grade  
LATEX FREE
- **CONFEZIONE:** Scatole da 10 unità.
- **CARATTERISTICHE:** Sacca graduata di lavaggio per soluzione fisiologica capacità 3.500ml., dotata di bocchettone di riempimento e gancio per stativo.  
Sacca graduata di raccolta capacità 5.000ml., dotata di via d'accesso per raccolta liquidi campioni. Tubo di lavaggio dotato di clamp di chiusura, connettore universale per sonde di diametro da 16 a 40 Fr.  
Morso e siringa da 60ml cono catetere.
- **DESTINAZIONE D'USO:** Dispositivo per lavanda gastrica a circuito chiuso con sistema di auto svuotamento. Catetere diametro 32Fr.
- **CLASSE DI APPARTENENZA:** I
- **AVVERTENZE:** Prodotto per utilizzo ospedaliero.  
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme libere.  
Da utilizzare esclusivamente come da destinazione d'uso.  
Smaltire il prodotto secondo le vigenti normative.
- **STOCCAGGIO:** Conservare a temperatura compresa tra i 15°C e i 35°C ed umidità relativa compresa tra il 20% e l'80%.
- **CND:** G020101 **NR. REPERTORIO:** 115786/R

♦ **NORMATIVA:**



**Prodotto conforme alla direttiva dell'unione europea 93/42/CEE.**

*Questo documento è di proprietà di PRAESIDIA S.r.l., ad esclusivo uso interno, non può essere riprodotto e/o utilizzato senza previa autorizzazione scritta.*