



lotto 10

3M Paper Tape

Nastro chirurgico in tessuto non tessuto

Codice Prodotto	Misure	N. pezzi / scatola	N. scatole/cartone
840W-0	1,25 cm x 9,14 m	32	10
840W-1	2,5 cm x 9,14 m	16	10
840W-2	5 cm x 9,14 m	8	10
840W-3	7,5 cm x 9,14 m	4	10

Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42 - Classe I - CND M050101

Destinazione d'uso

Il prodotto può essere utilizzato per fissare medicazioni, tubi e altri dispositivi alla cute.

Caratteristiche tecniche

Il nastro chirurgico 3M Paper Tape ha un supporto in tessuto non tessuto, microporoso. L'omogenea distribuzione delle microperforazioni consente una traspirazione cutanea ottimale. L'adesivo, ipoallergenico, è stato studiato per poter essere utilizzato su pazienti dalla pelle molto delicata. Il supporto, essendo poroso, non è impermeabile. Quindi l'esposizione ai liquidi può ridurre l'adesione alla cute. Sul dorso del supporto è presente una sostanza denominata LAB (Low Adherence Backing) cioè dorso a bassa aderenza, che facilita lo srotolamento del rocchetto ed evita che l'adesivo rimanga sul dorso del nastro.

La composizione del prodotto è la seguente:

- supporto: fibre di rayon non tessute (TNT)
- adesivo: miscela di acrilati
- LAB (Low Adherence Backing): sostanza stesa sul lato non adesivo del supporto



Scheda Tecnica

Supporto. La trama delle fibre che compongono il supporto garantisce un corretto passaggio di aria ed ossigeno, rispetta le funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macerazione della stessa o il distacco del prodotto. Il cerotto si caratterizza per il facile e veloce strappo bidirezionale (senza forbici) senza alcuna sfilacciatura.

Adesivo. La miscela di acrilati garantisce un'eccellente tolleranza cutanea e quindi una bassa frequenza di reazione allergiche. Inoltre l'adesività cresce col tempo assicurando un'adesione sicura per 48 ore e riducendo al minimo il consumo. La rimozione è atraumatica e non lascia residui evitando l'utilizzo di sostanze che possono irritare la cute.

LAB (Low Adherence Backing). La sostanza stesa sul lato non adesivo del nastro consente un facile e veloce srotolamento senza compromettere le proprietà adesive. Lo spessore del nastro è di soli 0,127 cm, quindi esso risulta molto conformabile.

PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO (MVTR): 4215 g/m²/24 h.

ADESIVITA' ALLA CUTE: al tempo 0 è pari a 14 g/cm, dopo 48 h è pari a 48g/cm

ADESIVITA' AL METALLO (misurata con il saggio del distacco a 180°): 138 g/cm

RESISTENZA TENSILE: il carico minimo di rottura è di 1,15 Kg/cm

Il nastro chirurgico 3M Paper Tape è radiotrasparente.

Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata.

Metodo di sterilizzazione

Il prodotto è fornito non sterile.

Modalità di conservazione/Periodo di validità

La data di scadenza e il numero di lotto sono stampati su ogni scatola.
Il prodotto ha una validità di 5 anni.

Confezionamento /Etichettatura

Il nastro chirurgico 3M Paper Tape è venduto in rotoli confezionati in scatole di cartone. L'etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d'uso, il fabbricante, il mandatario europeo, il numero di lotto e la data di scadenza, in adempimento ai "requisiti essenziali" di cui all'allegato 1 (par. 13) del D. Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale.

Maggio 2016	Edizione: 03	3M Paper Tape	Pag. 2 di 3
-------------	--------------	---------------	-------------

Copyright © 3M Italia srl – All rights reserved – Tutti i diritti riservati



Avvertenze/Precauzioni

Nessuna nota.

Aspetti ambientali

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Fabbricante e principali certificazioni

3M Poland Manufacturing Sp. z o.o. – Wroclaw- Poland è il fabbricante in possesso dei seguenti certificati:

ISO 9001:2008 “Sistemi gestione qualità”

ISO 13485:2003 “Dispositivi Medici – sistemi gestione qualità”

3M Italia Srl, consociata italiana di 3M Health Care, è il distributore sul territorio nazionale ed è a sua volta certificata:

ISO 9001:2008 “Sistemi gestione qualità”

ISO 13485:2012 “Dispositivi Medici – sistemi gestione qualità”

ISO 14001:2004 “Sistemi gestione ambientale”

3M Italia srl

Sede legale ed amministrativa
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. 0270351 – Fax 0270353090
www.3mitalia.it
innovation.it@mmm.com



Pioltello, 6 giugno 2016

Spettabile
AGENZIA INTERCENT ER
VIA DEI MILLE 21
40121 BOLOGNA

Ns. Rif. E201600216/ Loredana Cavana tel: 02 70352247 / fax: 02 93650483 / e-mail:
ufficiogare3m@mmm.com / pec: 3mitaliabusiness@pec.3mitaliasrl.it

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA
MEDICAZIONE CLASSICA 2B**

Il sottoscritto Marco Andrei nato a Piacenza il 07 settembre 1974 e residente a Piacenza in Via Pace 5, Codice Fiscale n. NDRMRC74P07G535Z, in qualità di procuratore della 3M ITALIA srl., con domicilio legale ed uffici amministrativi in Pioltello (MI) - Via Norberto Bobbio n. 21, Codice Fiscale n. 00100190610 - Partita IVA n. 12971700153 per il **LOTTO NR.10**

DICHIARA

Che il prodotto offerto denominato 3M Paper Tape non è sterile e non può essere sterilizzato.

Con osservanza

3M ITALIA s.r.l.

Marco Andrei
(Un Procuratore)

Indirizzare la corrispondenza a: 20090 Segrate – Casella Postale 89

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100190610
Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.
R.E.A. MILANO 60506 – P.IVA 12971700153
Società con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di 3M Company
Sistemi Qualità e Ambiente certificati secondo standard internazionali