

OPSITE[®] FLEXIFIX

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE	Pellicola adesiva in poliuretano trasparente, impermeabile a liquidi e batteri, gas permeabile, con supporto quadrettato rimovibile. Tale supporto risulta idoneo a essere inserito nella cartella clinica e quindi utile per monitorare le dimensioni della lesione nel tempo. Il film riduce le forze di attrito.
DESTINAZIONE D'USO	Fissaggio di medicazioni primarie. Fissaggio di cateteri, sonde e tubi di drenaggio. Protezione della cute per l'utilizzo di dispositivi per stomia o per incontinenza urinaria. Profilassi delle ulcere da pressione se impiegato su cute integra.
COMPOSIZIONE	Film Opsite: poliuretano Adesivo: copolimero acrilico di acido acrilico, n-butilacrilato e 2-esilacrilato
TECNICHE DI LAVORAZIONE	Le procedure dettagliate per la realizzazione del prodotto sono descritte nel file tecnico di prodotto reperibile presso il fabbricante e seguono gli standard elencati in questo documento alla voce "Standard applicati"
ADESIVO	Copolimero acrilico ipoallergenico; a bassa frizione.
ESTENSIBILITÀ	0,2 Kgf/cm (massimo)
PERMEABILITÀ AL VAPORE	815 g/m ² /24h a 37°C
ADESIVITÀ	Taglio: 2,5 mm (massimo) Distacco: 800 gf/cm
IMPERMEABILITÀ	Impermeabile in accordo con la BP 1988, Appendix XX, Method K
PERMANENZA IN SEDE E DURATA MEDIA	La medicazione può essere lasciata in sede fino a 14 giorni. Essendo una medicazione di fissaggio, la sua durata media è in relazione alla medicazione primaria.
CONFEZIONAMENTO	Ogni rotolo è inserito singolarmente una scatola di cartone utilizzabile come dispenser.
STERILIZZAZIONE	Prodotto NON sterile
PRESENZA/ASSENZA DI LATTICE	Il prodotto NON contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico
VALIDITÀ	5 anni
MARCATURA CE E CLASSIFICAZIONE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE Dispositivo medico di classe I non sterile
STANDARD APPLICATI	BS EN ISO 9001; BS EN ISO 10993; BS EN 980; BS EN ISO 780; BS EN ISO 13485; BS EN ISO 14971
GMDN	34832 ADHESIVE TAPE, GENERAL PURPOSE, WATERPROOF
CND	M040499 MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE, ULCERE - ALTRE
FABBRICANTE	Smith & Nephew Medical Ltd – Hull - Inghilterra

Scheda tecnica



Codice RDM	CODICI COMMERCIALI	Altri codici RDM associati	DIMENSIONI	CONFEZIONE DA	UNITÀ DI TRASPORTO
984377/R	66000040	78231/R	5 cm x 10 m	1 rotolo	24
984378/R	66000041		10 cm x 10 m	1 rotolo	12
984379/R	66000375		15 cm x 10 m	1 rotolo	12



OPSITE[®]

Medicazioni in poliuretano
trasparente

Per la protezione della cute e il fissaggio di medicazioni.

Affidati ai film di poliuretano impermeabili e trasparenti **OPSITE FLEXIGRID[®]** e **OPSITE FLEXIFIX[®]** per avere la massima sicurezza in termini di protezione, prevenzione dei danni alla cute ed il fissaggio di medicazioni primarie.

Smith & Nephew è al tuo fianco per ridurre i costi umani ed economici delle ferite.

Per i pazienti. Per il budget. Adesso.[°]



OPSITE®, film adesivi trasparenti che creano una barriera antibatterica impermeabile e traspirante.

OPSITE è una medicazione in film di poliuretano trasparente, adesiva, impermeabile all'acqua, permeabile all'umidità, conformabile ed estensibile.

Può essere efficacemente utilizzato quale medicazione secondaria e per prevenire la formazione di piaghe da decubito.

È clinicamente testato per permettere la cicatrizzazione in ambiente umido.

Il film OPSITE è disponibile in 2 diverse formulazioni:

- OPSITE FLEXIGRID® in comodi fogli pretagliati di diverse misure (sterile)
- OPSITE FLEXIFIX® in rotolo di diverse dimensioni (non sterile).

Vantaggi

Guarigione più veloce e meno traumatica

OPSITE ha segnato un decisivo cambiamento nell'ambito della terapia delle ferite. Mantenendo in sede di lesione l'essudato, che contiene sostanze di vitale importanza per la crescita cellulare e leucociti per prevenire l'infezione, OPSITE fornisce l'ambiente ideale per la guarigione più veloce e sicura.¹

L'elevata permeabilità al vapore acqueo permette all'eccesso di umidità di evaporare, minimizzando così la macerazione della cute.²

Film con adesivo acrilico

Il film OPSITE è particolarmente estensibile e conformabile e grazie al suo alto valore di permeabilità al vapore acqueo può essere lasciato sulla ferita fino ad un massimo di 14 giorni. Questo permette di ridurre al minimo la frequenza di cambi di medicazione ed il tempo infermieristico. L'adesivo acrilico riduce il rischio di danni alla cute durante la rimozione.

Impermeabile all'acqua e ai batteri

Il film OPSITE è impermeabile all'acqua ed ai fluidi corporei, protegge la cute sottostante e permette al paziente di lavarsi mantenendo la medicazione. Il film crea una barriera antibatterica, riducendo il rischio di infezioni secondarie.²

Tecnica di applicazione semplice ed efficace

Il film OPSITE è di facile ed efficace applicazione. La sua trasparenza permette di posizionare meglio la medicazione in sede di lesione. Il supporto flessibile di OPSITE FLEXIGRID permette di applicare la medicazione con una mano sola, conformandola perfettamente al profilo del corpo.

Conformabile per aree difficili da medicare

Il film OPSITE è stato studiato per poter medicare tutte le sedi anatomiche. Può essere facilmente tagliato in strisce o adattato per l'applicazione a zone particolarmente difficili come talloni, gomiti o ginocchia e sopra medicazioni e cateteri. Il film ha un'elevata conformabilità ed estensibilità per migliorare il comfort del paziente.

Griglia di monitoraggio

Il film OPSITE FLEXIGRID presenta incorporato un sistema di monitoraggio peculiare che consente di effettuare una valutazione semplice ma accurata del processo di cicatrizzazione in atto. Dopo aver tracciato i margini della ferita, la griglia di monitoraggio può essere rimossa e conservata nella cartella clinica del paziente.

Formato in rotolo

La disponibilità dell'esclusivo formato in rotolo permette un rapido ed economico uso del film OPSITE FLEXIFIX per un fissaggio delle medicazioni confortevole ed impermeabile all'acqua o per il trattamento del dolore nelle neuropatie periferiche degli arti inferiori.

Indicazioni

OPSITE FLEXIGRID è sterile ed è indicato per:

- gestire ferite superficiali (come piaghe da decubito superficiali, lievi ustioni, scottature, abrasioni, lacerazioni e ulcere delle gambe in fase di cicatrizzazione)
- proteggere la cute dall'attrito e dalla contaminazione esterna.
- profilassi delle piaghe da decubito
- fissare medicazioni primarie come INTRASITE® Gel, ALLEVYN® Cavity, ALLEVYN Non-Adhesive
- fissare i cateteri
- proteggere la cute peristomale e sotto le sacche raccolta urina da gamba
- medicare ferite post-operatorie, siti di prelievo e di innesto cutanei.

OPSITE FLEXIFIX non è sterile e non deve essere utilizzato direttamente sulla ferita, sulla cute lesa o sul sito di inserzione del catetere, può essere utilizzato per:

- il fissaggio di medicazioni primarie quali MELOLIN® o ALLEVYN® Non-Adhesive
- il trattamento del dolore nelle neuropatie periferiche diabetiche³
- la protezione della cute circostante lo stoma e sotto le sacche di raccolta fluidi
- profilassi delle piaghe da decubito.

Precauzioni

È necessario prestare la massima attenzione per evitare danni cutanei nel caso di applicazioni ripetute o in pazienti con cute sottile o fragile.

Come per tutti i prodotti adesivi, sono stati riportati casi di irritazione e/o macerazione della cute perilesionale. Va sottolineato che l'uso inappropriato o cambi di medicazione troppo frequenti, soprattutto in pazienti con cute fragile, potrebbero dare origine a danni cutanei.

OPSITE FLEXIGRID può essere applicato su ferite clinicamente infette se vengono seguite le seguenti precauzioni:

- il paziente deve essere sottoposto al necessario controllo medico
- la medicazione deve essere cambiata quotidianamente
- il paziente deve essere sottoposto al necessario trattamento sistemico.

Pazienti immunocompromessi e diabetici potrebbero richiedere una supervisione aggiuntiva.

Applicazione e rimozione

Pulire e asciugare l'area in cui sarà applicata la medicazione. Staccare il foglio protettivo dall'adesivo.

Applicare la medicazione esercitando una leggera pressione. Rimuovere la griglia di supporto.

Per rimuovere la medicazione, sollevare un angolo e tirarlo in senso parallelo alla cute.



OPSITE FLEXIGRID

Codice	Misure Medic. (cm)	Medicazioni per confezione
4628	6 x 7	100
4629	10 x 12	10
4630	10 x 12	50
4631	15 x 20	10
4632	12 x 25	20

OPSITE FLEXIFIX

66000040	5 x 1000	1
66000041	10 x 1000	1
66000375	15 x 1000	1

OPSITE Flexigrid e OPSITE Flexifix sono prodotti e confezionati secondo la direttiva 93 / 42 / CE e s.m.i.

Riferimenti bibliografici:

1. Williams C - OPSITE FLEXIGRID: Product Focus. British Journal of Nursing, 1995, Vol. 4, No. 7 pp 411 - 414.
2. Rubio, P A (1991) Use of a semi-occlusive, transparent film dressing for surgical wound protection: experience in 3637 cases. Int. Surg. 76, 253-254.
3. Foster A V M et al (1994) Application of OPSITE film: a new and effective treatment of painful neuropathy. Diabetic Medicine 11.8, 768-772.

Wound Management

Smith & Nephew S.r.l.

Via De Capitani 2A

20864 Agrate Brianza (MB)

contattaci@smith-nephew.com

www.smith-nephew.it/wound

www.curadelleferite.it

www.globalwoundacademy.com

T. +39 039 60941

F. +39 039 65153

Numero verde: 800 39 30 60

*Marchio di Smith & Nephew