

GUANTO da ESAMINAZIONE in LATTICE NATURALE, NON STERILE, FINEMENTE TALCATO

Touchy

Made in Indonesia / Malaysia

NOTA INFORMATIVA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE DEL CONCORRENTE : **BERICA HYGIENE srl**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE GUANTO : **“TOUCHY”**

CODICI PRODOTTO : **39999P (XS) – 40000P (S) – 40001P (M) – 40002P (L) – 40003P (XL)**

CODICI EAN : 8024151399990 (XS) - 8024151400009 (S) - 8024151400016 (M) - 8024151400023 (L) - 8024151400030 (XL)

CODICI IDENTIFICATIVI dei LOTTI di PRODUZIONE : stampigliati su ciascun dispenser & export carton

LUOGO DI PRODUZIONE: **INDONESIA / MALAYSIA**

FABBRICANTE & DISTRIBUTORE ITALIANO: **BERICA HYGIENE srl**

| GUANTO da ESAMINAZIONE in LATTICE NATURALE, NON STERILE, FINEMENTE TALCATO | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Revisione Documento: 1 | Data : 02/11/2006 |
| Denominazione Prodotto | Touchy |
| Fabbricante | BERICA HYGIENE srl Via S. Venier n. 21 – 36100 Vicenza - Italia |
| DISPOSITIVO di PROTEZIONE INDIVIDUALE | |
| Tipo di D.P.I. | Guanto di protezione a cinque dita contro prodotti chimici e microorganismi |
| Attestazione CE | N° 0162/11942/06 Rev. 1 |
| Ente Emittente | A.N.C.I. servizi s.r.l. – C.I.M.A.C. n° 0465 |

Nota informativa del guanto di protezione contro rischi chimici e microorganismi

Il guanto di protezione a marchio “TOUCHY” descritto in questa nota informativa è in grado di realizzare il necessario livello di protezione solo se sarà impiegato secondo quanto prescritto dalla presente.

Nel caso anche dopo la lettura della presente nota dovesse esserci una residua fonte di dubbio circa l'utilizzo del guanto, si rende necessario prendere contatto con il produttore al seguente riferimento:

BERICA HYGIENE srl , Via Sebastiano Venier n. 21 – 36100 Vicenza
Tel. 0444.240522 / Fax 0444.240256 / e-mail : info@bericahygiene.it

1) Controlli preliminari ed utilizzo.

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo del DPI per accertarsi della sua integrità. Qualora un guanto non risultasse integro, deve essere scartato.

2) Marcatura CE

La marcatura CE attesta che il guanto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 89/686/CEE relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale quali ergonomia, innocuità, comfort .

BERICA HYGIENE s.r.l.

Sede legale: Via S. Venier, 21 - 36100 VICENZA

Sede operativa: Via dell' Artigianato, 26 - 36057 Torri di Arcugnano (VI)

tf 0444 240522 - fx 0444 240256/240517

www.bericahygiene.it - e mail: info@bericahygiene.it

Cod. Fisc. Partita IVA e P.I. : 00899910244 - Cap. Soc. euro 25.000.00 I.v. - R.E.A. VI n. 210334

GUANTO da ESAMINAZIONE in LATTICE NATURALE, NON STERILE, FINEMENTE TALCATO / NOTA INFORMATIVA

3) Descrizione Prodotto:

Guanto di protezione monouso in lattice di gomma naturale (classe 80LYY FDA / ISO 2004) finemente talcato all'interno con polvere di mais bio-assorbibile ($< 3.5 \text{ mg/g}$) in conformità alle specifiche dell'US Pharmacopeia. Colore naturale. Ambidestro con polsino salvastrappo. Superficie esterna micro-ruvida (textured) atta ad aumentare la capacità di presa e di aderenza pur consentendo la massima sensibilità tattile. Contenuto proteico non oltre i $55 \text{ } \mu\text{g/g}$ ($52 \text{ } \mu\text{g/g}$) per idroestrazione secondo test "Modified Lowry / contro OVBM" (UNI EN 455 Parte III:2002). Acceleratori, antiossidanti e antiozonanti al di sotto della soglia naturale di rilevabilità (limite minimo $5 \text{ } \mu\text{g/g}$). Drastica riduzione dei rischi correlati all'insorgere di patologie allergiche ed irritative in soggetti sensibili agli allergeni del lattice. Massima impermeabilità a penetrazione virale ed a sangue sintetico; Ottima resistenza ad agenti biologici e composti chimici di uso frequente. Impermeabilità a sangue sintetico e penetrazione virale. Idoneità a contatto con alimenti (oli e grassi esclusi).

4) Misure disponibili & relativo Codice Prodotto (colore identificativo per ogni misura)

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| X-Piccola (5 / 5 ½) 39999P | Piccola (6 / 6 ½) 40000P | Media (7 / 7 ½) 40001P | Grande (8 / 8 ½) 40002P | X-Grande (9 / 9 ½) 40003P |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

5) Standards Normativi:

- Conformità ai requisiti essenziali della Direttiva CEE 89/686 & D.Lgs. 475/92 di attuazione;
- Materie Prime/ Materiale di fabbricazione e manifatturazione a norme US FDA & Linee Guida GMP;
- Prodotto in stabilimenti certificati EN ISO 9001: 2000 & EN 13485:2003 ;
- Conformità a norme UNI EN 374 : 2004, Parte I, II (AQL < 1.5 – Livello Prestazionale 2 – Livello di collaudo G1) & III;
- Conformità a norme UNI EN 420 : 2004;
- Conformità a norme UNI EN 388 : 2004;
- Piano di Campionamento secondo norme ISO 2859;
- Modalità di Stoccaggio secondo norme ISO 2230;
- Tests di Biocompatibilità secondo norme ISO 10993;
- Test di penetrazione virale a norme ASTM F 1671 (penetrazione del Batteriofago Phi-X174);
- Test di penetrazione a sangue sintetico a norme ASTM F 1670 ;
- Idoneità a contatto con alimenti ai sensi Direttiva CEE 90/128 / EN 1186 & ENV 13130;
- **Conformità anche alle seguenti normative:**
- Assenza di fori per AQL 1.0 (Livello d'ispezione G-1) secondo norme UNI EN 455 -1: 2002;
- Difettosità visuali (maggiori e minori- Livello d'ispezione G-1);
- Dimensioni (Livello d'ispezione S-2) secondo norme UNI EN 455 – 2 : 2002;
- Proprietà fisiche (Livello d'ispezione S-2) secondo norme UNI EN 455 – 2 : 2002;
- Valutazione biologica secondo norme UNI EN 455 - 3 : 2002

BERICA HYGIENE s.r.l.

Sede legale: Via S. Venier, 21 - 36100 VICENZA

Sede operativa: Via dell' Artigianato, 26 - 36057 Torri di Arcugnano (VI)

tf 0444 240522 - fx 0444 240256/240517

www.bericahygiene.it - e mail: info@bericahygiene.it

Cod. Fisc. Partita IVA e P.I. 00899910244 - Cap. Soc. euro 25.000.00 I.v. - R.E.A. VI n. 210334

GUANTO da ESAMINAZIONE in LATTICE NATURALE, NON STERILE, FINEMENTE TALCATO /NOTA INFORMATIVA

6) Informazioni generali

Il presente dispositivo di protezione individuale DPI a marchio "TOUCHY" è progettato per proteggere l'utilizzatore da contatti accidentali con alcuni prodotti chimici che possono provocare danni all'utilizzatore stesso nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il livello di prestazione è determinato dal risultato della prova corrispondente come indicato nella norma UNI EN 374.

I livelli di prestazione si basano sui risultati di prova effettuati in laboratorio: non sono pertanto necessariamente corrispondenti alle condizioni esistenti sul posto di lavoro. Non consentono pertanto di garantire protezione totale nel maneggiare determinate sostanze e pertanto l'azione stessa dei DPI non esonera dall'obbligo di ridurre il potenziale contatto con agenti chimici.

La natura degli agenti chimici utilizzati per la determinazione della capacità del DPI di offrire efficace barriera al passaggio, lo rende particolarmente adatto per l'utilizzo in ambiente ospedaliero per quegli operatori che possono essere a contatto con tali agenti chimici. La scelta del DPI deve essere pertanto fatta in relazione alla valutazione del rischio legata al lavoro da svolgere ed alle reali condizioni operative dell'utilizzatore.

7) Protezione offerta

I livelli di protezione desunti dalla norma UNI EN 374- Parte III indicano la capacità del guanto di proteggere contro un determinato agente per un periodo di tempo di potenziale contatto accidentale come descritto dalla tabella a seguire.

Si ribadisce che la normativa UNI EN 374- Parte III concerne la determinazione della resistenza dei materiali dei guanti di protezione alla permeazione dei prodotti chimici non gassosi potenzialmente pericolosi in condizioni di contatto continuo. La prova consiste nel misurare il tempo di passaggio del prodotto chimico di prova attraverso il materiale del guanto.

Sono previsti 6 (sei) Indici di Protezione (classe da 0 a 6) in funzione del tempo di passaggio misurato nella prova. Quest'ultimo parametro definisce l'effettiva durata di protezione offerta, come da tabella sottostante :

| Indici di Protezione / in funzione del tempo di passaggio misurato nella prova | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tempo di protezione (tempo di passaggio misurato nella prova superiore a) | Indice di protezione |
| 10 minuti | Classe 1 |
| 30 minuti | Classe 2 |
| 60 minuti | Classe 3 |
| 120 minuti | Classe 4 |
| 240 minuti | Classe 5 |
| 480 minuti | Classe 6 |

BERICA HYGIENE s.r.l.

Sede legale: Via S. Venier, 21 - 36100 VICENZA

Sede operativa: Via dell' Artigianato, 26 - 36057 Torri di Arcugnano (VI)

tel 0444 240522 - fax 0444 240256/240517

www.bericahygiene.it - e mail: info@bericahygiene.it

Cod. Fisc. Partita IVA e P.I. : 00899910244 - Cap. Soc. euro 25.000.00 i.v. - R.E.A. VI n. 210334

GUANTO da ESAMINAZIONE in LATTICE NATURALE, NON STERILE, FINEMENTE TALCATO / NOTA INFORMATIVA

Il presente guanto di protezione a marchio "TOUCHY" presenta i seguenti livelli di protezione calcolati sulla base delle prestazioni offerte dalle prove eseguite in laboratorio secondo la norma UNI EN 374-III: (estrapolazione da Certificato CIMAC n. 0162 / 11942 / 06)

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| EN 420 : 2003 (Requisiti generali per i guanti) | Misure | Test Superati |
| | Indossabilità | Test Superati |
| | Destrezza | Classe 5 |
| EN 374-2 : 2003 (Determinazione della resistenza alla penetrazione) | Tenuta all'aria | Test Superato |
| | Tenuta all'acqua | Test Superato |
| EN 374 - 3 : 2003 (Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici) | Acido Solforico al 96 % (Cod. L) | Classe 2 |
| | Idrossido di Sodio al 40% (Cod. K) | Classe 3 |
| | Dietilammina (Cod. G) | Classe 2 |
| | Acido Cloridrico al 20% | Classe 2 |
| | Idrossido di Ammonio al 30% | Classe 3 |
| | Formaldeide al 4% | Classe 4 |
| | Glutaraldeide al 3 % | Classe 4 |
| | Acido Acetilsalicilico | Classe 4 |
| | Iosclamina Cloridrato | Classe 4 |
| | Amuchina | Classe 4 |
| | Citrosil | Classe 5 |
| | Sekumatic FRE | Classe 4 |
| | Xilene | Classe 1 |

7) Protezione offerta - segue

Il tempo di passaggio deve essere calcolato come intervallo di tempo di utilizzo continuato del DPI. Infatti a causa delle caratteristiche fisiche del guanto ed in relazione alle modalità di calzatura, pur non essendo considerato guanto monouso dal punto di vista della protezione contro agenti chimici, è vivamente sconsigliato il riutilizzo dello stesso una volta smesso anche se il tempo di protezione indicato non è trascorso. Nel reindossare il guanto è infatti possibile il contatto accidentale con porzioni di liquido che possono essere presenti sulla superficie esterna delle dita del guanto.

In questa nota informativa vengono inoltre riportati i livelli di protezione contro rischi meccanici calcolati secondo il prospetto 1 della norma UNI EN 388 (04). Tali livelli di protezione sono i seguenti:

| | Livello di protezione | | Livello di protezione |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Resistenza all'abrasione | 0 | Resistenza alla lacerazione | 0 |
| Resistenza al taglio da lama | 0 | Resistenza alla perforazione | 0 |
| Destrezza | 5 | | |

BERICA HYGIENE s.r.l.

Sede legale: Via S. Venier, 21 - 36100 VICENZA

Sede operativa: Via dell' Artigianato, 26 - 36057 Torri di Arcugnano (VI)

tf 0444 240522 - fx 0444 240256/240517

www.bericahygiene.it - e mail: info@bericahygiene.it

Cod. Fisc. Partita IVA e P.I. : 00800010244 - Cap. Soc. euro 25.000.00 I.v. - R.E.A. VI n. 210331

GUANTO da ESAMINAZIONE in LATTICE NATURALE, NON STERILE, FINEMENTE TALCATO /NOTA INFORMATIVA

ed indicano che il DPI non possiede capacità di protezione reale e quantificabile contro abrasioni, contatti con lame ed oggetti taglienti, lacerazioni e contatto diretto con materiali a punta, e pertanto ogni sollecitazione meccanica deve essere ridotta al fine di evitare soluzioni di continuità nella superficie del DPI. Ne consegue che devono essere evitate tutte le cause potenziali, anche apparentemente di scarsa rilevanza, che possano determinare tali soluzioni di continuità sia esternamente che internamente al guanto da parte dell'utilizzatore, prima e durante le operazioni interessate.

Indicano altresì le buone doti di destrezza, che li rende adatti per lavori di precisione manuale.

Non è offerta protezione contro alcuna altra tipologia di rischio potenziale non espressamente indicata.

8) Protezione contro agenti biologici

Il guanto è stato sottoposto a prova di penetrazione secondo la norma UNI EN 374 – Parte II, superando la prova di perdita di acqua e la prova di perdita di aria. Viene assunto per convenzione che opponendo valida barriera contro perdita di acqua e di aria, il DPI offre protezione contro agenti biologici. Tale valutazione ha comunque carattere convenzionale ed indicativo.

9) Periodo di Validità del prodotto :

se ne consiglia un utilizzo entro i cinque anni dalla data di produzione (*data di produzione e data – eventuale di scadenza sono stampigliate sia nel dispenser-box che nell' imballo esterno*).

10) Confezionamento:

- a) **Dispenser-box** (OPP paper – dimensioni cm 12,2 x 24,2 x 7,2) **da n. 100 pezzi** , identificati con :
 - numero di lotto produttivo, codice prodotto e codice a barre;
 - data di produzione e data di scadenza;
- b) **Export carton** (RSC ondulato - dimensioni cm 39 x 26 x 24) **da n. 10 dispenser-boxes**, identificati con :
 - numero di lotto produttivo, codice prodotto e codice a barre;
 - data di produzione e data di scadenza;

11) Avvertenze per l'uso e lo stoccaggio

Il dispositivo di protezione qui descritto "TOUCHY" è in grado di realizzare il necessario livello di protezione solo se sarà impiegato e sottoposto a manutenzione secondo quanto prescritto dalla presente. Il costruttore non è responsabile in caso d'uso o manutenzione impropri.

Il DPI deve essere utilizzato prima dell'inizio dell'attività operativa nella quale si prevede di maneggiare soluzioni di prodotti chimici interessati.

Per ogni informazione necessaria non presente in questa nota informativa, contattare il fornitore.

La scelta del guanto di protezione deve essere effettuata conoscendo i lavori ed il processo di lavorazione eseguito dall'operatore, tenendo conto delle condizioni di lavoro ed i rischi connessi.

BERICA HYGIENE s.r.l.

Sede legale: Via S. Venier, 21 - 36100 VICENZA

Sede operativa: Via dell' Artigianato, 26 - 36057 Torri di Arcugnano (VI)

tf 0444 240522 - fx 0444 240256/240517

www.bericahygiene.it - e mail: info@bericahygiene.it

Cod. Fisc. Partita IVA e P.I. : 00800010244 - Cap. Soc. euro 25.000.00 I.v. - R.E.A. VI n. 210334

GUANTO da ESAMINAZIONE in LATTICE NATURALE, NON STERILE, FINEMENTE TALCATO / NOTA INFORMATIVA

11) Avvertenze per l'uso e lo stoccaggio – segue

11.1 Prodotto contenente lattice di gomma naturale: può causare in soggetti sensibili patologie allergico / irritative con quadri clinici anche gravi in soggetti a rischio;

11.2 Guanto monouso da utilizzare in attività chimicamente e meccanicamente non aggressive;

11.3 Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità;

11.4 Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco e asciutto (a temperatura ambiente compresa tra 5°C e 35°C);

11.5 Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore;

11.6 Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo;

11.7 Non utilizzare i guanti in contatto con il prodotto chimico testato per periodi superiori a quelli relativi al livello di prestazione (0 < 10 min; 1 > 10 min. ; 2 > 30 min. ; 3 > 60 min. ; 4 > 120 min. ; 5 > 240 min. ; 6 > 480 min.);

11.8 Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite;

12) Smaltimento del DPI

Il DPI al termine del suo utilizzo deve essere trattato come rifiuto ospedaliero, a meno che non si sia impregnato durante l'utilizzo di sostanze pericolose per le quali occorra una procedura particolare di smaltimento, e trattato secondo la normativa vigente in materia.

13) Proprietà Fisiche :

Dimensioni:

| Misura ® | UNI EN 420 | Larghezza al palmo (mm) | Lunghezza (mm) |
|-----------------|------------|-------------------------|----------------|
| Extra Piccola → | 5 / 5 ½ | < 80 | 245 ± 5 |
| Piccola → | 6 / 6 ½ | 80 +/- 3 | 245 ± 5 |
| Media → | 7 / 7 ½ | 95 +/- 3 | 245 ± 5 |
| Grande → | 8 / 8 ½ | 110 +/- 3 | 245 ± 5 |
| Extra-Grande → | 9 / 9 ½ | 112 +/- 3 | 245 ± 5 |

Spessore medio :POLSO - PALMO - DITA

| Misura ® | UNI EN 420 | Polso / Palmo / Dito double wall (mm) |
|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Extra Piccola → | 5 / 5 ½ | 0,16 / 0,24 / 0,30 |
| Piccola → | 6 / 6 ½ | 0,16 / 0,24 / 0,30 |
| Media → | 7 / 7 ½ | 0,16 / 0,24 / 0,30 |
| Grande → | 8 / 8 ½ | 0,16 / 0,24 / 0,30 |
| Extra-Grande → | 9 / 9 ½ | 0,16 / 0,24 / 0,30 |

BERICA HYGIENE s.r.l.

Sede legale: Via S. Venier, 21 - 36100 VICENZA

Sede operativa: Via dell' Artigianato, 26 - 36057 Torri di Arcugnano (VI)

tf 0444 240522 - fx 0444 240256/240517

www.bericahygiene.it - e mail: info@bericahygiene.it

Cod. Fisc. Partita IVA e P.I. : 00800010244 - Cap. Soc. euro 25.000.00 I.v. - R.E.A. VI n. 210334

GUANTO da ESAMINAZIONE in LATTICE NATURALE, NON STERILE, FINEMENTE TALCATO / NOTA INFORMATIVA

14) Proprietà Meccaniche:

| Per tutte le misure | Prima Invecchiamento | Dopo Invecchiamento (7 giorni a 70°C) |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Allungamento (%) | Min 800 % | Min 750 % |
| Carico di Rottura (N) | Min 10.3 N | Min 9.7 N |
| Resistenza alla Saldatura (Mpa) | Min 27.3 | Min 24.6 |
| Grado di Rigidità (Modulus a 300% Mpa) | 1.5 | 1.4 |
| Grado di Rigidità (Modulus a 500% Mpa) | 3.0 | 2.8 |

Certificato disponibile a richiesta

15) Valore di AQL: < 1.5, per assenza di fori, Livello prestazionale 2, Livello d'Ispezione G-1 per piano di campionamento ISO 2859, per normative UNI EN 374 Parte II:2002.

16) Contenuto Proteico :

Concentrazione di proteine idrosolubili estraibili per normative UNI EN 455 (Part III) «Modified Lowry Test» contro OVBM costantemente < 55 mg/g (52 mg/g): *(limite inferiore del metodo utilizzato : 10 µg/g di guanto (ai sensi Allegato A ; comma A . 1 della EN 455 : 3).*

Certificato disponibile a richiesta

IgE Elisa Inhibition Test ≈ 25 AU/ ml (Proteine allergeniche) : **Certificato disponibile a richiesta**

17) Contenuto Residuo di Additivi Chimici (Acceleranti, vulcanizzanti, altri additivi) :

Assenti/Costantemente al di sotto della soglia di rilevabilità (limite minimo 5 µg/g) :

Certificato disponibile a richiesta

18) Polvere Lubrificante :

a) Contenuto (per normative ASTM D6214-01): **medio 86 µg/guanto**

Certificato disponibile a richiesta

b) Caratteristiche delle polveri :

Aspersione con polvere vegetale "KEOFLO 7136 P – USP" di cui si allega analisi chimica.

Certificato disponibile a richiesta

| Aspetto: polvere bianca fine "free-flowing" | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Test utilizzato | Risultati | Specifiche richieste dalla 21 ^a edizione US Pharmacopeia |
| Identificazione | Amido di mais bio-assorbibile | in sospensione da 1 a 10 assume colorazione blue-porpora a mezzo iodio |
| Stabilità in Autoclave | Passata | La polvere non si agglomera ed è facilmente rimovibile fra le dita |
| Sedimentazione | 59.3 ml | da 45 a 75 ml |
| PH (sospensione da 1 a 10) | 10.03 | da 10.0 a 10.08 |
| Perdita di essiccazione | 9,21% | Max 12% |
| Contenuto in ceneri (Ash Content) | 3.0%max | 4.5% max |
| Residuo d' ignizione | 1,34% | Max 3,0% |
| Ossido di Magnesio (MgO) | 1,20% | Max 2,0% |
| Piombo % | < 0,001% | Max 0,001% |

In accordo alle specifiche dell' USA Pharmacopeia

BERICA HYGIENE s.r.l.

Sede legale: Via S. Venier, 21 - 36100 VICENZA

Sede operativa: Via dell' Artigianato, 26 - 36057 Torri di Arcugnano (VI)

tf 0444 240522 - fx 0444 240256/240517

www.bericahygiene.it - e mail: info@bericahygiene.it

Cod. Fisc. Partita IVA e P.I. : 00800010244 - Cap. Soc. euro 25.000.00 I.v. - R.E.A. VI n. 210334



Touchy

GUANTO da ESAMINAZIONE in LATTICE NATURALE, NON STERILE, FINEMENTE TALCATO / NOTA INFORMATIVA

Il presente Dispositivo di protezione DPI è stato
certificato da:
A.N.C.I. Servizi sezione C.I.M.A.C.
Corso Brodolini 19
27029 Vigevano (PV)
Numero di identificazione comunitario: 0465

La presente nota informativa deve essere portata a conoscenza dell'utilizzatore finale da parte del responsabile della sicurezza

BERICA HYGIENE s.r.l.

Sede legale: Via S. Venier, 21 - 36100 VICENZA

Sede operativa: Via dell' Artigianato, 26 - 36057 Torri di Arcugnano (VI)

tf 0444 240522 - fx 0444 240256/240517

www.bericahygiene.it - e mail: info@bericahygiene.it

Cod. Fisc. Partita IVA e P.I. : 00899910244 - Cap. Soc. euro 26.000.00 I.v. - R.E.A. VI n. 210334