

**Gelita Medical BV**  
**Gelitaspon®**

- Prodotto da:** Gelita Medical BV , Osdorperweg 590, 1067 SZ Amsterdam, Olanda.
- Marcatura CE:** CE0344
- Classe:** III
- Materia prima:** Schiuma di gelatina farmaceutica, altamente purificata, riassorbibile, di origine suina, a porosità uniforme.
- Sterilizzazione:** Raggi Gamma.
- Validità:** 5 anni
- Descrizione:** Gelitaspon® è una spugna di gelatina, sterile, riassorbibile, insolubile in acqua, ad effetto emostatico, disponibile in diversi formati.
- Tempo di riassorbimento:** A seconda del sito di applicazione e delle condizioni del Paziente, può variare, fino ad un massimo tra 4 e 6 settimane. Quando viene applicato su sanguinamenti nasali, rettali, su mucosa vaginale, si liquefa in un periodo di tempo compreso tra due e cinque giorni.
- Tempo di emostasi:** A seconda del sito di applicazione, del tipo di sanguinamento, delle condizioni del Paziente, il tempo di emostasi può variare da pochi secondi fino ad un massimo di ca. 4 minuti.
- Potere assorbente:** 45/50 volte il proprio peso.
- Tollerabilità:** Non si conoscono reazioni tissutali né di ipersensibilizzazione causate dall'uso di Gelitaspon®

Approvata dal P.M. : Emilio Vianello



**Gelita Medical BV****Gelitaspon®****Indicazioni:**

La spugna di gelatina Gelitaspon® viene usata durante e dopo le procedure chirurgiche allo scopo di ottenere una emostasi locale, ad esempio dove le procedure convenzionali risultino inefficaci od impraticabili.

**Controindicazioni:**

In caso di ferite infette, le spugne di gelatina emostatica non devono essere usate senza una adeguata copertura antibiotica.

**Modalità d'uso:**

Gelitaspon® può essere usato asciutto o imbibito ( per esempio di soluzione salina sterile o farmaci quali trombina, antibiotici, chemioterapici, soluzioni di contrasto, etc.) senza che le sue qualità emostatiche ne risultino ridotte. Allo scopo di ottenere l'emostasi Gelitaspon® viene tenuto fermamente sul sito dell'emorragia ed essendo riassorbibile, può essere lasciato in situ e la ferita può essere richiusa.

**Dimensioni e  
Confezionamento:**

Codice	Dimensioni	Confezionamento	Pezzi
GS010 STANDARD	80X50X10 mm.	Doppia busta sterile	10
GS110 SPECIAL	80X50X1 mm.	Doppia busta sterile	20
GS210 TAMPON	80XØ30 mm.	Contenitore sterile	5
GS310 DENTAL	10X10X10 mm.	Blister	50
GS330 DENTAL60	10X10X10 mm.	Contenitore sterile	60
GS325 ENT Cube	10X10X10 mm.	Blister	50
GS265 GELI PUTTY	Contenitore da 1 gr.	Contenitore sterile	5
GS322 IR	2 X 2 X 3 mm.	Contenitore sterile	200
GS344 IR	4 X 4 X 4 mm.	Contenitore sterile	100
GS950 FILM	200X70X0,5 mm.	Doppia busta sterile	20

**Conservazione:**

Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto, nella sua confezione protettiva ed a T Amb. (15-25 °C ). Evitarne l'esposizione alla luce solare diretta.

Approvata dal P.M. : Emilio Vianello

