

# FIXOMULL TRANSPARENT

## FISSAGGIO IMPERMEABILE PER AREE ESTESE

<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Striscia in pellicola trasparente impermeabile di poliuretano spalmata di adesivo acrilico ipoallergenico. La spalmatura della massa adesiva è effettuata a griglia per garantire un'adesività ed una traspirabilità ottimali. Il lato della massa adesiva è poi coperto con uno strato di carta di protezione siliconata, incisa per facilitarne la rimozione durante l'applicazione. Sul lato del poliuretano si trova uno nastro rosso applicato ad una pellicola di supporto. La striscia è arrotolata su rocchetto e confezionata in scatola individuale.
<b>INDICAZIONI</b>	Fissaggio impermeabile di tubi, cateteri, strumenti. Fissaggio impermeabile di medicazioni specie su area estesa. Fissaggio igienico di garze grasse. Fissaggio di medicazioni in aree del corpo a rischio di contaminazione.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Supporto in pellicola di poliuretano trasparente Massa adesiva in poliacrilato. Spessore totale: 40µm Peso totale (supporto + massa adesiva): 42 ± 3 g/m <sup>2</sup> . <b>La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparente</li> <li>• Impermeabile</li> <li>• Permette al paziente di lavarsi e fare la doccia senza protezione addizionale della ferita</li> <li>• Barriera batterica</li> <li>• Fissaggio sicuro, buon potere adesivo iniziale e permanente</li> <li>• Delicato sulla pelle</li> <li>• Permeabile al vapor acqueo</li> <li>• Rischio ridotto di macerazione</li> <li>• Flessibile e conformabile</li> <li>• Radiotrasparente</li> <li>• Molto ben tollerato anche da pazienti con pelle sensibile</li> <li>• Facile e veloce da applicare</li> </ul>
<b>STERILIZZABILITA'</b>	Il prodotto non è fornito sterile. E' sterilizzabile ad Ossido di Etilene.
<b>PERMEABILITA' DEL VAPORE ACQUEO (MVTR)</b>	1155 g/m <sup>2</sup> /24h
<b>ALLUNGAMENTO AL PUNTO DI ROTTURA</b>	792%
<b>CARICO MINIMO DI ROTTURA</b>	11,2 N/cm
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Da uno a più giorni
<b>FORZA DI ADESIONE ALL'ACCIAIO</b>	3 N/cm

Continua

# FIXOMULL TRANSPARENT

## FISSAGGIO IMPERMEABILE PER AREE ESTESE

Continuazione/2

<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Unità d'uso e di vendita: rotolo in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice barra. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara.
<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni.
<b>MODALITA' DI SMALTIMENTO</b>	Smaltire secondo le procedure previste dalle normative vigenti
<b>CODICE CND</b>	M040406 Medicazioni in poliuretano
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
<b>NUMERO DI REPERTORIO</b>	14600/R
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical GmbH, Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20864 Agrate Brianza (MB)

<b>CODICI</b>	<b>MISURA</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARIA (unità di vendita)</b>	<b>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
72216-00000-00	5cm x 10cm	1 rotolo	1 rotolo	12 rotoli
72216-00001-00	10cm x 10cm	1 rotolo	1 rotolo	12 rotoli
72216-00002-00	15cm x 10cm	1 rotolo	1 rotolo	12 rotoli