


# Mepilex® Border




DESCRIZIONE	Medicazione assorbente, con bordo adesivo, con strato di contatto in silicone morbido
DESTINAZIONE D'USO	<p>Mepilex Border è adatto per la gestione di un'ampia gamma di ferite da poco a molto secernenti, quali ulcere da pressione, ulcere degli arti inferiori, ulcere del piede diabetico, e ferite traumatiche. La sua azione determina un controllo degli essudati e il mantenimento dell'ambiente umido ideale per la guarigione della ferita. Mepilex Border assorbe gli essudati, minimizza il trauma da rimozione, protegge la cute perilesionale, prevenendo la macerazione. Mepilex Border può essere usato anche su ferite secche/necrotiche in combinazione con gel.</p> <p>Mepilex Border può essere mantenuto in situ durante l'Ossigeno-Terapia Iperbarica.</p>
COMPOSIZIONE	<p>Mepilex Border è una medicazione in silicone morbido, assorbente e dotato di bordi adesivi.</p> <p>E' composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Strato di contatto con la ferita in silicone morbido (Tecnologia Safetac)</li><li>- Tampone assorbente composto da tre strati: una schiuma di poliuretano a celle aperte, uno strato di tessuto non tessuto e fibre di poliacrilato superassorbenti.</li><li>- Film esterno in poliuretano permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi</li></ul> <p>Safetac è la tecnologia applicata alle medicazioni Mölnlycke Health Care con strato di contatto in morbido silicone. Le medicazioni Safetac minimizzano i traumi alla ferita ed alla cute perilesionale nonché il dolore al paziente, all'atto</p>



**Scheda Tecnica**


Mölnlycke Health Care S.r.l.

					
	<p>Mepilex Border può essere lasciato in sede per più giorni in relazione allo stato della ferita e della cute perilesionale. Bisogna cambiare la medicazione, quando l'essudato è visibile sui bordi del tampone centrale.</p> <p>Mepilex Border può essere usato sotto bendaggi compressivi ed in combinazione con gel.</p>				
CONTROINDICAZIONI /PRECAUZIONI D'IMPIEGO	<p>Per uso esterno. In caso di ferite infette è consigliato l'utilizzo sotto controllo medico. In caso di sensibilizzazione della zona trattata o segni clinici di infezione, consultare il personale sanitario.</p> <p>Non usare Mepilex Border insieme ad agenti ossidanti quali soluzioni di ipoclorito o il perossido di idrogeno (acqua ossigenata).</p>				
STERILITA'	<p>Sterilizzato ad ossido di etilene con processo validato secondo le EN 550:1994, ISO 11135:1994 e ISO 109937:1995 per i residui EtO.</p> <p>La sterilità della confezione individuale è garantita a condizione che questa sia integra, cioè non sia stata aperta o danneggiata. Non risterilizzare. Bioburden: 79 CFU.</p>				
LATTICE	Latex free				
CONFEZIONAMENTO	Mepilex Border è confezionato in busta singola, sterile				
	Codice	Dimensione totale (cm)	Tampone (cm)	Pezzi /dispenser	Pezzi/confezione
	295200	7,5 x 7,5	4,5x 4,5	5	70
	295300	10 x 10	6,5 x 6,5	5	50
	295400	15 x 15	11 x 11	5	50
	295600	15 x 20	11 x 16	5	45
	Mepilex Border Sacrum è confezionato in busta singola, sterile				
	Codice	Dimensione totale (cm)	Tampone (cm2)	Pezzi /dispenser	Pezzi/confezione
	282000	18 x18	120	5	40
	282400	23 x 23	238	5	25
ETICHETTATURA	E' un dispositivo medico conforme alla direttiva CEE 93/42				
FABBRICANTE	<p>Prodotto in Finlandia da Mölnlycke Health Care AB, Goteborg (Svezia)</p> <p><u>Prodotto coperto da 2 European Patent Pending</u> (n. 97923368.1 e n. 98850022.9).</p>				
ASPETTI AMBIENTALI E ASSICURAZIONE DI	Marcatura CE – Dir. CEE 93/42 e successive modifiche.				

**Scheda Tecnica**

Mölnlycke Health Care S.r.l.

QUALITA'	Norme: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>EN ISO 9001:2000</b> e <b>ISO 13485:2003</b>.</li><li>- <b>EN ISO 14001:2004</b> riferita ai sistemi di gestione ambientale.</li></ul>
CONSERVAZIONE E VALIDITA'	Conservare a temperatura ambiente al riparo da condizioni estreme di umidità, polvere, agenti inquinanti, ecc..Il periodo di validità per i prodotti sterili è di tre anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione originale.

12 SET 2007  
  
**MÖLNLYCKE HEALTH CARE srl**  
**IGNAZIO COGOTTI**  
Amministratore Delegato