



DESCRIZIONE	Medicazione assorbente in soffice silicone, con microaderenza selettiva
DESTINAZIONE D'USO	<p>Mepilex è adatto per la gestione di un'ampia gamma di ferite essudanti, quali ulcere da pressione, ulcere degli arti inferiori e ferite da traumi, es. lesioni cutanee e ferite che guariscono per seconda intenzione.</p> <p>La sua azione determina un controllo degli essudati e il mantenimento dell'ambiente umido ideale per la guarigione della ferita. Mepilex assorbe gli essudati, minimizza il trauma da rimozione, protegge la cute perilesionale, prevenendo la macerazione. Mepilex può essere usato anche in combinazione con gel e sotto bendaggi compressivi. Mepilex può essere mantenuto in situ durante l'Ossigeno-Terapia Iperbarica. Mepilex Heel può essere d'aiuto nella prevenzione delle ulcere pressorie sul tallone.</p>
COMPOSIZIONE	<p>Mepilex è una medicazione in soffice silicone assorbente con microaderenza selettiva</p> <p>E' composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strato di contatto con la ferita in morbido silicone (Tecnologia Safetac) - Un tampone assorbente e flessibile in schiuma di poliuretano - Film esterno in poliuretano permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi <p>Safetac è la tecnologia applicata alle medicazioni Mölnlycke Health Care con strato di contatto in morbido silicone. Le medicazioni Safetac minimizzano i traumi alla ferita, alla cute perilesionale e il dolore al paziente, all'atto della rimozione.</p>

	 <p>Mepilex può essere lasciato in sede per più giorni in relazione allo stato della ferita e della cute circostante.</p>			
CONTROINDICAZIONI /PRECAUZIONI D'IMPIEGO	<p>Per uso esterno. In caso di ferite infette è consigliato l'utilizzo sotto controllo medico. In caso di sensibilizzazione della zona trattata o segni clinici di infezione, consultare il personale sanitario.</p> <p>Non usare Mepilex insieme ad agenti ossidanti quali soluzioni di ipoclorito o il perossido di idrogeno (acqua ossigenata).</p>			
STERILITA'	<p>Sterilizzato ad ossido di etilene con processo validato secondo le EN 550:1994, ISO 11135:1994 e ISO 109937:1995 per i residui EtO.</p> <p>La sterilità della confezione individuale è garantita a condizione che questa sia integra, cioè non sia stata aperta o danneggiata. Non risterilizzare. Bioburden: 79 CFU.</p>			
LATTICE	Latex free			
CONFEZIONAMENTO	Mepilex è confezionato sterile in busta singola			
	Codice	Dimensione totale (cm)	Pezzi /dispenser	Pezzi/confezione
	294100	10 x 10	5	70
	294200	10 x 20	5	30
	294300	15 x 15	5	30
	294400	20 x 20	5	30
	Mepilex Heel è confezionato sterile in busta singola			
	288100	13 x 20	5	25
ETICHETTATURA	E' un dispositivo medico conforme alla direttiva CEE 93/42			
FABBRICANTE	Prodotto in Finlandia da Mölnlycke Health Care AB, Goteborg (Svezia) <u>Prodotto coperto da 2 European Patent Pending (n. 97923368.1 e n. 98850022.9).</u>			
ASPETTI AMBIENTALI E ASSICURAZIONE DI	Marcatura CE – Dir. CEE 93/42 e successive modifiche.			

QUALITA'	<p>Norme:</p> <ul style="list-style-type: none">- EN ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003.- EN ISO 14001:2004 riferita ai sistemi di gestione ambientale.
CONSERVAZIONE E VALIDITA'	<p>Conservare a temperatura ambiente al riparo da condizioni estreme di umidità, polvere, agenti inquinanti, ecc. Il periodo di validità per i prodotti sterili è di tre anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione originale.</p>

12 SEP 2007

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.
IGNAZIO COGOTTI
Amministratore Delegato