

WARM UP®


MANTELLA NEONATALE 70X70 cm.

Foto grande

CODICE WUP12000

La mantella neonatale WARM UP è particolarmente indicata durante il trasporto del neonato, o dell'immaturo, al fine di evitare abbassamenti di temperatura.

MODO D'IMPIEGO:

<p><u>1</u> Nella mantella aperta</p>	<p><u>2</u> adagiate il neonato ed avvolgetelo,</p>	<p><u>3</u> chiudendo i diversi lembi l'uno sull'altro.</p>	<p><u>4</u> Fermate la mantella con la chiusura con il velcro</p>	 <p>Il neonato è pronto per il trasporto</p>
---	---	---	---	---

Semplice facile e veloce
Chiusura in sicurezza con velcro

Codici: WUP12000 MANTELLA NEONATALE 70X70 cm. non sterile
WUP12050 MANTELLA NEONATALE 70X70 cm. sterile

PARAMETRI MERCEOLOGICI DEL WARM UP

Composizione : 40 B/T bianco, politene res. A7/L - 33 MY
metallizzato.
Leganti : Colle alimentari

	Unità	Valori medi	Normative
Grammatura	g/mq	75	ASTM D. 2673
Allungamento a rottura longitudinale	%	150	ASTM D. 882
Carico di rottura longitudinale	N/mm ²	3,5	ASTM D. 882
Modulo elastico longitudinale	N/mm ²	60	ASTM D. 882
Permeabilità al vapor d'acqua Condizioni: 38°C - 90% RH	g/mq/24h	< 1,5	ASTM E. 96-90
Permeabilità all'ossigeno Condizioni: 23°C - 0%RH	cc/mq/24h	< 100	ASTM E. 1434 - 82