



## GLISSEN

Gel lubrificante con lidocaina e clorexidina

### IN SINTESI

- gel lubrificante sterile
- confezione sterile
- antisettico e anestetico\*
- applicatore a soffiato pronto per l'uso
- per l'instillazione nell'uretra prima dell'inserimento di una catetere o di uno strumento medico
- utilizzo in pazienti, uomini e donne, di età superiore a 2 anni
- applicazione sicura ed efficace
- ideale per l'applicazione con una sola mano
- instillazione graduale e dolce
- compatibile con l'uso di strumenti metallici ed endoscopici
- ottima tollerabilità
- sterilizzazione mediante vapore acqueo – non produce resti di ossido di etilene \*\*

### PERCHÉ GLISSEN?

I lubrificanti che contengono anestetici e antisettici sono di uso comune da diversi anni. I benefici legati alle instillazioni uretrali sono ampiamente dimostrati:

- Confort per il paziente:
- considerevole diminuzione delle infezioni e delle complicazioni associate alle infezioni delle vie urinarie.

### EVENTUALI LESIONI ASSOCIATE AD INTERVENTI URETRALI:

- stenosi dell'uretra, provocate dai procedimenti trans uretrali
  - ulteriori ferite o lesioni: causate dai movimenti del paziente quando sente dolore.
- Con l'instillazione di un gel lubrificante dell'uretra:
- la mucosa dell'uretra rimane totalmente ricoperta da uno strato protettivo
  - Riduzione della frizione tra la sonda/strumento e la mucosa
  - Atraumatico inserimento del catetere fino in vescica

### PREVENZIONE DEL DOLORE \* :

I procedimenti uretrali sono considerati estremamente dolorosi dai pazienti trattati d'urgenza:

- l'effetto anestetico riduce il dolore dei pazienti, sia uomini che donne
- i pazienti saranno più rilassati negli atti precedenti l'inserimento di una catetere o di un altro dispositivo medico

### PREVENZIONE DELLE INFEZIONI:

La maggior parte delle infezioni delle vie urinarie sono dovute a interventi uretrali.

- le sonde urinarie devono essere sterili e devono essere inserite nel rispetto di tutte le tecniche di asepsi
- si deve utilizzare un gel antisettico di qualità

\* Glissen è disponibile in due formulazioni: Glissen C con Lidocaina (che contiene lidocaina cloridrato e clorexidina cloridrato) dalle proprietà lubrificanti, antisettiche e anestetiche e Glissen (che contiene unicamente clorexidina cloridrato), dalle proprietà lubrificanti e antisettiche, ma non anestetiche.

\*\* Eventuali residui di ossido di etilene sullo strumento possono causare stenosi uretrali.



- ① Applicatore a soffietto
  - Instillazione dolce e controllata
  - assenza di blocco del pistone come in una siringa standard
- ② Gel trasparente 12,5 g
  - solubile in acqua e trasparente, per l'instillazione uretrale
- ③ Applicatore di forma conica
  - morbido, privo di bordi affilati, non traumatico
  - profilo anatomico – instillazione facile
- ④ Punta rompibile
  - facile da rompere e da comprimere
  - si rompe all'interno del proprio contenitore
- ⑤ Disponibile anche con cannula accessoria che facilita l'inserimento



Metodo per rompere la punta

*L'inserimento delicato del catetere si ottiene unicamente se si riempie precedentemente l'uretra con il gel lubrificante. Dopo l'instillazione del gel, occorre attendere 5-10 minuti prima di introdurre il catetere o qualsiasi strumento medico – questo è infatti il tempo necessario affinché la lidocaina faccia effetto.*



*È stato dimostrato che l'applicazione del lubrificante sulla sonda o sullo strumento non sortisce l'effetto desiderato. Il gel si elimina con lo sfregamento dovuto all'inserimento del dispositivo nell'uretra.*



## GLISSEN

CODICE	NOME COMMERCIALE	PRINCIPI PRESENTI	PUNTA	CONTENUTO	CONF.
GEL0007	Glissen	clorexidina	standard	8,5 g	25
GEL0001	Glissen	clorexidina	standard	12,5 g	25
OGELLID2	Glissen C	clorexidina e lidocaina	standard	8,5 g	25
OGELLID1	Glissen C	clorexidina e lidocaina	standard	12,5 g	25
MONTGELLIDI3	Glissen C	clorexidina e lidocaina	cannula accessoria	12,5 g	5

*La cateterizzazione è una manovra invasiva che può causare disturbi psicologici e fisici e complicazioni (infiammazione, infezione, dolore, sanguinamento e stenosi)*

Prodotto da Montavit, Austria

### DISTRIBUITO DA:

SEDE TELEFLEX MEDICAL EMEA, IRLANDA · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflexmedical.com

ITALIA Tel. +39 (0) 362 589 11 · info.it@teleflexmedical.com

WWW.TELEFLEXMEDICAL.COM

94 05 32 - 00 00 04 · REV A - 01 11 03 · Dati aggiornati al momento della stampa. Soggetti a modifiche tecniche senza ulteriore preavviso.

**Teleflex**