

SP3

Dispositivo medico disinfettante

Proprietà

Dispositivo medico per la disinfezione e decontaminazione dei dispositivi medici riutilizzabili.

Polvere attiva in grado di originare soluzioni disinfettanti e detergenti per dispositivi medici quali strumenti chirurgici, inclusi quelli di impiego odontoiatrico, endoscopi, broncoscopi, laparoscopi, tubi respiratori, apparecchi di anestesia.

SP3 rappresenta un sistema sicuro per la produzione di soluzioni decontaminanti, disinfettanti virucide e disinfettanti di alto livello (sterilizzanti a freddo). SP3 garantisce una azione battericida in sinergia con una azione detergente, potenziata dalla presenza di cariche enzimatiche disgregatrici dei residui organici, ed una azione anticorrosiva antiridepositante.

SP3 si presenta come polvere igroscopica

Composizione (Reg. CE 648/2004)

100g di SP3 Medical Device contengono:

Attivatore (tetracetilendiammina) 31%- Sodio percarbonato 46,5% - Tensioattivi anionici non ionici <5%, anticorrosivi, enzimi e coformulanti q.b. a 100%.

Dosaggi di impiego

Da 5g/litro d'acqua a 28-30°C per azione detergente e disinfezione primaria

A 20g/litro d' acqua a 38°C max come alta disinfezione (sterilizzante a freddo)

Modalità di impiego

SP3 viene impiegato diluendolo in acqua di rubinetto seguendo questa procedura:

- versare la dose di SP3 nell'acqua (inizio attivazione)
- agitare finché buona parte della polvere sia disciolta (2-3 minuti minimo)
- attendere 10 minuti (30 minuti alta disinfezione sterilizzante a freddo) perché si consolidi l'attivazione.

A questo punto la soluzione è pronta per essere utilizzata. I tempi di contatto dei dispositivi da disinfettare con la soluzione di SP3 possono variare da 5 a 10 min. (10 minuti per alta disinfezione sterilizzante a freddo).

Le soluzioni di impiego non risultano tossiche, non sono irritanti, non liberano gas nell'ambiente.

Sono biodegradabili ed il loro smaltimento non crea problemi in quanto il principio attivo viene degradato ad acido acetico, ossigeno ed acqua.

Possono essere impiegate sulle normali vaschette di disinfezione, anche su ultrasuoni o lavastrumenti. Le soluzioni vanno realizzate al momento dell'uso e conservate in contenitori chiusi e lontano da fonti di calore. Le soluzioni non vanno diluite, contaminate e vanno rinnovate almeno giornalmente. Evitare il contatto diretto delle superfici degli strumenti con il prodotto indisciolto. Il prodotto è incompatibile con rame e sue leghe: leggere il manuale d'uso del dispositivo da sottoporre a trattamento. Porre attenzione al prelievo ed al risciacquo in sicurezza dei dispositivi trattati con SP3 per evitare contaminazioni successive al trattamento. Non impiegare con dispositivi monouso.

Avvertenze

SP3 tal quale è nocivo per ingestione, rischio di gravi lesioni oculari. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Conservare il contenitore ben chiuso e ed al riparo dall'umidità e da fonti di calore

SP3 è un dispositivo per la disinfezione di strumentario e dispositivi medici riutilizzabili. Non utilizzare su pazienti.

Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. D.M. rientrante nella classe IIB in attuazione alla direttiva 93/42/CEE e succ. mod. e integr.



Confezioni

FM0510 Barattoli da 1000 g completi di misurino	FM0557 monodose da 50 g
FM0509 Barattoli da 2000 g completi di misurino	FM0535 monodose da 100 g
FM0511 secchielli da 5Kg	
FM0508 secchielli da 10 Kg	

Prodotto da:

MONDIAL snc via Don G. Zonta, 3 - 35010 Limena PADOVA - tel 049768712 - fax 049769497

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze, alla data sopra riportata. Si riferiscono al preparato indicato e non costituiscono una specifica o una garanzia di particolare qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che intende fare.



snc - Via Don G. Zonta, 3 - 35010 Limena Z.I. (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 768712 Fax +39 049 769497 e-mail: info@mondialprod.it

Sistema di Gestione Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000
UNI EN ISO 13485:2004