



Via W. Flemming, 7 - 37026 Settimo di Pescantina (VR) - ITALIA
Tel. +39 045 6767672 - Fax +39 045 6757111
Sito internet: www.farmec.it - E-mail: farmec@farmec.it

Scheda Tecnica

Data emissione scheda	08-01-03
Edizione n°	03
Data ultima edizione	28-07-10

Striscette Opaster



1. Caratteristiche

Le **Striscette Opaster** sono indicatori chimici idonei a verificare la concentrazione di Ortoftalaldeide delle soluzioni d'uso di Opaster per attestarne la conformità prima di procedere alla disinfezione dei dispositivi medici.

Queste striscette reattive sono state progettate e sviluppate per monitorare esclusivamente la concentrazione minima efficace del prodotto Opaster.

2. Modalità d'impiego

Al fine di ottenere un risultato accurato e riproducibile, attenersi alle indicazioni di seguito riportate.

1. Assicurarsi che la soluzione che deve essere testata sia stata preparata in accordo alle istruzioni riportate in etichetta.
2. Verificare che la data di prima apertura del barattolo annotata in etichetta rientri nei 90 giorni precedenti.
3. Prelevare una striscetta dalla confezione e richiudere immediatamente.

Scheda Tecnica	Striscette Opaster	Edizione n°	03	Data ultima edizione	28/07/2010
----------------	---------------------------	-------------	-----------	----------------------	-------------------

4. Immergere completamente la superficie di reazione della striscetta nella soluzione da testare per 2 secondi.
 5. Rimuovere l'eccesso di soluzione dalla striscetta scuotendola delicatamente.
 6. Valutare il colore della superficie di reazione dopo 120 secondi confrontandolo con il campo di colore grigio riportato in etichetta.
- Lecture effettuate prima o dopo i 120 secondi possono dare risultati non corretti.

E' consigliato equipaggiarsi con un cronometro per garantire condizioni ottimali di lettura della striscetta.

3. Stoccaggio e stabilità

La superficie di reazione all'estremità del test strip è composta di una carta adsorbita di agenti reattivi a base azotata.

Le striscette devono essere conservate nella confezione originale con il tappo perfettamente chiuso. Conservare a temperatura ambiente controllata tra i 15-25 °C al riparo dall'umidità. Le **Striscette Opaster** possono essere conservate fino a 12 mesi dalla data di fabbricazione in confezionamento integro e fino a 90 giorni dopo la prima apertura. Alla prima apertura del barattolo, annotare la data nell'apposito campo predisposto sull'etichetta.

4. Precauzioni d'uso

1. Attenersi alle istruzioni per l'uso, alle modalità di conservazione e al periodo di validità indicati.
2. Queste striscette sono sensibili all'umidità e non funzionano propriamente se conservate in maniera non corretta.
3. Chiudere immediatamente il contenitore dopo ogni utilizzo per riparare le striscette dall'umidità.

5. Confezioni

Codice prodotto	Confezionamento
PF32226	<i>Barattolo da 50 striscette</i>

6. Categoria legislativa

Dispositivo Medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche integrative.

Numero di registrazione al repertorio: **340789**

Classificazione CND: **V9099**

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI