

MICROTOME BLADES FEATHER

Distributore: Diapath srl Via Savoldini,71- 24057 MARTINENGO- BG- TEL +39.0363.986.411 info@diapath.com
Marchio DIAPATH (officina di produzione lame originali Feather: made in Japan)

Per gli ordinativi di fornitura utilizzare i codici sottoindicati

Descrizione	CODICI	CONFEZIONE
Microtome Blades S35. Feather routine/fine	05S35	50pcs
Microtome Blades A35. Feather routine- alta durata	05A35	50pcs
Microtome Blades N35 NEW	05N35	50pcs
Microtome Blades R35. Feather routine sezioni seriate	05R35	50pcs
Microtome Blades S22. Feather tessuti molli,sezioni fini	05S22	50pcs
Microtome Blades C35. Feather cryostat	05C35	20pcs

Presentazione

Lame per microtomo. Fornite in dispensatore manuale che permette di estrarre la lama in sicurezza.

Sono disponibili diverse tipologie per ottimizzarne l'impiego:

S35: per routine istologica

A35: per sezioni sottili

N35: per pezzi duri

R35: per sezioni seriate

S22: per sezioni sottili e pezzi morbidi

C35: per taglio al criostato

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza lame :80 mm

Angolo tagliente (eccetto S22): 35° Angolo tagliente per S22: 22°

Materiale (esclusa C35): acciaio inossidabile

Rivestimento filo della lama (esclusa C35): in teflon

Le lame C35 presentano diverse caratteristiche tecniche in quanto ideate per l'utilizzo al criostato e quindi a basse temperature.

Materiale C35: lega acciaio-carbonio

Rivestimento filo della lama C35: nessuno

Metodica di utilizzo

Impugnare il dispensatore manuale.

Fare scorrere la manopola del dispensatore manuale.

Estrarre la lama posizionandola sul supporto per lama del microtomo.

Fissare la lama.

Controllo qualità

Controllo dell'integrità del prodotto in ciascun lotto

Conservazione , manipolazione e stabilità

Il prodotto non richiede particolari condizioni di stoccaggio o manipolazione

Revisione 05
Data di aggiornamento: 27/06/2007