



## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE)Italy  
Tel.:++39 0426 302224 - Fax:++39 0426 302228  
E-mail: [italia@biosigma.com](mailto:italia@biosigma.com) – [export@biosigma.com](mailto:export@biosigma.com)  
[www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**


Rev.01 del  
27/09/04

Pag. 1 di 3

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

**REF: BSS700** 


**DROP SLIDE SYSTEM**  
**Conf. 1000 Pz.**



### Dispositivo per striscio ematologico manuale

**DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE**  
**Destinato esclusivamente ad uso professionale**

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio in vitro
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente



**Elimina il bisogno di rimuovere il tappo della provetta di sangue quando si fa lo striscio ematologico.**

Il **DIFF-SAFE®** dispenser è la risposta alla crescente preoccupazione riguardante gli agenti patogeni veicolati dall'aria nei laboratori di ematologia.

Eliminando la necessità di rimuovere il tappo della provetta di sangue, si evita il pericolo rappresentato dagli agenti patogeni nell'aria.

**COMPATIBILE CON PRVETTE VACUTAINER™ E HEMOGARD® BRAND**



## Biosigma S.r.l.


Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy  
Tel.: ++39 0426 302224 - Fax: ++39 0426 302228  
E-mail: [italia@biosigma.com](mailto:italia@biosigma.com) – [export@biosigma.com](mailto:export@biosigma.com)  
[www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**



Rev.01 del  
27/09/04

Pag. 2 di 3

### SCHEMA TECNICA PRODOTTO

<p><b>1. Con la provetta rivolta verso l'alto, inserire la cannula attraverso il tappo di gomma.</b></p> <p>L'inserimento può essere fatto sia prima che dopo il mescolamento. In genere i laboratori inseriscono quando le provette sono ancora nel rack. Per protezione, l'estremità della cannula è smussata, ma passa facilmente attraverso il tappo, soprattutto se il tappo è stato preforato da una contatore di cellule automatico.</p>		<p><b>ATTENZIONE:</b> INDOSSARE I GUANTI. NON INSERIRE SE LA PROVETTA E' ROVESCIATA. PER PROVETTE CHE SONO STATE APERTE IN PRECEDENZA E RITAPPATE, FARE ATTENZIONE CHE I TAPPI SIANO STATI CHIUSI BENE E CHE L'ECESSO DI CAMPIONE SIA STATO RIMOSSO QUANDO SI PREME IL DISPOSITIVO SUL VETRINO</p>
---	---	--

#### DIFF-SAFE® BLOOD DISPENSER - ISTRUZIONI PER L'USO

<p><b>2. Rovesciare la provetta e premere contro il vetrino. Nell'istante in cui il sangue si deposita sul vetrino, prima diminuire la pressione un istante, poi sollevare il dispositivo dal vetrino.</b></p>		
<p>Il <b>DIFF-SAFE®</b> dispenser è ideato per realizzare una goccia la cui dimensione è ideale per effettuare lo striscio ematologico. <b>PER ASSICURARE UNA GOCCIA UNIFORME, DIMINUIRE LA PRESSIONE PER UN ISTANTE PRIMA DI SOLLEVARE IL DISPOSITIVO DAL VETRINO.</b></p>	<p>Grazie alla diminuzione di pressione, <b>DIFF-SAFE®</b> risucchia l'eccesso di sangue dal vetrino lasciando una goccia di dimensioni ideali per lo striscio.</p>	<p>Il <b>DIFF-SAFE®</b> dispenser può essere rimosso immediatamente dopo l'uso e gettato. In ogni caso, in molti laboratori, il dispositivo viene lasciato nel tappo e inseguito eliminato assieme alla provetta.</p>
		<p>Riduce della metà i tempi per effettuare lo striscio di sangue. Riduce lo sforzo rispetto alla procedura riducendo il numero di passaggi di due terzi. Permette di ridurre i tempi tecnici e nello stesso tempo di evitare pericoli inutili.</p>
<p><b>DIFF-SAFE® è un marchio registrato da Alpha Scientific Corporation. DIFF-SAFE® è protetto da U.S. Patent Number 5,344,666</b></p>		

#### Fabbricante:

Alpha Scientific Corporation  
287 Great Valley Parkway  
Malvern  
PA 19355  
USA



## Biosigma S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE)Italy  
Tel.:++39 0426 302224 - Fax:++39 0426 302228  
E-mail: [italia@biosigma.com](mailto:italia@biosigma.com) – [export@biosigma.com](mailto:export@biosigma.com)  
[www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

**M521D**

Rev.01 del  
27/09/04

Pag. 3 di 3

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO

Copia della Dichiarazione di conformità alla **Direttiva 98/79/CE** rilasciata dal produttore è disponibile, su richiesta, presso l'Ufficio Qualità Biosigma S.r.l.

### Interpretazione dei simboli sull'imballaggio



Simbolo per "non riutilizzare"  
Symbol for "do not reuse"



Simbolo per "codice del lotto"  
Symbol for "batch code"



Simbolo per "Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso"  
Symbol for "caution, consult accompanying documents"



Simbolo per "utilizzare entro"  
Symbol for "use by"



Simbolo per "limite di temperatura"  
Symbol for "temperature limitation"



Simbolo per "fabbricante"  
Symbol for "manufacturer"



Simbolo per "Dispositivo Medico-Diagnostico In Vitro"  
Symbol for "In Vitro Diagnostic Medical Device"



Questo prodotto è conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro  
This product fulfils the requirements of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices