



Collagene equino in polvere con erogatore spray. Dispositivo medico per automedicazione non soggetto a prescrizione medica.

COMPOSIZIONE

Collagene equino

Eccipienti: amido di riso modificato, miglyol

Solventi e propellente: ammessi, q.b.

INDICAZIONI D'USO

Trattamento di eritemi solari, ustioni minori, irritazioni cutanee, ferite ed ulcere superficiali, eritemi da pannolino, macerazione da incontinenza, escoriazioni ed abrasioni, ed emostatico. Nonostante le sue ottime proprietà emostatiche CONDRESS SPRAY® non deve sostituire pratiche di legatura o compressione diretta in caso di forti sanguinamenti. Terapie anticoagulanti non interferiscono con il suo utilizzo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Recipiente sotto pressione, non utilizzare se la confezione è danneggiata.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO, ANCHE TRA UN'APPLICAZIONE E L'ALTRA

Non utilizzare dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce ad una confezione integra e correttamente conservata.

Il dispositivo è riutilizzabile dopo la prima erogazione, fino ad esaurimento del prodotto.

Utilizzare CONDRESS SPRAY® previa pulizia e disinfezione della lesione.

Si consiglia di non utilizzare in associazione a sostanze o farmaci che formino barriera per non vanificare l'attività del prodotto.

E' importante, prima dell'utilizzo di CONDRESS SPRAY® procedere ad un'accurata rimozione dell'eventuale materiale purulento e/o tessuti necrotici.

Tenere la bomboletta alla distanza di circa 15 cm dalla lesione e spruzzare a brevi intervalli per uno o due secondi su tutta l'area interessata. L'erogazione del prodotto, non rispettando la distanza minima consigliata, può dar luogo ad una sensazione di raffreddamento, che si esaurisce rapidamente senza provocare danni alla pelle.

In caso di necessità coprire la lesione con un bendaggio o cerotto. Nei bambini le pieghe cutanee o il pannolino possono fungere da bendaggio.

L'eventuale eccesso di prodotto erogato si elimina naturalmente dalla pelle, anche integra, senza precludere l'efficacia del trattamento.

Non è necessario, ad ogni utilizzo, eliminare il prodotto residuo dall'applicazione precedente.

Non sono stati riscontrati fenomeni di sensibilizzazione dovuti all'uso topico prolungato del prodotto.

CONTROINDICAZIONI/EFFETTI COLLATERALI

Non utilizzare il prodotto su pazienti con accertata storia familiare di malattie autoimmunitarie, reazioni anafilattiche o ipersensibilità verso i componenti, o in soggetti sottoposti a terapia di desensibilizzazione a prodotti a base di carne. Trattandosi di un prodotto anallergico non sono stati riscontrati né riferiti fenomeni di sensibilizzazione né effetti collaterali.

L'utilizzo come emostatico non deve sostituire, in presenza di forti sanguinamenti, le normali pratiche di legatura o compressione diretta effettuate sotto stretto controllo medico o paramedico.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in luogo asciutto e lontano da fonti intense di calore.

Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C.

INFORMAZIONI SUL REIMPIEGO DEL DISPOSITIVO

Dopo l'utilizzo richiudere accuratamente la bomboletta utilizzando l'apposito tappo di chiusura.

In caso di non perfetta erogazione della polvere rimuovere la valvola erogatrice pulendola mediante un semplice lavaggio con acqua tiepida. Asciugare la valvola e riposizionarla avendo cura di dirigere l'erogatore verso l'esterno.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Recipiente sotto pressione.

Mantenere il prodotto in luogo asciutto e lontano da fonti intense di calore.

Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.

Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione.

Non fumare durante l'utilizzo.

Non utilizzare in ambienti non sufficientemente aerati.

Non contiene sostanze ritenute dannose per l'ozono.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Non spruzzare il prodotto negli occhi, nelle orecchie e non inalare.

TENERE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

FABBRICANTE

Euroresearch s.r.l. – Via Larga, 2 - 20122 MILANO

Preparato da Abioten Pharma S.p.A.

DISTRIBUTORE

Abioten Pharma S.p.A. – Via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto PISA

