

Nome commerciale del prodotto: AQUACEL® Ag

CND M040408

Descrizione del prodotto:

Medicazione contenente la Tecnologia Hydrofiber®, composta da carbossimetilcellulosa sodica (NaCMC) pura in fibre gelificanti con l'1,2% di ioni argento. Grazie alla Tecnologia Hydrofiber® AQUACEL® Ag interagisce con l'essudato della ferita formando istantaneamente un soffice gel che mantiene l'ambiente umido e non rilascia l'essudato assorbito, provvedendo al contempo al controllo ed alla prevenzione batterica. AQUACEL® Ag, grazie alla presenza dell'Argento Ionico, svolge un'attività antimicrobica ad ampio spettro, rapida e duratura, senza risultare citotossico ed irritante.

Indicazioni:

Questa formulazione, priva di attività farmacologica, trova applicazione in tutti i casi di trattamento delle ferite essudanti infette e a rischio d'infezione quali:

Ulcere degli arti inferiori - Piaghe da decubito

Ustioni di 2° grado - Zone di prelievo cutaneo per trapianti

Ferite superficiali ed abrasioni

Ferite chirurgiche o traumatiche che riparano per seconda intenzione

Modalità d'uso:

Applicare sulla ferita e coprire con un'adeguata medicazione secondaria. Rimuovere quando la medicazione è saturata dall'essudato o quando una corretta pratica clinica richieda il cambio.

La medicazione può comunque essere lasciata in situ fino a 7 giorni; nei casi in cui venga usata su ferite altamente essudanti, o per altre ragioni cliniche, può essere cambiata più frequentemente. Sulle ustioni di 2° grado può essere lasciata in situ fino a 14 giorni.

Composizione chimico-fisica:

Medicazione sterile contenente la Tecnologia Hydrofiber®, composta da soffici fibre idrocolloidali (carbossimetilcellulosa sodica pura) con ioni argento (1,2%) sotto forma di compressa piana o tampone. Grazie alla sua particolare struttura, trattiene l'essudato all'interno delle sue fibre limitandone la propagazione laterale e riducendo il rischio di macerazione. Il processo di fabbricazione di AQUACEL® Ag garantisce la distribuzione uniforme degli ioni argento nell'intera medicazione. Il formato 2x45 cm viene arricchito di fibre rinforzanti in **lyocell medicale**, poste sia in senso verticale (4mm di distanza) che in senso orizzontale (5mm di distanza), a formare una trama che quando idratata risulta 20 volte più resistente rispetto alla normale tessitura Hydrofiber®.

Metodo di sterilizzazione: sterilizzato a raggi gamma

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco ed asciutto (10° - 25°)

Validità in anni: 2

Tempo massimo di permanenza in situ: 7 giorni su lesioni croniche; 14 giorni su ustioni di 2° grado

Classe CE: III

CE 0086

Identificativo e sede Stabilimento di produzione:

Prodotto per conto di ConvaTec Ltd. - 1st AVE DEESIDE Industrial Park Flintshire CH5 - 2NU - U.K..

Codici disponibili e modalità di presentazione / confezionamento

Codice	Misure	Unità per confezione	Codifica ISO
403706	5 X 5 cm	10 medicazioni	
403708	10 X 10 cm	10 medicazioni	09.21.12.003
403710	15 X 15 cm	5 medicazioni	
403711	20 X 30 cm	5 medicazioni	
403771	2 X 45 cm	5 medicazioni	

Caratteristiche fisiche

Edizione	Data	Natura della modifica	Compilato
02A	26/08/08	Variazione ragione sociale	AQ
01A	20/10/00	Prima edizione	SAM

Capacità di assorbimento (g/g)	20,9 (g soluzione fisiologica/g di medicazione)
Permeabilità al vapore	Medicazione non occlusiva
Contenuto Argento Ionico: % in peso	1,2%