

**Nome commerciale del prodotto:** AQUACEL® **EXTRA** CND M040404/M040413 RDM 445895/445834

**Descrizione del prodotto:**

Medicazione in Tecnologia Hydrofiber®, composta da carbossimetilcellulosa sodica (NaCMC) pura in fibre gelificanti e rinforzanti. Grazie alla Tecnologia Hydrofiber® AQUACEL® EXTRA interagisce con l'essudato della ferita formando istantaneamente un soffice gel che mantiene l'ambiente umido e non rilascia l'essudato assorbito. Grazie alle fibre rinforzanti, permette di assorbire e ritenere quantità molto elevate di essudato.

**Indicazioni:**

Questa formulazione ipoallergenica, priva di attività farmacologica, trova applicazione in tutti i casi di trattamento delle ferite essudanti quali:

Ulcere degli arti inferiori - Piaghe da decubito

Ustioni di 1° e 2° grado - Zone di prelievo cutaneo per trapianti

Ferite superficiali ed abrasioni

Ferite chirurgiche o traumatiche che riparano per seconda intenzione

**Modalità d'uso:**

Applicare sulla ferita e coprire con una medicazione secondaria. Rimuovere quando la medicazione è saturata dall'essudato o quando una corretta pratica clinica richieda il cambio. La medicazione può comunque essere lasciata in situ fino a 7 giorni; nei casi in cui venga usata su ferite altamente essudanti, o per altre ragioni cliniche, può essere cambiata più frequentemente.

**Composizione chimico-fisica:**

Medicazione sterile contenente la Tecnologia Hydrofiber® composta da soffici fibre idrocolloidali (100% carbossimetilcellulosa sodica pura) sotto forma di compressa piana o tampone.

Arricchita di fibre rinforzanti in **lyocell medicale** che grazie alla particolare trama che vanno a formare, trattengono l'essudato all'interno delle fibre limitandone la propagazione laterale e riducendo il rischio di macerazione della cute perilesionale. AQUACEL® EXTRA grazie alla presenza di fibre rinforzanti consente una maggior ritenzione garantendo la massima capacità di assorbimento.

**Metodo di sterilizzazione:** sterilizzato a raggi gamma a non meno di 25 kGray pari a 2,5 Mrads

**Modalità di conservazione:** conservare in luogo fresco ed asciutto

**Validità in anni:** 5

**Tempo massimo di permanenza in situ:** 7 giorni **Latex Free**

**Classe CE:** IIb

**CE** 0086

**Identificativo e sede Stabilimento di produzione:**

Prodotto per conto di ConvaTec Ltd. – 1<sup>st</sup> AVE DEESIDE Industrial Park Flintshire CH5 – 2NU – U.K..

**Codici disponibili e modalità di presentazione / confezionamento**

Codice	Misure	Unità per confezione	Codifica ISO	Codice PARAF
420671	5 X 5 cm	10 medicazioni		931153062
420672	10 X 10 cm	10 medicazioni	09.21.12.003	931153074
420673	15 X 15 cm	5 medicazioni		931153098

**Caratteristiche fisiche**

Capacità di assorbimento (g/cm <sup>2</sup> )	0.25
Permeabilità al vapore	Medicazione non occlusiva
Ritenzione (g/cm <sup>2</sup> )	0.20

Edizione	Data	Natura della modifica	Compilato
02A	26/08/08	Variazione ragione sociale	AQ
01A	20/10/00	Prima edizione	SAM