



- **Facile**  
da applicare
- **Adattabile**
- **Pratico**  
e confortevole



Tagliare il rotolo alla lunghezza desiderata.

Applicare una chiusura a strappo ad Y a ciascuna estremità.

Fissare la striscia facendole fare un giro attorno al braccio vicino al gomito. (fig.1)

Far passare il bendaggio dietro la schiena e sulla spalla opposta.

Far girare il bendaggio attorno al polso del paziente e fissarlo

con una chiusura a strappo. (fig.2)

In alternativa si può fare un unico passaggio utilizzando una sola chiusura ad Y.

timove Sling offre evidenti vantaggi rispetto agli altri sistemi di sostegno  
ponibili:

24 metri di striscia imbottita, in un dispenser di facile utilizzo.

La striscia imbottita e resistente e le chiusure a strappo ad Y mantengono il  
braccio nella giusta posizione.

La larghezza della striscia rimane invariata durante l'utilizzo garantendo il  
massimo comfort per il paziente.



A

