



Medline International Italy s.r.l.  
Unipersonale

Piazzale della resistenza, 3  
50018 Scandicci (FI)  
Tel. 055 / 776 6516

www.medline.com/it



## Scheda Tecnica

## Ultragard camici sterili per interventi ambulatoriali

### Descrizione, materiali e codici

Un telo in SMS avvolgimento cm 60x60 contenente:

- 2 tovagliette assorbenti asciugamani
- camice in SMMMS polipropilene

Codice	Lunghezza (cm)	Taglia	Pz per conf di vendita	RDM
E3505CEA	115	S/M	36	1440097
E3506CEA	120	L	36	1440098
E3516CEA	150	XLL	32	1440099
E3545CEA	130	XL	36	1440100
E3585CEA	160	2XLL	32	1717336

### Destinazione d'uso

Camice sterile per interventi ambulatoriali

### Pack factor

Vedere sopra

### Confezionamento

Doppio involucro inserito in busta con apertura peel pouch. La busta esterna è composta da: carta + film (77% polietilene + 23% poliestere)

### Sterilizzazione

Ossido d'Etilene (ETO)

### Validità

5 anni dalla data di sterilizzazione a confezione integra e non danneggiata

### Conservazione e stoccaggio:

Proteggere da elevate fonti di calore/ freddo. Mantenere in luogo fresco, asciutto e pulito

### Presenza di lattice

Latex free

### Conformità normativa

Dispositivo Medico di Classe I sterile.

Prodotto conforme ai requisiti essenziali di cui all'All.I della Direttiva 93/42/CEE riguardante i dispositivi medici e successive modifiche e integrazioni, recepita dal D.Lgs. 46/97 e succ. mod. int.

Conforme alla normativa EN13795, Livello AAMI: 2

### Classificazione CND

T020401

### Fabbricante

Medline International France SAS EN ISO 13485

### Distributore

Medline International Italy Srl Unipersonale, certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001