


Cateteri prostatici

Data di revisione : 09/02/2012

**Catetere prostatico DUFOUR in
P.V.C., PROSTAFL®:
AB72++**Registrato nel Repertorio Nazionale dei
Dispositivi con registrazione n°84757/R

- **Produttore:**
Coloplast AS - DK-3060 Espergaerde, Denmark
- **Distributore:**
Coloplast SpA – Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007
n°9, Edificio F- 40127 Bologna
- **Classe CE (Direttiva 93/42/CEE):** IIa (Allegato 5)
- **Standard:** ISO 9001:2000 – DS/EN ISO 9001:2000 - ISO
13485:2003 – DS/EN ISO 13485:2003
- **Ente notificatore:**
DS Certificering A/S – Identification N° 0543 – Denmark

**CND
U010204****Prodotto
monouso****Contiene
Lattice****Non Contiene
Ftalati****Descrizione**

- Lunghezza (cm) : 42
- Estremità distale : curva, punta aperta
- Estremità prossimale : a imbuto, valvola trasparente
- Vie : 3 (drenaggio, gonfiaggio, irrigazione)
- Fori : 2 opposti e sfalsati e 1 foro sulla punta
- Palloncino (ml) : 50 - 80

Indicazioni

A seguito di chirurgia prostatica:

- drenaggio urinario vescicale a breve termine
- irrigazione vescicale post-operatoria
- emostasi post-operatoria della loggia prostatica

Cateterizzazione urinaria uretrale fino a 2 settimane

Controindicazioni e incompatibilità

Le medesime del cateterismo urinario uretrale e in generale le allergie note ai materiali del dispositivo (in particolare il lattice) o agli agenti sterilizzanti (in particolare l'ossido d'etilene e i suoi derivati).

ATTENZIONE : questi prodotti contengono lattice naturale, che può provocare reazioni allergiche.*Istruzioni d'uso (nella confezione) 2SH2115*

**Cateteri prostatici****• Composizione**

P.V.C.

Presenza di lattice: Sì (nel palloncino)

• Sterilizzazione

Sterile monouso

Ossido d'etilene (EO) - Tasso residuo di ossido di etilene inferiore a 2 ppm a norma di legge

• Validità

5 anni dalla data di produzione

• Codici

CH	Codici	Codice CND	Codice GMDN
18	AB7218	U010204	34917
20	AB7220	U010204	34917
22	AB7222	U010204	34917
24	AB7224	U010204	34917

• Confezionamento

Unità d'uso

Doppia busta sfilabile

Unità d'ordine

5 unità d'uso in una scatola di cartone di (mm)
90x40x550**Codici a barre:** presenti sull'unità d'ordine e sull'imballo.**• Conservazione del prodotto**

Raccomandiamo la conservazione nella confezione originale intatta al riparo dalla luce e dall'umidità, ad una temperatura costante compresa tra 15° ed i 25°.

• Smaltimento

Il prodotto non contiene componenti Ecotossici pertanto non necessita di particolari protocolli di smaltimento. Non disperdere nell'ambiente in quanto non è Biodegradabile.

**ARS
CHIRURGICA srl****08 MAG. 2012**