


CUSCINI A BOLLE D'ARIA



**L'AUSILIO OFFERTO È CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI
NEL VS. ALLEGATO 4 'CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI'**

Destinazione d'uso:

L'ausilio è destinato all'utilizzo come cuscino da inserire sulla seduta, serve per la prevenzione di ulcere e/o piaghe da decubito. Può essere utilizzato per uso domiciliare e/o su strutture protette.

Descrizione generale:

L'ausilio soddisfa tutti i requisiti delle Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE essendo conforme alle Norme Armonizzate UNI EN 12182.

Il cuscino in neoprene a bolle d'aria a vasi comunicanti è un prodotto con alta valenza per la prevenzione e cura di piaghe e/o da decubito ulcere; composto da celle a micro-intercambio gonfiate ad aria a un settore. Realizzato in materiale ignifugo e latex free.

La conformazione della singola bolla è stata realizzata con materiali molto deformabili che si adattano facilmente alle condizioni di peso e morfologiche dell'utilizzatore.

Il disegno della bolla nella parte superiore riduce la dimensione d'appoggio.

La parte centrale della bolla è allargata e la parte inferiore dove è collegata al fondo è ridotta, con questa soluzione quando il cuscino è stato gonfiato si riduce l'effetto rollio trasversale ed anche orizzontale e contemporaneamente permette una autoventilazione inferiore ed in superficie proprio per come è stata realizzata la bolla d'aria.

Il fondo è di materiale più spesso per favorire il micro passaggio d'aria fra le celle quando l'utilizzatore è seduto con qualsiasi peso e conformazione morfologica.

Lo spessore del materiale che forma una bolla è costante ed è stata realizzata con materiali molto elastici e resistenti in modo da garantire nel tempo la loro destinazione d'uso.

Il fondo è completo di cavi con morsetto per il fissaggio indipendente alla seduta.

La conformazione può essere anatomica e/o piano. Le misure disponibili sono di spessore sono da 6 a 10 cm. (Vedi elenco misure e/o settori differenziati).

I settori di gonfiaggio possono essere gonfiati anche a pressione differenziata.

La fodera di rivestimento è in materiale bielastico traspirante e biocompatibile, la parte inferiore è di materiale antiscivolo così rimane vincolato alla seduta di appoggio, nelle parti laterali sono inserite 2 maniglie per la movimentazione. Le fodere sono dotate di aperture sugli angoli o da cerniere per avere accesso alla valvole per il gonfiaggio del cuscino anche con utilizzatore seduto sopra.

Pompa per il gonfiaggio a doppio effetto e un kit di riparazione. Possibilità di riparazione/sostituzione delle singole celle deteriorate.

Misure come vs. elenco allegato 4 "Caratteristiche dei prodotti".

Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.

Portata 150 Kg.

Caratteristiche migliorative rispetto quelle richieste:

- Data la particolare 'costruzione delle celle' comunicanti, aumentando parzialmente la pressione media all'interno del cuscino per mezzo della pompa di gonfiaggio in dotazione, il cuscino assume molta stabilità con la seduta dell'utilizzatore ed evita il rollio trasversale e longitudinale. La zona ischiatica è supportata da bolle d'aria a vasi comunicanti che per effetto della maggiore pressione ossea periferica defluisce la pressione nelle zone comunicanti periferiche dei tessuti morbidi interessati dalle pressioni.

VASSILLI S.R.L.
IL PRESIDENTE
Berto Vassilli

Dati tecnici del prodotto:

Colore:	blu scuro
Struttura:	neoprene
Dimensioni (cm):	Vedi elenco
Volume (m³):	Vedi elenco
Peso (Kg):	1,5 - 1,2
Peso c/imballo. (Kg):	
Antistatico:	No
Monouso:	No
Ignifugo:	SI
Manuale d'uso	con l'ausilio

Dichiarazione di
conformità allegata nel
manuale.



Informazioni commerciali:

Data documento:	14/02/2014
Codice CND	Y033303
Codice RDM	905274/R
Codice ISO 9999:	03.33.03.015

Garanzia:

Parti mobili, di contatto e componenti elettro/elettronici	24 mesi
Telaio	36 mesi

COD. ISO 03.33.03.015

La ditta costruttrice comunica che il prodotto può subire modifiche o variazioni senza preavviso.

Pag. di pag.

VASSILLI S.R.L. Via Canada, 9 - 35127 PADOVA - Tel. 049/8798911 Fax 049/644546

1 2