

## **KA51S Imbracatura per sollevapersona mod. standard con supporto testa e imbottitura gambe**

Codice CND: Y123621


N. Reg. Repertorio Naz. dispositivi medici: VEDI RETRO

### **Destinazione d'uso:**

Dispositivo per spostamenti di pazienti disabili.

Classificazione CE: I

### **Caratteristiche Tecniche:**



1. Occhiello supporto capo
2. Punti di posizionamento
3. Occhiello della spalla
4. Punti di posizionamento
5. Maniglia
6. Etichetta
7. Maniglia
8. Punti di posizionamento
9. Occhiello delle gambe
10. Imbottitura gambe

#### **COMBINAZIONI**

L'imbracatura può essere utilizzata con sollevatori sia fissi che mobili.



Non superare il peso massimo dichiarato sull'imbracatura

L'imbracatura ha caratteristiche standard, sostiene tutto il corpo ed il capo.

Adatta a tutte le situazioni più comuni di sollevamento.

E' realizzata con tessuto denominato Slipstex, 100% poliestere, ad elevata resistenza, alto scivolamento, antistrappo, traspirante.

Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbracatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento.

La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità.

Le cuciture vengono eseguite utilizzando il filo in poliestere ad alta resistenza.

Imbottitura a livello delle gambe per un maggior grado di comfort.

Portata max. 250 Kg.

L'imbracatura è conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 10535 come da certificato del laboratorio accreditato.

### **Modalità d'impiego:**

Adatta ad essere utilizzata con sollevatori sia fissi che mobili.

### **Manutenzione e pulizia:**

Lavabile in acqua a una temperatura massima di 60° con saponi o detersivi neutri.

Non stirare.

## **KA51S      Imbracatura per sollevapersona mod. standard con supporto testa e imbottitura gambe**



### **Avvertenze e precauzioni:**


- Prima dell'utilizzo assicurarsi che il dispositivo non sia danneggiato: il tessuto, la cinghia, le cuciture e gli occhielli di sospensione devono essere integri
- Ispezionare periodicamente per verificare eventuali segni di danno, usura o potenziale cedimento almeno ogni 6 mesi soprattutto se la pulizia avviene con maggiore frequenza rispetto al normale
- Accertarsi che gli occhielli dell'imbracatura siano agganciati adeguatamente al bilanciario
- Conservare e utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Non superare la portata massima dichiarata

### **Modalità di smaltimento:**

Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse.

### **Codice e misure disponibili**

	Taglie	A	B	C	D	n° repertorio
<b>KA51S-S</b>	S	140 cm.	80 cm.	85 cm.	20 cm.	1423639/R
<b>KA51S-M</b>	M	144 cm.	87 cm.	91 cm.	27 cm.	1423671/R
<b>KA51S-L</b>	L	144 cm.	97 cm.	91 cm.	37 cm.	1423673/R
<b>KA51S-XL</b>	XL	144 cm.	108 cm.	91 cm.	44 cm.	1423675/R
<b>KA51S-XXL</b>	XXL	157 cm.	128 cm.	100 cm.	58 cm.	1423680/R



testoemail\_7117747.txt

Egregi Signori,

vogliate prendere visione dell'allegata comunicazione inerente all'oggetto.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o Vs. comunicazioni.

Distinti saluti.

\*Ufficio Gare\*

\*Officina Ortopedica Ferrero s.r.l.

\*Via Druento, 258

10078 Venaria Reale (TO) - Italy

Tel.+39 011 2277411

Fax +39 011 2277430

\*www.ferreromed.it\* <<http://www.ferreromed.it>>

\*\*\*Per favore pensi all'ambiente prima di stampare questa e-mail.\*\*\*

Questo messaggio può contenere informazioni di carattere confidenziale o riservato. Qualora non foste i destinatari, vi preghiamo di telefonare o di inviare una e-mail al mittente e di cancellare questo messaggio e gli allegati dal vostro sistema, senza trattenerne copia.

\*Please consider the environment before printing this e-mail.\*

This message may contain information which is confidential or privileged. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system, without retaining a copy.


## KA50S Imbracatura per sollevapersona mod. standard e imbottitura gambe

Codice CND: Y123621

N. Reg. Repertorio Naz. dispositivi medici: VEDI RETRO

**Destinazione d'uso:**

Dispositivo per spostamenti di pazienti disabili.

**Classificazione CE:** I**Caratteristiche Tecniche:**

1. Occhiello superiore
2. Punti di posizionamento
3. Maniglia
4. Etichetta
5. Maniglia
6. Punti di posizionamento gambe
7. Occhiello delle gambe
8. Imbottitura delle gambe

**COMBINAZIONI**

L'imbracatura può essere utilizzata con sollevatori sia fissi che mobili.



Non superare il peso massimo dichiarato sull'imbracatura

L'imbracatura ha caratteristiche standard, sostiene tutto il corpo ad eccezione del capo.

Adatta a tutte le situazioni più comuni di sollevamento.

E' realizzata con tessuto denominato Slipstex, 100% poliestere, ad elevata resistenza, alto scivolamento, antistrappo, traspirante.

Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbracatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con tre diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento.

La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità.

Le cuciture vengono eseguite utilizzando il filo in poliestere ad alta resistenza.

Imbottitura a livello delle gambe per un maggior grado comfort.

Portata max. 250 Kg.

L'imbracatura è conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 10535 come da certificato del laboratorio accreditato.

**Modalità d'impiego:**

Adatta ad essere utilizzata con sollevatori sia fissi che mobili.

**Manutenzione e pulizia:**

Lavabile in acqua a una temperatura massima di 60° con saponi o detersivi neutri.

Non stirare.

## **KA50S Imbracatura per sollevapersona mod. standard e imbottitura gambe**



### **Avvertenze e precauzioni:**

- Prima dell'utilizzo assicurarsi che il dispositivo non sia danneggiato: il tessuto, la cinghia, le cuciture e gli occhielli di sospensione devono essere integri
- Ispezionare periodicamente per verificare eventuali segni di danno, usura o potenziale cedimento almeno ogni 6 mesi soprattutto se la pulizia avviene con maggiore frequenza rispetto al normale
- Accertarsi che gli occhielli dell'imbracatura siano agganciati adeguatamente al bilanciario
- Conservare e utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Non superare la portata massima dichiarata

### **Modalità di smaltimento:**

Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse.

### **Codice e misure disponibili**

	Taglia	A	B	C	D	N° Repertorio
<b>KA50S-S</b>	S	106 cm.	79 cm.	54 cm.	20 cm.	1423606/R
<b>KA50S-M</b>	M	109 cm.	86 cm.	55 cm.	27 cm.	1423623/R
<b>KA50S-L</b>	L	109 cm.,	96 cm.	55 cm.	37 cm.	1423626/R
<b>KA50S-XL</b>	XL	111 cm.	106 cm.	55 cm.	44 cm.	1423629/R
<b>KA50S-XXL</b>	XXL	118 cm.	128 cm.	64 cm.	58 cm.	1423631/R

