

---

**SCHEDA TECNICA SISTEMA DI PRELIEVO CERVICALE CON SPATOLA E CYTOBRUSH**

---

**NUMERO DI CODICE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

- 70124-001 N.ro 1 confezione da 500 spatole e Cytobrush

Sistema di prelievo cervicale Cytyc ThinPrep® System tramite combinazione:

- Spazzola cervicale Medscand Cytobrush® Plus GT
- Spatola in plastica Pap-Perfect®

**CLASSIFICAZIONE CND**

U09030301 SPAZZOLINI PER CITOLOGIA UROGENITALE

**NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE NEL REPERTORIO (D.M. 20/02/2007)**

487196

**DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO**

Il kit Medscand per la raccolta di campioni cervicali è utilizzato per la raccolta di campioni cellulari di tessuto dalla mucosa del collo uterino e della cervice uterina.

I due dispositivi vengono successivamente risciacquati nella fiala contenente la soluzione PreservCyt.

Fare riferimento al Manuale dell'operatore del processore ThinPrep 2000, 3000 o 5000.

Documento 04144-701 Rev. C.00

Documento 70354-701 Rev. A.00

Documento 05912-701 Rev. A.00

**PRODUTTORE**

COOPER SURGICAL

95 CORPORATE DRIVE

TRUMBULL, CT 06611 USA

TEL: 1-203-601-5200

FAX: 1-800-262-0105

**DATA DI EMISSIONE**

Marzo 2012

---

**HOLOGIC ITALIA Srl**

Hologic Italia Srl Via Mar della Cina, 199 - 00144 Roma

Tel: 06 45 43 75 34 - Fax: 06 45 43 71 55 - [italy@hologic.com](mailto:italy@hologic.com) - [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

Documento N.ro EAP-07-099-IT Rev. E

*MB*