

HOLOGIC ITALIA Srl

HOLOGIC®



SCHEDA TECNICA VETRINI THINPREP

NUMERO DI CODICE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

70303-001 N.ro 1 confezione da 500 vetrini ginecologici
70825-001 N.ro 1 confezione da 500 vetrini ginecologici Imager
70372-001 N.ro 1 confezione da 100 vetrini per citologia generale
70471-001 N.ro 1 confezione da 100 vetrini UroCyte
70126-002 n.ro 1 confezione da 70 vetrini per immunocitochimica

CLASSIFICAZIONE CND

W0503900201 VETRINI PORTAOGGETTO

Il vetrino ThinPrep è un vetrino di vetro prepulito che presenta un'area circolare di screening predefinita (spot) ed un'area smerigliata per l'etichettatura.

Il vetrino è specificatamente realizzato per l'uso con i processori ThinPrep.

I vetrini ThinPrep presentano le seguenti dimensioni: lunghezza circa 76,2 mm; larghezza circa 25,4 mm; spessore circa 1,0 mm.

L'area smerigliata per l'etichettatura presenta una lunghezza di circa 27,9 mm.

Il diametro dell'area circolare di screening risulta di circa 28,0 mm. per i vetrini ginecologici, ginecologici Imager e per citologia generale, mentre risulta di circa 17,5 mm. per i vetrini UroCyte.

I vetrini ginecologici Imager (cod. 70825-001) presentano inoltre 3 segni di riferimento necessari per registrare la posizione del vetrino sull'Imaging Station e fornire un sistema di coordinate per l'individuazione dei campi.

Gli stessi segni di riferimento vengono utilizzati come riferimento per i dati relativi allo stesso vetrino sul Review Scope.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

In seguito alla raccolta delle cellule sulla superficie della membrana, il filtro TransCyt viene capovolto e premuto delicatamente contro il vetrino ThinPrep.

Un fenomeno naturale di attrazione ed una lieve pressione positiva fanno sì che le cellule aderiscano al vetrino e si dispongano in modo uniforme su un'area circolare definita (spot).

PRODUTTORE

HOLOGIC INC.
250 CAMPUS DRIVE UNIT 2,
MARLBOROUGH, MA 01752 USA
TEL: 1-800-44-CYTYC
1-508-263-2900
FAX: 1-508-229-2795
WEB: WWW.HOLOGIC.COM

03

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO PER L'EUROPA

HOLOGIC (UK) LIMITED
LINK 10 NAPIER WAY
CRAWLEY, WEST SUSSEX RH10 9RA
REGNO UNITO
TEL: +44 1293 522080
FAX: +44 1293 528010

DATA DI EMISSIONE

Settembre 2013

HOLOGIC ITALIA Srl

Hologic Italia Srl Via Mar della Cina, 199 – 00144 Roma
Tel: 06 45 43 75 34 – Fax: 06 45 43 71 55 - italy@hologic.com - www.hologic.com

Documento N.ro EAP-07-106-IT Rev. E

03