

 m o s s	n o v o x [®]	D-N01 Rev.14 2021-09-15
---	------------------------	-------------------------------

SCHEDA TECNICA

Azienda produttrice	MOSS S.p.A. Via all’Erno, 5 - 28040 Lesa (NO) www.moss-brand.com		
Certificazioni aziendali	ISO 9001:2015 (IMQ certificato CSQ 9120.MSS1) EN ISO 13485:2016 (IMQ certificato CSQ-MED 9124.MSS2)		
Denominazione prodotto	NOVOX®		
Descrizione	Dispositivo medico costituito da olio arricchito di ossigeno con rilascio di specie reattive di ossigeno (ROS)		
Destinazione d’uso	NOVOX® è un dispositivo per il trattamento di lesioni cutanee che interessano anche il derma e che cicatrizzano per seconda intenzione, quali: <ul style="list-style-type: none">Ferite traumatiche (ad esempio abrasioni e lacerazioni)Ulcere vascolari e da pressioneFistole e ferite non rimarginate da operazioni chirurgicheUstioni superficiali, medie e profonde		
Meccanismo d’azione	Il dispositivo NOVOX® facilita il processo di guarigione creando, grazie al rilascio di specie reattive di ossigeno (ROS), un microambiente favorevole all'attivazione del microcircolo e nel contempo sfavorevole alla proliferazione dei patogeni. Il dispositivo NOVOX® esercita inoltre un’azione filmogena, protettiva, di barriera e lenitiva grazie alla natura oleosa.		
Classificazione secondo 93/42/CEE	NOVOX® è un dispositivo medico di classe IIb		
Marcatura CE	NOVOX® è marcato CE (all.II direttiva 93/42/CEE) da Eurofins Product Testing Italy Srl (certificato 0477.MDD.19/3175.2)		
Codice GMDN	47045 - Medicazione per la gestione di ferite con cavità, antimicrobica		
Codice classificazione CND	M040499 “MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E ULCERE - ALTRE		
Confezionamenti disponibili e numeri di registrazione RDM	Codice catalogo (REF)	Descrizione	RDM
	NS005	NOVOX® 5 ml - confezione 10 pezzi n.10 siringhe monouso da 5 ml/cad.	1169338
	NS005S	NOVOX® 5 ml - confezione singola n.1 siringa monouso da 5 ml	1169358
Confezionamento primario	NOVOX® è confezionato in siringa in polipropilene chiusa mediante tappo a tenuta. Ciascuna siringa è confezionata entro busta in poliaccoppiato di alluminio.		
Sterilizzazione	Non sterile		
Validità del confezionamento	2 anni dalla data di fabbricazione		
Condizioni di conservazione	NOVOX® va conservato a temperature inferiori a 25°C		
DATI TECNICI			
Ingredienti	Olio d’oliva arricchito di ossigeno Eccipiente: fragranza pera naturale		
Latex-Free	SI		
Phtalate-Free	SI		

ATTENZIONE: prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni di utilizzo

Approvata da Franco Papa (Amministratore Unico – MOSS S.p.A.)	
--	--