



Modello SV-110 Tipo 3B-4B-5B-6B Monouso CAT III Non-Sterile Tuta

Tuta monouso con cappuccio impermeabile a protezione di agenti chimici e biologici
Tuta Anallergica, inodore e priva di lattice



UTILIZZO
Per situazione
di alto rischio



MADE IN
Turkey
Discover
the potential

marchio CE numero ente notificatore : 2841 emesso da MNA
Laboratuvarlavri san Ltd – Mahallesi cad n.21 – Istanbul Turchia

Non-Sterile Tuta | Nonwoven PP+PE | Tipo 3B-4B-5B-6B

Data di Produzione: 28.07.2022 Data di Scadenza: 25.12.25

Caratteristiche :
Materiale non
tessuto, confortevole
di alta qualita' e
protezione

PENETRAZIONE

Fornisce una barriera alla penetrazione anche di grandi quantita' di fluido attraverso 2 test effettuati sul tessuto lasciando a contatto con fluidi per testare la capacita' protettiva.

1 - Attraverso Un Impatto Dell'acqua con il materiale della tuta

2 - Pressurizzando il materiale

APPLICABILITA'

Prelievo di sangue, inserimento Flebo, pronto soccorso, trauma

IMBALLAGGIO:

confezione primaria : busta singola,
confezione secondaria: 50 buste da 1 pz, totale 50pz in cartone 38x58x38 cm



Ospedale



Laboratorio



Protezione corona



igiene



EN 1149-1

EN ISO 13688



TYPE 5 B



TYPE 4 B



TYPE 6B



EN 14126



EN 14605

Istruzione d'uso

- Non utilizzare se si notano difetti (ad es. Difetti di cucitura, zipdifettosa)
- Seleziona la taglia corretta del capo
- Vestirsi correttamente con la cerniera chiusa protetta dalla patta
- Se necessario, utilizzare dispositivi aggiuntivi con le stesse caratteristiche (come guanti, autorespiratori, stivali, ecc.) Al fine di garantire una protezione completa del corpo,
- L'indossare per lunghi periodi di tempo può causare stress d'acalore
- Lo stress termico e il disagio possono essere ridotti o eliminati utilizzando indumenti intimi adeguati o attrezzature di ventilazione adeguate;
- In caso di particelle solide disperse nell'aria è consigliabile fissare la cerniera e circondare l'estremità delle maniche e dei gambali con nastro adesivo.
- Le tute sono esclusivamente monouso e devono essere smaltite dopo ogni lavoro;
- In caso di rotture, forature, ecc., Lasciare l'area di lavoro e indossare una nuova tuta.

Come indossare indumenti protettivi: rimuovere le tute dalla confezione, aprire la cerniera centrale e indossare. Chiudere completamente la cerniera. In caso di rischio di particelle solide disperse nell'aria, si consiglia di fissare la cerniera e i guanti protettivi, fissare l'estremità delle maniche e dei gambali con nastro adesivo, assicurandosi che la manica copra l'apertura del guanto, considerato la lunghezza della cerniera frontale di 80 cm, la vestibilità e' molto confortevole .

Composizione


Non tessuto -PP+PE
Monouso Colore: Blue - Bianco

STANDARD:

EN 13688 - EN 13034 - EN 1 EN 1149-1
EN 14126 - EN 14605 - EN 13982-1



Non
riutilizzare



Punto di misurazione

	SIZES		1	2	3	4	5	6
			S	M	L	XL	2XL	3XL
A	WAISTBAND	CM	48	50	52	54	56	58
B	LENGTH	CM	186	188	190	192	194	196
C	ARM LENGTH	CM	72	74	76	78	80	82

MANUTENZIONE E PULIZIA:



LOT: PD202002

S



8 683052 120029

LOT: PD202003

M



8 683052 120036

LOT: PD202004

L



8 683052 120043

LOT: PD202005

XL



8 683052 120050

LOT: PD202006

XXL



8 683052 120067

LOT: PD202007

3XL



8 683052 120074

Certificate No: 63-20-11 R03
Certificate Date: 28-07-22 - 25 -12-25

Module / Category:
Module B / Category III

Certified by
www.mnalab.com

IMPORTATO DA: APOGEO SRL
VIA Gregorio VII, 414 Roma Italia

PODIMA MEDIKAL ve Tekstil San. Tic. Ltd.
Serifali Mah. Mevdudi Sk. No 53/1 34775 Ümraniye*STANBUL - TURKEY

Modello SV-110 - tg XL
Tipo 3B-4B-5B-6B
Monouso CAT III
Non-Sterile Tuta

Tuta monouso con cappuccio impermeabile a protezione di agenti chimici e biologici

Tuta Anallergica, inodore e priva di lattice





UTILIZZO
 Per situazione
 di alto rischio



MADE IN
Turkey
 Discover
 the potential

marchio CE numero ente notificatore : 2841 emesso da MNA
 Laboratuvarlavri san Ltd - Mahallesi cad n.21 - Istanbul Turchia

Non-Sterile Tuta | Nonwoven PP+PE | Tipo 3B-4B-5B-6B

 Data di Produzione: 28.07.2022  Data di Scadenza: 25.12.25

Caratteristiche :
 Materiale non
 tessuto, confortevole
 di alta qualità e
 protezione

PENETRAZIONE

Fornisce una barriera alla penetrazione anche di grandi quantità di fluido attraverso 2 test effettuati sul tessuto lasciando a contatto con fluidi per testare la capacità protettiva.

1 - Attraverso Un Impatto Dell'acqua con il materiale della tuta

2 - Pressurizzando il materiale

APPLICABILITA'

Prelievo di sangue, inserimento Flebo, pronto soccorso, trauma

IMBALLAGGIO:

confezione primaria : busta singola,
 confezione secondaria: 50 buste da 1 pz, totale 50pz
 in cartone 38x58x38 cm



Ospedale



Laboratorio



Protezione corona



igiene

EN 1149-1



EN ISO 13688

ISO 13982-1



TYPE 5 B

EN 14605



TYPE 4 B

EN 13034



TYPE 6B

EN 14126



EN 14605



Istruzione d'uso

- Non utilizzare se si notano difetti (ad es. Difetti di cucitura, zipdifettosa)
- Seleziona la taglia corretta del capo
- Vestirsi correttamente con la cerniera chiusa protetta dalla patta
- Se necessario, utilizzare dispositivi aggiuntivi con le stesse caratteristiche (come guanti, autorespiratori, stivali, ecc.) Al fine di garantire una protezione completa del corpo,
- L'indossare per lunghi periodi di tempo può causare stress d'acalore
- Lo stress termico e il disagio possono essere ridotti o eliminati utilizzando indumenti intimi adeguati o attrezzature di ventilazione adeguate;
- In caso di particelle solide disperse nell'aria è consigliabile fissare la cerniera e circondare l'estremità delle maniche e dei gambali con nastro adesivo.
- Le tute sono esclusivamente monouso e devono essere smaltite dopo ogni lavoro;
- In caso di rotture, forature, ecc., Lasciare l'area di lavoro e indossare una nuova tuta.

Come indossare indumenti protettivi: rimuovere le tute dalla confezione, aprire la cerniera centrale e indossare. Chiudere completamente la cerniera. In caso di rischio di particelle solide disperse nell'aria, si consiglia di fissare la cerniera e i guanti protettivi, fissare l'estremità delle maniche e dei gambali con nastro adesivo, assicurandosi che la manica copra l'apertura del guanto, considerato la lunghezza della cerniera frontale di 80 cm, la vestibilità e' molto confortevole.


Composizione

Non tessuto -PP+PE
 Monouso Colore: Blue - Bianco

STANDARD:
 EN 13688 - EN 13034 - EN 1 EN 1149-1
 EN 14126 - EN 14605 - EN 13982-1



Non
 riutilizzare



Punto di misurazione

	SIZES		1	2	3	4	5	6
			S	M	L	XL	2XL	3XL
A	WAISTBAND	CM	48	50	52	54	56	58
B	LENGTH	CM	186	188	190	192	194	196
C	ARM LENGTH	CM	72	74	76	78	80	82

MANUTENZIONE E PULIZIA:



LOT: PD202002

S



LOT: PD202003

M



LOT: PD202004

L



LOT: PD202005

XL



LOT: PD202006

XXL



LOT: PD202007

3XL



Certificate No: 63-20-11 R03
 Certificate Date: 28-07-22 - 25 -12-25

Module / Category:
 Module B / Category III

Certified by
www.mnalab.com

IMPORTATO DA: APOGEO SRL
 VIA Gregorio VII, 414 Roma Italia

PODIMA MEDIKAL ve Tekstil San. Tic. Ltd.
 Serifali Mah. Mevdudi Sk. No 53/1 34775 Ümraniye*STANBUL - TURKEY