

## SCHEDA TECNICA

<b>Nome Commerciale</b>	Aesculap Container System : Indicatori e etichette
<b>Descrizione Prodotto</b>	dispositivi medici accessori per l'utilizzo dei containers Aesculap
<b>Codice Prodotto</b>	vedi elenco allegato
<b>Divisione</b>	AESCULAP
<b>Prodotto da</b>	Aesculap AG Tuttlingen
<b>Officina di produzione</b>	Aesculap AG
<b>Rappresentato in Italia da</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazione</b>	ISO
<b>Ente certificatore</b>	0123
<b>Classe di rischio</b>	I non sterile
<b>Codice CND</b>	S9080

### INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Accessori per container system Aesculap

### INFORMAZIONI TECNICHE

Gli accessori per Container System Aesculap rivestono un importante ruolo per la comodità e la sicurezza di utilizzo dei container Aesculap. Alcuni dispositivi sono appositamente studiati per l'integrazione con il sistema Aesculap di tracciabilità dello strumentario e dei container chiamato Instacount.

Tra gli accessori disponibili, ricordiamo:

#### **Spingifiltro**

- Compatibilità con filtri monouso e permanenti (1000 cicli)
- Chiusura centrale con avvisatore acustico di avvenuto blocco
- Doppia guarnizione continua pressofusa
- Serratura azionabile con un sola mano e sostituzione del filtro rapida e sicura, grazie al perno guida centrale

#### **Schede tecniche multifunzione autoadesive**

- Scheda tecnica riportante tutti i dati funzionali alla preparazione e al ciclo di sterilizzazione
- Autoadesive per essere applicate direttamente sulla cartella del paziente
- Funzione sigillo quale avvertimento da aperture accidentali
- Funzione indicatore di avvenuto ciclo di sterilizzazione, mediante viraggio di apposita striscia.

#### **Etichette di alluminio**

- In codice colore ( 8 diversi colori )
- Possibilità di incidere un testo max 13 caratteri ( p.e. GINECOLOGIA - ISTERECTOMIA )

<b>Monouso</b>	NO
<b>Poliuso</b>	SI
<b>Sterile alla vendita</b>	NO
<b>Metodo di sterilizzazione</b>	vedi istruzioni d' uso
<b>Risterilizzabile</b>	SI
<b>Presenza di Lattice</b>	No
<b>Confezionamento</b>	Busta in plastica
<b>Anno inizio commercializzazione</b>	1970
<b>Accessori</b>	<p>JG598 OLIO AESCULAP PER STRUMENTI, 50 CCM (CND: V9099)</p> <p>JG600 OLIO X STRUMENTI CONF GRANDE SPRAY (CND: V9099)</p> <p>JG601 DETERGENTE SUPERFICIE CONTAINER, 300 CC NO MD</p> <p>JK086 PENNARELLO PER FILTRI NO MD</p> <p>JK096 DISTRIBUTORE PER FILTRI DI CARTA JK095 NO MD</p> <p>JK098 SPINGIFILTRO PER MINI CONTAINER (CND : S9099)</p> <p>JK100 PORTAFILTRI UNIVERSALE (CND:S9099)</p> <p>JP055 MANICO PER MONTAGGIO P. PSP-SYSTEM NO MD</p>

**LISTA CODICI**

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione
JG682	NDICAT.AT.CONTENTIT.PAK/1000PE	S9080_	I Nst	PAC da 1000
JG683	NDICAT.,ADESIVA,PAK/1000PEZZI	S9080_	I Nst	PAC da 1000
JG687	NDICAT.C.ADESIVO,PAK/100PEZZI	S9080_	I Nst	PAC da 100
JG744	NDICAZIONE AUTOADESIVO, BIANCO	S9080_	I Nst	PAC da 1000
JG745	NDICAZIONE AUTOADESIVO, ROSSO	S9080_	I Nst	PAC da 1000
JG746	NDICAZIONE AUTOADESIVO, BLU	S9080_	I Nst	PAC da 1000
JG747	NDICAZIONE AUTOADESIVO, VERDE	S9080_	I Nst	PAC da 1000
JG748	NDICAZIONE AUTOADESIVO, GIALLO	S9080_	I Nst	PAC da 1000

