

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale	sistemi di alloggiamento per cestelli Aesculap (NO DM)
Descrizione Prodotto	Traversine , elementi di fissaggio in silicone per strumentario chirurgico e tappetini
Codice Prodotto	Vedi elenco allegato
Divisione	AESCULAP
Prodotto da	Aesculap AG - Tuttlingen Germania
Officina di produzione	Aesculap AG
Rappresentato in Italia da	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Classe di rischio	
Codice CND	

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

I sistemi di alloggiamento per containers sterili non sono dispositivi medici, non sono sottoposti a marcatura CE (93/42), ma l'indicazione d'uso del fabbricante ne permette l'uso in combinazione con i sistemi container Aesculap per la sterilizzazione a vapore.

Fissaggio degli strumenti delicati Aesculap ai cestelli Aesculap durante il lavaggio e la sterilizzazione.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il nuovo sistema di organizzazione dei cestelli strumenti Aesculap consente una conservazione sicura, in particolare degli strumenti delicati e dei componenti di piccole dimensioni Aesculap.

La nostra ampia linea di prodotti offre soluzioni per l'impiego dei cestelli nello Sterilcontainer- System Aesculap , ma anche per il materiale da imballo monouso Aesculap.

Questo sistema consiste in un gran numero di traversine ed elementi di fissaggio in silicone, che possono essere autonomamente fissati al fondo dei cestelli Aesculap in modo da adattarsi completamente a qualsiasi tipo di set chirurgico Aesculap.

La peculiarità del sistema è il fissaggio dei singoli alloggiamenti, possibile sia dall'alto che (con l' ausilio di una semplice pinza) dal lato inferiore del cestello Aesculap : in questo modo si elimina il dispendioso fissaggio mediante viti e dadi .

Con il sistema di organizzazione degli strumenti Aesculap possono essere sterilizzati in maniera sicura e protetta e conservati in maniera razionale non solo i cestelli interi, ma anche singoli strumenti o gruppi di strumenti Aesculap.

Il sistema di organizzazione degli strumenti Aesculap può essere utilizzato con tutti i cestelli Aesculap con perforazione da 4 mm modello JF212R e JC212R.

Non può essere usato con i cestelli in filo metallico modello JF499R e con i cestelli con perforazione grande modello JH212R.

I tappetini a rilievo in silicone possono invece essere impiegati con tutti i cestelli Aesculap.

Monouso	NO
Poliuso	SI
Sterile alla vendita	NO
Metodo di sterilizzazione	sono indicati per la sterilizzazione a vapore solo in combinazione con i conatiner Aesculap
Risterilizzabile	SI:
Presenza di Lattice	No
Confezionamento	Busta in plastica
Biocompatibilità	Si

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	Classe	Confezione
JF346	PERNO D.SUPPORTO P.STRUMENTI CON ANELLI	NO DM	PZ 1
JF378R	DIVISORE, COMPLETO,	NO DM	PZ 1
JF381R	DIVISORE, LUNG. 76MM, ALTO 27MM	NO DM	PZ 1
JF715R	SUPPORTO CAVALLA MOLLA P LAME SEGA ETC.	NO DM	PZ 1
JF728R	STENDITORE,CHIUSO,DOPPIO	NO DM	PZ 1
JF905	GUIDA PER JF906 E JF907	NO DM	PZ 1
JF906R	GUIDA PICCOLA CON VITI DI FISSAGGIO	NO DM	PZ 1
JF907R	NDE CON VITI DI FISSAGGIO	NO DM	PZ 1
JF908R	DIVISORE PICCOLO, CON VITI DI FISSAGGIO	NO DM	PZ 1
JF909R	NDE CON VITI DI FISSAGGIO	NO DM	PZ 1
JF921R	SEPARATORE PICCOLO, 110 MM	NO DM	PZ 1
JF922R	SEPARATORE MEDIO, 174 MM	NO DM	PZ 1
JF923R	NDE, 250 MM	NO DM	PZ 1
JF932	STUOIA GROPPA DI SILICONE, 470X230X30MM	NO DM	PZ 1
JF934	STUOIA GROPPA DI SILICONE, 277 X 126 MM	NO DM	PZ 1
JF938	CUSCINETTO IN SILICONE PER CESTELLO 1/2	NO DM	PZ 1
JF939	NDARD DIN	NO DM	PZ 1
JF940	CUSCINETTO IN SILICONE PER CESTELLO 3/4	NO DM	PZ 1
JF941	CUSCINETTO IN SILICONE CESTELLO LUNGO1/1	NO DM	PZ 1
JF942	TAPPETINO IN SILIC.P.INS.CESTELLO JF110R	NO DM	PZ 1
JF943	TAPPETINO IN SILIC.P.INS.CESTELLO JF210R	NO DM	PZ 1
JF944	TAPPETI IN RILIEVO IN SILICONE 248X102MM	NO DM	PZ 1
JF946	TAPPETINO IN SILIC.P.INS.CESTELLO JF159R	NO DM	PZ 1
JF948	TAPPETI.RILIEVO SILICONE FORMATO STD.DIN	NO DM	PZ 1
JF949	TAPPETI.RILIEVO SILICONE FORMATO 1/1	NO DM	PZ 1
JG300	PERNO DI FISSAGGIO P.ELEM MAGAZZINAGGIO	NO DM	PAC da10
JG301R	GRAFFA DI FISSAGGIO P.ELEM.MAGAZZINAGGIO	NO DM	PAC da 10
JG302	GIRAVITE IN DENTRO ESAGONALE 3MM	NO DM	PZ 1
JG304	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 1 120X40MM	NO DM	PZ 1
JG305	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 1 160X40MM	NO DM	PZ 1
JG306	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 1 240X40MM	NO DM	PZ 1
JG308	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 2 120X40MM	NO DM	PZ 1
JG309	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 2 160X40MM	NO DM	PZ 1

Emesso da Emanuela Mastropietro

Versione 0

Validato da QA/RA

Data ultimo aggiornamento 19/02/2010

Il 26/05/2010

JG310	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 2 240X40MM	NO DM	PZ 1
JG312	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 3 120X40MM	NO DM	PZ 1
JG313	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 3 160X40MM	NO DM	PZ 1
JG314	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 3 240X40MM	NO DM	PZ 1
JG316	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 4 120X40MM	NO DM	PZ 1
JG317	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 4 160X40MM	NO DM	PZ 1
JG318	TRAVERSINA PER STRUMENTI TIPO 4 240X40MM	NO DM	PZ 1
JG321	TRAVERSINA P.STRUM.TIPO MICRO 1 123X18MM	NO DM	PZ 1
JG322	TRAVERSINA P.STRUM.TIPO MICRO 2 123X18MM	NO DM	PZ 1
JG323	TRAVERSINA P.STRUM.TIPO MICRO 3 123X18MM	NO DM	PZ 1
JG324	TRAVERSINA P.STRUMENTI ANGOLATI	NO DM	PZ 1
JG325	TRAVERSINA RILIEVO IN SILICONE 160X30MM	NO DM	PZ 1
JG326	NOPPENSTEG AUS SILIKON 240X30MM	NO DM	PZ 1
JG330	SOSTEGNO IN SILICONE INCL.FISSAGGIO 15MM	NO DM	PZ 1
JG331	SOSTEGNO IN SILICONE INCL.FISSAGGIO 25MM	NO DM	PZ 1
JG332	SOSTEGNO IN SILICONE INCL.FISSAGGIO 30MM	NO DM	PZ 1
JG340	SOSTEGNO IN SILICONE D:5MM	NO DM	PZ 1
JG341	SOSTEGNO IN SILICONE D:7,5MM	NO DM	PZ 1
JG342	SOSTEGNO IN SILICONE D:8,5MM	NO DM	PZ 1
JG343	SOSTEGNO IN SILICONE D:10MM	NO DM	PZ 1
JG344	SOSTEGNO IN SILICONE D:12MM	NO DM	PZ 1
JG352R	GRAFFA METALLICA FORMATO 2 15-20MM	NO DM	PZ 1
JG353R	GRAFFA METALLICA FORMATO 3 20-30MM	NO DM	PZ 1
JG354R	GRAFFA METALLICA FORMATO 4 30-45MM	NO DM	PZ 1
JG358	TRAVERSINA DIVISORI.IN SILICONE 120X40MM	NO DM	PZ 1
JG359	TRAVERSINA DIVISORI.IN SILICONE 160X40MM	NO DM	PZ 1
JG360	TRAVERSINA DIVISORI.IN SILICONE 240X40MM	NO DM	PZ 1
JG361	ALLOGGIAMENTO PER TROCAR 167X53MM	NO DM	PZ 1
JG365R	SOSTEGNO PER SCATOLE AGHI D:61MM	NO DM	PZ 1
JG367	SOSTEGNO OCULARE PER OTTICHE RIGIDE	NO DM	PZ 1
JG368	SOSTEGNO STELI PER OTTICHE RIGIDE	NO DM	PZ 1
JG369	STUETZE FUER WINKELOPTEN	NO DM	PZ 1
JG370	TRAVERSINA SILIC.P.INSERTI CEST.240X30MM	NO DM	PZ 1
JG371	TRAVERSINA SILIC INSERTI CEST 234X30MM	NO DM	PZ 1
JG372	TRAVERSINA SILIC. P.INSERTI CEST 227X30MM	NO DM	PZ 1
JG391	TRAVERSINA SILIC.PIATTO LUNGA 158X22MM	NO DM	PZ 1
JG392	TRAVERSINA SILICONE ALTO CORTE 78X33MM	NO DM	PZ 1
JG393	TRAVERSINA SILICONE ALTO LUNGA 158X33MM	NO DM	PZ 1

JG394	SILIKONSTEG FUER SIEBTRAY JG387R	NO DM	PZ 1
JG395	SILIKONSTEG FUER SIEBTRAY JG388R	NO DM	PZ 1
JG400	TRAVERSINA SILICONE 158X10MM	NO DM	PZ 1
JG401	ABBASSATORE IN SILICONE 158X14MM	NO DM	PZ 1
JG691R	SUPPORTO I FISS.TERMIN. E ACCES. MOTORE	NO DM	PZ 1
JG692R	SUPPORTO II FISS.TERMIN.E ACCESS. MOTORE	NO DM	PZ 1
JG693R	SUPPORTO III FISS.TERMIN.E ACCESS.MOTORE	NO DM	PZ 1
JG694R	SUPPORTO IV P FISSARE TERMIN.E ACCE	NO DM	PZ 1
JG695R	SUPPORTO V P FISSARE TERMIN. E ACCE	NO DM	PZ 1
JG696R	PERNO P FISSARE MANDRINI GB103 GB105	NO DM	PZ 1
JG701R	PORTATRAPANI PER 8 TRAPANI	NO DM	PZ 1
JG703R	COPPIGLIA MADRE VITE ZIGRIN.P.L.41/LP42	NO DM	PZ 1
JG706R	PERNO,LUNGHEZZA 28 MM	NO DM	PZ 1
JG708R	PERNO,LUNGHEZZA 45 MM	NO DM	PZ 1

