

SCHEMA TECNICA

Glucoject Lancets No-dol

codici 39414 - 39417 - 39420 - 39422

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Nome commerciale	Glucoject Lancets No-dol
Fabbricante	Owen Munford LTD Oxford - England
Distributore	A.Menarini Diagnostics Firenze - Italia
Codici	39414 - 39417 - 39420 - 39422
Anno immissione sul mercato	2008

CONFORMITA' DEL PRODOTTO ALLE DIRETTIVE APPLICABILI

Direttiva Europea 93/42/CEE	Conforme - CEE
Classificazione	Allegato II a
Numero Organismo Notificato	0120

CARATTERISTICHE GENERALI

Descrizione del prodotto	Lancette pungidito sterili monouso per microprelievi di campioni di sangue
Campo di applicazione	Per gli usi previsti dalla Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici
Impiego	Microlacerazione dell'epidermide
Diametro	30G - 0,315 mm
Geometria della punta	Lama a tripla sfaccettatura
Lunghezza della punta	3,3 mm
Sterilizzazione	Radiazioni gamma

20/8/13

A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.
 MAURO ROMANELLI
 Procuratore Speciale



A.MENARINI
diagnostics

A. MENARINI DIAGNOSTICS S.p.A.
CAPITALE SOCIALE € 30.000.000 con socio unico
Via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze - Tel. 055.568011
C.P. 4063 - 50100 Firenze
R.E.A. 586859 - C.F. / P.I.V.A. e Reg. Imprese 05868570483
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A. Menarini Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A. - Via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze - P.I. 00365270481



CONFEZIONI IN COMMERCIO

Codice	Descrizione	Confezioni
39414	Glucosject Lancets No-dol 25	25 pz.
39417	Glucosject Lancets No-dol 50	50 pz.
39420	Glucosject Lancets No-dol 100	100 pz.
39422	Glucosject Lancets No-dol 200	200 pz.

AVVERTENZE

Non utilizzare lancette pungidito mancanti di cappuccio di protezione.

SCADENZA E LOTTO

La data di scadenza e il numero di lotto di produzione sono riportati sulla confezione esterna. Validità 5 anni dalla data di fabbricazione. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Numero Verde (Tel. 800-869110) del Servizio Clienti di A.Menarini Diagnostics.

Preparato: A. Kötter Outigam MT Check-Up

Verificato: [Signature] Coordinatore MT Check Up

Approvato: [Signature] Resp. MT Check Up

HEADQUARTERS - ITALY - EXPORT DIVISION: A. MENARINI DIAGNOSTICS - Via Lungo l'Erna, 7 - 50015 Grassano - Firenze, Italy - Tel. 0039-055 5680 204/7857/7894 - Fax 0039-055 5680 216 - AUSTRIA: A. MENARINI G.m.b.H. - Potendörfer Strasse, 25-27 - 1120 Wien - Tel. 0043-1-80415700 - Fax 0043-1-8043194 - BELGIUM: MENARINI DIAGNOSTICS BENELUX S.A./N.V. - Belgicastraat, 4 - 1930 Zaventem - Tel. 0032-2-7214545 - Fax 0032-2-7209292 - FRANCE: A. MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE - 16 rue George Besse SILIC 46 - 92152 Anthony Cedex - Tel. 0033-1-56451160 - Fax 0033-1-56451161 - GERMANY: A. MENARINI DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND DIVISION DER BERLIN-CHEMIE AG - Ottenicker Weg, 125 - D-12488 Berlin - Tel. 0049-30-67073000 - Fax 0049-30-67073020 - GREECE: MENARINI DIAGNOSTICS S.A. - 575 Voulaagmenis Ave - 164 51 Argynoupolis - Tel. 0030-210-9944952 - Fax 0030-210-9945029 - THE NETHERLANDS: MENARINI DIAGNOSTICS BENELUX N.V. - De Haak 8 - 5555 XK Valkenswaard - Tel. 0031-40-2082000 - Fax 0031-40-2042184 - PORTUGAL: MENARINI DIAGNOSTICS Lda - Quinta da Fonte - Edifício D. Manuel I, 2º B - 2770-203 Paço de Arcos - Tel. 00351-210-930000 - Fax 00351-210-930001 - SPAIN: A. MENARINI DIAGNOSTICS S.A. - Avenida del Marisme, 120 - 08518 Badalona (Barcelona) - Tel. 0034-93-5071000 - Fax 0034-93-2780915 - SWEDEN: A. MENARINI DIAGNOSTICS NORDIC COUNTRIES S.r.l. - Per Albin Hanssons väg 41, Hus D - 21432 Malmö - Tel. 0046-40-321 270 - Fax 0046-40-321 271 - U.K.: A. MENARINI DIAGNOSTICS Ltd - 405 Wharfedale Road - Wetherill, Wokingham - Berkshire RG41 5RA - Tel. 0044-118-9444100 - Fax 0044-118-9444111