


Sonde uretrali

Rif. Itgb Data di revisione : 23/07/2008


Sonda di MERCIER: ADN3++

Registrato nel Repertorio Nazionale dei
Dispositivi con registrazione n° 85178

- **Produttore:**
Coloplast AS - DK-3060 Espergaerde, Denmark
- **Distributore:**
Coloplast SpA - Via Nanni Costa, 30 - 40133 Bologna
- **Classe CE (Direttiva 93/42/CEE):** I sterile
- **Standard:** ISO 9001:2000 - DS/EN ISO 9001:2000 - ISO 13485:2003 - DS/EN ISO 13485:2003
- **Ente notificatore:**
DS Certificering A/S - Identification N° 0543 - Denmark

CND U010104
Prodotto riutilizzabile
Non contiene Lattice
Non Contiene Ftalati

Descrizione

- Lunghezza (cm) : 40
- Estremità distale : curva
- Estremità prossimale : connettore flessibile
- 2 fori opposti e sfalsati, 1 dei quali a livello della curva.

Indicazioni

Drenaggio vescicale. Questa sonda è destinata ad un uso temporaneo.

Controindicazioni e incompatibilità

Quelle previste nel drenaggio vescicale.
Istruzioni d'uso (nella confezione) 2SH2004

Composizione

NEOPLEX®

Sterilizzazione

Sterile e riutilizzabile
Ossido di Etilene (EO)

08 MAG. 2012

ARS
CHIRURGICA srl
Ars LOTTO 78
Chirurgica s.r.l.
40017 S. Giovanni in Persiceto (Bo)
Via della Colombaia, 12
Tel. +39 051 951811 - Fax +39 051 951818
e-mail: ars@tegea.com

**Sonde uretrali**

- Il numero massimo di risterilizzazioni delle sonde uretrali è 5 (ad Ossido di Etilene). Tuttavia questa raccomandazione non tiene conto delle alterazioni sopraggiunte durante l'uso della sonda uretrale.
- I dettagli di riutilizzo sono riportati sulle istruzioni d'uso.
- Sterilizzazione ad Ossido di Etilene : secondo il protocollo previsto dal farmacista responsabile dell'ospedale
- Sterilizzazione con metodo STERRAD® : secondo il protocollo previsto dal farmacista responsabile dell'ospedale, e seguendo le indicazioni del produttore

• Validità

5 anni dalla data di produzione

• Codici

CH / FR	Codice	Codice CND	Codice GMDN
6	ADN306	U010104	34930
8	ADN308	U010104	34930
10	ADN310	U010104	34930
12	ADN312	U010104	34930
14	ADN314	U010104	34930
16	ADN316	U010104	34930
18	ADN318	U010104	34930
20	ADN320	U010104	34930
22	ADN322	U010104	34930
24	ADN324	U010104	34930

• Confezionamento

Unità d'uso

Doppia busta sfilabile

Unità d'ordine

5 unità d'uso in una scatola
di cartone di (mm) 90x40x550

Codici a barre: presenti sull'Unità d'ordine e sull'Imballo.

• Conservazione del prodotto

Raccomandiamo la conservazione nella confezione originale intatta al riparo dalla luce e dall'umidità, ad una temperatura costante compresa tra 15° ed i 25°.

• Smaltimento

Il prodotto non contiene componenti Ecotossici pertanto non necessita di particolari protocolli di smaltimento. Non disperdere nell'ambiente in quanto non è Biodegradabile.

08 MAG. 2012

ARS
CHIRURGICA srl

ARS
CHIRURGICA srl