

Apparato digerente

Data di revisione : 09/02/2012

**Sondino gastro-duodenale di
LEVINE: LA60++****Registrato nel Repertorio Nazionale dei
Dispositivi con registrazione n°207427/R**

- **Produttore:**
Coloplast AS - DK-3060 Espergaerde, Denmark
- **Distributore:**
Coloplast SpA – Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007
n 9, Edificio F – 40127 Bologna
- **Classe CE (Direttiva 93/42/CEE):** IIb (Allegato 5)
- **Standard:** ISO 9001:2000 – DS/EN ISO 9001:2000 - ISO
13485:2003 – DS/EN ISO 13485:2003
- **Ente notificatore:**
DS Certificering A/S – Identification N° 0543 – Denmark

**CND
G02020202****Prodotto
monouso****Non contiene
Lattice****Non Contiene
Ftalati****Descrizione**

- Lunghezza(cm) : 120
- Estremità distale : chiusa, cilindrica
- Estremità prossimale : a imbuto
- 4 fori opposti e sfalsati

Linea radiopaca


Indicazioni

Sondino per nutrizione enterale per un utilizzo a breve termine

Controindicazioni e incompatibilitàEventuali allergie note ai materiali del dispositivo.
*Istruzioni d'uso (nella confezione) SH2177***Composizione**

Silicone

Bologna, 30/04/2012


Coloplast Sp.A.
Il Procuratore Speciale
Sig.ra Elisabetta Ventrola

Apparato digerente

• Sterilizzazione

Sterile e monouso

Ossido d'etilene (EO) – Tasso residuo di ossido di etilene inferiore a 2 ppm a norma di legge

• Validità

5 anni dalla data di produzione

• Codici

CH /FR	Codice cat.	Codice CND	Codice GMDN
12	LA6012	G02020202	16799
14	LA6014	G02020202	16799
16	LA6016	G02020202	16799
18	LA6018	G02020202	16799
20	LA6020	G02020202	16799

• Confezionamento

Unità d'uso 1 unità d'uso in Sacchetto sfilabile

Unità d'ordine 5 unità d'uso in una scatola di cartone di (mm) 140x55x200

Codici a barre: presenti sull'Unità d'ordine e sull'Imballo.

• Conservazione del prodotto

Raccomandiamo la conservazione nella confezione originale intatta al riparo dalla luce e dall'umidità, ad una temperatura costante compresa tra 15° ed i 25°.

• Smaltimento

Il prodotto non contiene componenti Ecotossici pertanto non necessita di particolari protocolli di smaltimento. Non disperdere nell'ambiente in quanto non è Biodegradabile.

Bologna, 30/04/2012

Coloplast S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Sig.ra Elisabetta Ventrella