

(VEDI DOCUMENTO ALLEGATO NON STAMPATO)



BARATI
CEVENINI

Chiedo formalmente
alla persona che
pubblicare sul sito
Osimo, 05/12/2016
la lettera

Prot. n. 398-STR/2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: INTERCENTER

IC.2016. 0025467
del 06/12/2016
Mitt.: RAYS SPA

Spett. le
INTERCENT-ER
Via dei Mille, 21
40121 BOLOGNA
C.a. Dott.ssa Barbara Cevenini
intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it



Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3. LOTTO 1. Rif. id. IC/2016/24751 del 28/11/2016

Riscontriamo la Vs. nota prot. in oggetto per comunicare quanto segue.

Si conferma che le siringhe offerte al "LOTTO 1 SIRINGA SENZA AGO CONO LUER LOCK" sono compatibili con le principali pompe a siringa presenti sul mercato.

Ribadiamo, inoltre, che:

- alcune aziende produttrici delle pompe a siringa hanno già inserito all'interno dei loro software la configurazione per le siringhe LUER LOCK Rays a marchio INJ/LIGHT;
- la compatibilità delle siringhe LUER LOCK con le pompe siringa prescinde dalla preconfigurazione nel software del marchio della siringa in uso e la compatibilità si realizza anche rispettando le indicazioni di impostazione individuate a seguito delle prove eseguite dalle ditte produttrici sui propri modelli.

In riferimento a quanto da Voi richiesto con Vs. nota prot. id. IC/2016/22102 del 31/10/2016, come già anticipato nelle comunicazioni intercorse, Vi informiamo che abbiamo provveduto ad inoltrare, a tutte le aziende produttrici da Voi indicate, copia dell'allegato affinché venisse compilato e restituito alla scrivente completo delle informazioni ivi richieste.

Di seguito riepiloghiamo l'esito dei riscontri ricevuti:

- WIT MEDICAL: l'azienda ha confermato che la pompa MOD. 301-A è tarata per utilizzo con le siringhe LUER LOCK INJ/LIGHT RAYS (doc. 1);
- FRESENIUS KABI: l'azienda ha comunicato che "non può rispondere in alcun modo alla nostra richiesta in quanto la compatibilità deve essere certificata" non dalla FRESENIUS KABI ma "dal produttore (FRESENIUS VIAL)" (doc. 2);
- TERUMO: l'azienda ha comunicato che "i modelli indicati in elenco sono tutti fuori produzione" e che le nostre "siringhe non sono presenti nella lista precaricata sulla pompa. Pertanto Terumo non può garantire il rispetto dell'accuratezza dichiarata nel caso il cliente le utilizzi sulle apparecchiature Terumo." Tuttavia Terumo suggerisce come soluzione che "in questi casi la via più rapida è individuare sulla lista della pompa un modello che sia equivalente al vostro (siringhe INJ/LIGHT n.d.r.) a livello dimensionale" (doc. 3);





- BBRAUN: non abbiamo ancora ricevuto riscontro alla nostra comunicazione (doc. 4). L'azienda BBRAUN tuttavia, in separate comunicazioni, ha manifestato la propria disponibilità ad estendere la gamma di siringhe preconfigurate nel software delle loro pompe al nostro marchio;
- CARDINAL HEALTH: non abbiamo ancora ricevuto riscontro alla nostra comunicazione
- CAREFUSION: non abbiamo ancora ricevuto riscontro alla nostra comunicazione
- SMITH MEDICAL: non abbiamo ancora ricevuto riscontro alla nostra comunicazione

In riferimento a quanto affermato da TERUMO, e cioè che *“in questi casi la via più rapida è individuare sulla lista della pompa un modello che sia equivalente alle siringhe INJ/LIGHT a livello dimensionale”*, e quindi a conferma del fatto che la compatibilità può essere realizzata in uso a prescindere dalla preconfigurazione sui singoli software delle apparecchiature del marchio delle siringhe, alleghiamo i report di alcune prove di flusso che in tal senso sono state eseguite dalle ditte distributrici delle pompe WIT MEDICAL (doc. 5) e FRESENIUS (doc. 6) con le siringhe LUER LOCK INJ/LIGHT.

Dai report risulta la compatibilità delle siringhe LUER LOCK INJ/LIGHT con marchi già preconfigurati sui software delle apparecchiature.

Pertanto riteniamo che il personale delle aziende produttrici addetto all'assistenza tecnica delle apparecchiature in dotazione presso le Strutture Sanitarie possa attuare la procedura indicata sia dalla ditta TERUMO che dalle ditte BMC TEC (per WIT MEDICAL) e FRESENIUS KABI (per FRESENIUS VIAL) sulle pompe in uso – come da Vs. elenco – al fine di confermare la validità degli esiti indicati nei report allegati e/o di individuare altro marchio di siringhe equivalente a livello dimensionale alle siringhe LUER LOCK INJ/LIGHT.

Certi di un riscontro positivo, rimaniamo comunque a Vs. disposizione per ogni e conseguenziale chiarimento.

Distinti saluti.

Simonetta Strologo
RAYS SpA
Ufficio Qualità

