

Actimove® Clavicula

SUPPORTO CLAVICOLARE

DESCRIZIONE	Immobilizzatore clavicolare
COMPOSIZIONE	60% Poliestere, 32% Poliuretano, 8% Nylon Il prodotto non contiene resine o gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico.
INDICAZIONI	Trattamento delle fratture clavicolari
CARATTERISTICHE TECNICHE	Imbottiture aggiuntive ascellari, rimovibili e lavabili Chiusura a strappo regolabile Nella zona ascellare è rivestito in cotone permeabile all'aria e confortevole sulla pelle. Tassello aggiuntivo per un miglior posizionamento Permeabilità ai raggi X: 100%
STERILIZZABILITA'	Il prodotto è fornito non sterile. Il prodotto non è sterilizzabile.
BIOCOMPATIBILITA'	I materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto sono atossici.
CONFEZIONAMENTO	Singolo in busta di plastica trasparente
CONSERVAZIONE	In luogo fresco ed asciutto Non essendoci possibilità di una deterioramento del dispositivo correlato alla sicurezza d'uso od alla sua funzione non è prevista una data di scadenza (in base alla Raccomandazione NB-MED /2.2/Rec3 Titolo: data di scadenza dei dispositivi medici) . Dal numero di lotto indicato sulla confezione è desumibile la data di produzione (il primo numero indica l'anno ed i due seguenti numeri la settimana di produzione).
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.– Dispositivo medico – Classe I
CODICE CND	M030501
NUMERO DI REPERTORIO	12803/R
FABBRICANTE	BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania
DISTRIBUTORE	BSN medical Srl, Viale Colleoni 17, 20864 Agrate Brianza (MB)

CODICI ESTESI	CODICI BREVI	TAGLIA	CIRCONFERENZA TORACE	UNITA D'USO - CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)- CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
72819-00018-00	72819-18	XS (Pediatria)	< 65 cm	1 immobilizzatore
72819-00019-00	72819-19	S	65 – 90 cm	1 immobilizzatore
72819-00020-00	72819-20	M	90- 110 cm	1 immobilizzatore
72819-00093-00	72819-93	L	110-130 cm	1 immobilizzatore

ACTIMOVE CLAVICULA COMFORT

TUTORE PRONTO PER L'USO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRATTURA DI CLAVICOLA

DESCRIZIONE	Tutore speciale pronto per l'uso per il trattamento delle fratture di clavicola
COMPOSIZIONE	4% poliammide 35% poliuretano 61% poliestere Il prodotto non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	Immobilizzazione della clavicola. Il materiale è altamente resistente alla trazione, assicura stabilità. Facilmente regolabile; nella zona ascellare è rivestito in cotone permeabile all'aria e confortevole sulla pelle. Chiusura a strappo regolabile. Applicazione facile e veloce; elevata sicurezza terapeutica; confortevole da indossare; l'anello piatto in posizione interscapolare agevola la posizione supina. Permeabilità ai raggi X: 100%
STERILIZZABILITA'	Il prodotto è fornito non sterile e non è sterilizzabile. Riutilizzabile – lavabile fino a 30°C.
INDICAZIONI	Frattura della clavicola.
DURATA DELL'APPLICAZIONE	Diverse settimane (lungo termine)
CONSERVAZIONE	In luogo fresco ed asciutto. Non essendoci possibilità di una deterioramento del dispositivo correlato alla sicurezza d'uso od alla sua funzione non è prevista una data di scadenza (in base alla Raccomandazione NB-MED /2.2/Rec3 Titolo: data di scadenza dei dispositivi medici).
CONFEZIONAMENTO	Unità d'uso: in confezione singola, con marchio CE e codice a barre. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.– Dispositivo medico – Classe I
CODICE CND	M030501
NUMERO REPERTORIO	448214/R
FABBRICANTE	Prodotto da BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania
DISTRIBUTORE	BSN medical S.r.l. Viale Colleoni 17 - 20864 Agrate Brianza (MB).

ACTIMOVE CLAVICULA COMFORT

TUTORE PRONTO PER L'USO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRATTURA DI CLAVICOLA

Continua/2

CODICI ESTESI	CODICI BREVI	MISURA	CIRCONFERENZA TORACICA CM	UNITA D'USO - CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)- CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
79974-00000-01	79974-00	XS	50-65	1 pezzo
79974-00001-01	79974-01	S	65-80	1 pezzo
79974-00002-01	79974-02	M	80-95	1 pezzo
79974-00003-01	79974-03	L	95-110	1 pezzo
79974-00004-01	79974-04	XL	110-125	1 pezzo