

SCHEDA TECNICA***Zuma²*****Catetere guida per angioplastica transluminale percutanea coronarica**

Indicazioni d'uso Il catetere guida Medtronic ZUMA² è progettato come percorso per permettere l'introduzione dei dispositivi terapeutici. Il catetere guida ZUMA² deve essere utilizzato nel sistema vascolare periferico o coronarico.

DATI TECNICI:


| | |
|--|--|
| Lunghezza standard | 100 cm |
| Tecnica di costruzione | Full-Wall Technology™ Doppia maglia intrecciata a sezione piatta incapsulata in materiale plastico – rivestimento lubrificante legato covalentemente alla superficie interna del catetere |
| Principali materiali utilizzati | Maglia metallica: Acciaio inossidabile Plastiche: Pebax, Nylon, Vestamid, Trogamid Rivestimento interno: Silicone |
| Radiopacità | Marker radiopaco posto a 3mm (modelli 5F e 6F) o 4mm (modelli 7F e 8F) dall'estremità distale del catetere. |
| Lume interno | 0.058" (1.47 mm) per il catetere 5F 0.070" (1.78 mm) per il catetere 6F 0.081" (2.06 mm) per il catetere 7F 0.091" (2.31 mm) per il catetere 8F |
| Caratteristiche | Elevatissima resistenza al piegamento (no kinking) Rapporto di torsione 1:1 Ottima memoria della curva preformata Punta atraumatica radiopaca Radiopacità ottimale |

PRINCIPALI CURVE PREFORMATE DISPONIBILI:

| | |
|-------------------------------|--|
| Curve standard | Judkins destra e sinistra |
| | Femoral destra e sinistra |
| | JCL |
| | JCR |
| | Short coronary destra e sinistra |
| | No Torque |
| | Mammaria interna |
| | Bypass destro e sinistro |
| | Shepherd's Crook |
| | Hockey Stick |
| | Multipurpose |
| Curve ad alto supporto | EBU |
| | RBU |
| | ECR |
| | Amplatz destra e sinistra |
| | Amplatz destra e sinistra corte |
| Curve speciali | CHAMP |
| | MAC |
| | Arani |
| | El Gamal |
| | Tridimensionali 3DRC e 3DRIGHT |
| Side holes | Tutti i modelli sono disponibili a richiesta con fori laterali |

CODICI DEI CATETERI GUIDA PER ANGIOPLASTICA TRANSLUMINALE PERCUTANEA CORONARICA ZUMA²

I codici dei cateteri Medtronic Zuma² sono composti come segue:



| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| ZM53DRIGHT | 5F | Destro 3-D RIGHT | 100 cm |
| ZM5AL10 | 5F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 100 cm |
| ZM5AL15 | 5F | Amplatz Sinistro AL1.5 | 100 cm |
| ZM5AL20 | 5F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 100 cm |
| ZM5AL25 | 5F | Amplatz Sinistro AL2.5 | 100 cm |
| ZM5AL30 | 5F | Amplatz Sinistro AL3.0 | 100 cm |
| ZM5AL40 | 5F | Amplatz Sinistro AL4.0 | 100 cm |
| ZM5AL75 | 5F | Amplatz Sinistro AL0.75 | 100 cm |
| ZM5ALR12 | 5F | Amplatz ALR1-2 | 100 cm |
| ZM5AR10 | 5F | Amplatz Destro AR1.0 | 100 cm |
| ZM5AR10K | 5F | Amplatz Destro AR1.0 | 55 cm |
| ZM5AR20 | 5F | Amplatz Destro AR2.0 | 100 cm |
| ZM5CHAMP05 | 5F | CHAMP0.5 | 100 cm |
| ZM5CHAMP10 | 5F | CHAMP1.0 | 100 cm |
| ZM5CHAMP15 | 5F | CHAMP1.5 | 100 cm |
| ZM5CHAMP20 | 5F | CHAMP2.0 | 100 cm |
| ZM5CHAMP25 | 5F | CHAMP2.5 | 100 cm |
| ZM5CHAMP30 | 5F | CHAMP3.0 | 100 cm |
| ZM5CHAMP35 | 5F | CHAMP3.5 | 100 cm |
| ZM5CHAMP40 | 5F | CHAMP4.0 | 100 cm |
| ZM5EBU30 | 5F | Extra Back Up Sinistra EBU3.0 | 100 cm |
| ZM5EBU35 | 5F | Extra Back Up Sinistra EBU3.5 | 100 cm |
| ZM5EBU375 | 5F | Extra Back Up Sinistra EBU3.75 | 100 cm |
| ZM5EBU40 | 5F | Extra Back Up Sinistra EBU4.0 | 100 cm |
| ZM5EBU45 | 5F | Extra Back Up Sinistra EBU4.5 | 100 cm |
| ZM5EBU50 | 5F | Extra Back Up Sinistra EBU5.0 | 100 cm |
| ZM5ECR40 | 5F | Extra Coronary Right ECR4.0 | 100 cm |
| ZM5ELGAMAL | 5F | EL GAMAL | 100 cm |
| ZM5FL30 | 5F | Femoral Left FL3.0 | 100 cm |
| ZM5FL35 | 5F | Femoral Left FL3.5 | 100 cm |
| ZM5FL40 | 5F | Femoral Left FL4.0 | 100 cm |
| ZM5FL45 | 5F | Femoral Left FL4.5 | 100 cm |
| ZM5FL50 | 5F | Femoral Left FL5.0 | 100 cm |
| ZM5FL60 | 5F | Femoral Left FL6.0 | 100 cm |
| ZM5FR30 | 5F | Femoral Right FR3.0 | 100 cm |
| ZM5FR35 | 5F | Femoral Right FR3.5 | 100 cm |
| ZM5FR40 | 5F | Femoral Right FR4.0 | 100 cm |
| ZM5FR45 | 5F | Femoral Right FR4.5 | 100 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| ZM5FR50 | 5F | Femoral Right FR5.0 | 100 cm |
| ZM5FR60 | 5F | Femoral Right FR6.0 | 100 cm |
| ZM5HSI | 5F | Hockey Stick HSI | 100 cm |
| ZM5HSII | 5F | Hockey Stick HSII | 100 cm |
| ZM5HSIII | 5F | Hockey Stick HSIII | 100 cm |
| ZM5IMA | 5F | Internal Mammary Artery IMA | 100 cm |
| ZM5IMAD | 5F | Internal Mammary Artery IMA | 90 cm |
| ZM5JCL30 | 5F | Judkins Sinistro tipo C JCL3.0 | 100 cm |
| ZM5JCL35 | 5F | Judkins Sinistro tipo C JCL3.5 | 100 cm |
| ZM5JCL40 | 5F | Judkins Sinistro tipo C JCL4.0 | 100 cm |
| ZM5JCL45 | 5F | Judkins Sinistro tipo C JCL4.5 | 100 cm |
| ZM5JCL50 | 5F | Judkins Sinistro tipo C JCL5.0 | 100 cm |
| ZM5JCR35 | 5F | Judkins Destro tipo C JCR3.5 | 100 cm |
| ZM5JCR40 | 5F | Judkins Destro tipo C JCR4.0 | 100 cm |
| ZM5JCR45 | 5F | Judkins Destro tipo C JCR4.5 | 100 cm |
| ZM5JCR50 | 5F | Judkins Destro tipo C JCR5.0 | 100 cm |
| ZM5JL30 | 5F | Judkins Sinistro JL3.0 | 100 cm |
| ZM5JL35 | 5F | Judkins Sinistro JL3.5 | 100 cm |
| ZM5JL40 | 5F | Judkins Sinistro JL4.0 | 100 cm |
| ZM5JL45 | 5F | Judkins Sinistro JL4.5 | 100 cm |
| ZM5JL50 | 5F | Judkins Sinistro JL5.0 | 100 cm |
| ZM5JL60 | 5F | Judkins Sinistro JL6.0 | 100 cm |
| ZM5JR30 | 5F | Judkins Destro JR3.0 | 100 cm |
| ZM5JR30K | 5F | Judkins Destro JR3.0 | 55 cm |
| ZM5JR35 | 5F | Judkins Destro JR3.5 | 100 cm |
| ZM5JR40 | 5F | Judkins Destro JR4.0 | 100 cm |
| ZM5JR45 | 5F | Judkins Destro JR4.5 | 100 cm |
| ZM5JR50 | 5F | Judkins Destro JR5.0 | 100 cm |
| ZM5JR60 | 5F | Judkins Destro JR6.0 | 100 cm |
| ZM5LCB | 5F | Bypass Sinistro LCB | 100 cm |
| ZM5MAC30 | 5F | Multi Aortic Curve MAC3.0 | 100 cm |
| ZM5MAC35 | 5F | Multi Aortic Curve MAC3.5 | 100 cm |
| ZM5MAC375 | 5F | Multi Aortic Curve MAC3.75 | 100 cm |
| ZM5MAC40 | 5F | Multi Aortic Curve MAC4.0 | 100 cm |
| ZM5MAC45 | 5F | Multi Aortic Curve MAC4.5 | 100 cm |
| ZM5MAC50 | 5F | Multi Aortic Curve MAC5.0 | 100 cm |
| ZM5MB1 | 5F | Multipurpose MB1 | 100 cm |
| ZM5MB1V | 5F | Multipurpose MB1 | 45 cm |
| ZM5MB2 | 5F | Multipurpose MB2 | 100 cm |
| ZM5MP1 | 5F | Multipurpose MP1 | 100 cm |
| ZM5NOTO | 5F | No Torque Destro NOTO | 100 cm |
| ZM5RAD1 | 5F | RADIAL 1 | 100 cm |
| ZM5RAD2 | 5F | RADIAL 2 | 100 cm |
| ZM5RCB | 5F | Bypass Destro RCB | 100 cm |
| ZM5RCBD | 5F | Bypass Destro RCB | 90 cm |
| ZM5RLTJR40 | 5F | Relaxed Long Tip | 100 cm |
| ZM5SAL10 | 5F | Short Amplatz Sinistro SAL1.0 | 100 cm |
| ZM5SAL15 | 5F | Short Amplatz Sinistro SAL1.5 | 100 cm |
| ZM5SAL20 | 5F | Short Amplatz Sinistro SAL2.0 | 100 cm |
| ZM5SAL25 | 5F | Short Amplatz Sinistro SAL2.5 | 100 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| ZM5SAL30 | 5F | Short Amplatz Sinistro SAL3.0 | 100 cm |
| ZM5SAL40 | 5F | Short Amplatz Sinistro SAL4.0 | 100 cm |
| ZM5SAL75 | 5F | Short Amplatz Sinistro SAL.75 | 100 cm |
| ZM5SAR10 | 5F | Short Amplatz Destro SAR1.0 | 100 cm |
| ZM5SAR20 | 5F | Short Amplatz Destro SAR2.0 | 100 cm |
| ZM5SCR35 | 5F | Shepherd's Crook Destro SCR3.5 | 100 cm |
| ZM5SCR40 | 5F | Shepherd's Crook Destro SCR4.0 | 100 cm |
| ZM5SCR50 | 5F | Shepherd's Crook Destro SCR5.0 | 100 cm |
| ZM5SL30 | 5F | Short Left SL3.0 | 100 cm |
| ZM5SL35 | 5F | Short Left SL3.5 | 100 cm |
| ZM5SL40 | 5F | Short Left SL4.0 | 100 cm |
| ZM5SL45 | 5F | Short Left SL4.5 | 100 cm |
| ZM5SL50 | 5F | Short Left SL5.0 | 100 cm |
| ZM5SL60 | 5F | Short Left SL6.0 | 100 cm |
| ZM5SR30 | 5F | Short Right SR3.0 | 100 cm |
| ZM5SR35 | 5F | Short Right SR3.5 | 100 cm |
| ZM5SR40 | 5F | Short Right SR4.0 | 100 cm |
| ZM5SR50 | 5F | Short Right SR5.0 | 100 cm |
| ZM5SR60 | 5F | Short Right SR6.0 | 100 cm |
| Z263DRC | 6F | Destro 3DRC | 100 cm |
| Z263DRIGHT | 6F | Destro 3-D RIGHT | 100 cm |
| Z26AL10 | 6F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 100 cm |
| Z26AL10A | 6F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 110 cm |
| Z26AL10D | 6F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 90 cm |
| Z26AL15 | 6F | Amplatz Sinistro AL1.5 | 100 cm |
| Z26AL20 | 6F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 100 cm |
| Z26AL20A | 6F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 110 cm |
| Z26AL20D | 6F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 90 cm |
| Z26AL20F | 6F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 80 cm |
| Z26AL20J | 6F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 60 cm |
| Z26AL25 | 6F | Amplatz Sinistro AL2.5 | 100 cm |
| Z26AL30 | 6F | Amplatz Sinistro AL3.0 | 100 cm |
| Z26AL30A | 6F | Amplatz Sinistro AL3.0 | 110 cm |
| Z26AL40 | 6F | Amplatz Sinistro AL4.0 | 100 cm |
| Z26AL75 | 6F | Amplatz Sinistro AL0.75 | 100 cm |
| Z26AL75D | 6F | Amplatz Sinistro AL0.75 | 90 cm |
| Z26ALR12 | 6F | Amplatz Sinistro ALR1-2 | 100 cm |
| Z26AR10 | 6F | Amplatz Destro AR1.0 | 100 cm |
| Z26AR10A | 6F | Amplatz Destro AR1.0 | 110 cm |
| Z26AR10D | 6F | Amplatz Destro AR1.0 | 90 cm |
| Z26AR20 | 6F | Amplatz Destro AR2.0 | 100 cm |
| Z26AR20A | 6F | Amplatz Destro AR2.0 | 110 cm |
| Z26AR20D | 6F | Amplatz Destro AR2.0 | 90 cm |
| Z26ARAN7515 | 6F | ARANI 75/15 | 100 cm |
| Z26ARAN7526 | 6F | ARANI 75/26 | 100 cm |
| Z26ARAN9015 | 6F | ARANI 09/15 | 100 cm |
| Z26ARAN9026 | 6F | ARANI 90/26 | 100 cm |
| Z26CHAMP05 | 6F | CHAMP0.5 | 100 cm |
| Z26CHAMP10 | 6F | CHAMP1.0 | 100 cm |
| Z26CHAMP15 | 6F | CHAMP1.5 | 100 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Z26CHAMP20 | 6F | CHAMP2.0 | 100 cm |
| Z26CHAMP25 | 6F | CHAMP2.5 | 100 cm |
| Z26CHAMP30 | 6F | CHAMP3.0 | 100 cm |
| Z26CHAMP35 | 6F | CHAMP3.5 | 100 cm |
| Z26CHAMP40 | 6F | CHAMP4.0 | 100 cm |
| Z26EBU30 | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU3.0 | 100 cm |
| Z26EBU325 | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU3.25 | 100 cm |
| Z26EBU35 | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU3.5 | 100 cm |
| Z26EBU35A | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU3.5 | 110 cm |
| Z26EBU375 | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU3.75 | 100 cm |
| Z26EBU375A | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU3.75 | 110 cm |
| Z26EBU40 | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU4.0 | 100 cm |
| Z26EBU40A | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU4.0 | 110 cm |
| Z26EBU40D | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU4.0 | 90 cm |
| Z26EBU45 | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU4.5 | 100 cm |
| Z26EBU50 | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU5.0 | 100 cm |
| Z26EBU55 | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU5.5 | 100 cm |
| Z26EBU60 | 6F | Extra Back Up Sinistra EBU6.0 | 100 cm |
| Z26ECR35 | 6F | Extra Coronary Right ECR3.5 | 100 cm |
| Z26ECR40 | 6F | Extra Coronary Right ECR4.0 | 100 cm |
| Z26ECR45 | 6F | Extra Coronary Right ECR4.5 | 100 cm |
| Z26ELGAMAL | 6F | ELGAMAL | 100 cm |
| Z26FL30 | 6F | Femoral Left FL3.0 | 100 cm |
| Z26FL35 | 6F | Femoral Left FL3.5 | 100 cm |
| Z26FL40 | 6F | Femoral Left FL4.0 | 100 cm |
| Z26FL40A | 6F | Femoral Left FL4.0 | 110 cm |
| Z26FL45 | 6F | Femoral Left FL4.5 | 100 cm |
| Z26FL50 | 6F | Femoral Left FL5.0 | 100 cm |
| Z26FL60 | 6F | Femoral Left FL6.0 | 100 cm |
| Z26FR30 | 6F | Femoral Right FR3.0 | 100 cm |
| Z26FR35 | 6F | Femoral Right FR3.5 | 100 cm |
| Z26FR40 | 6F | Femoral Right FR4.0 | 100 cm |
| Z26FR40A | 6F | Femoral Right FR4.0 | 110 cm |
| Z26FR40D | 6F | Femoral Right FR4.0 | 90 cm |
| Z26FR45 | 6F | Femoral Right FR4.5 | 100 cm |
| Z26FR50 | 6F | Femoral Right FR5.0 | 100 cm |
| Z26FR60 | 6F | Femoral Right FR6.0 | 100 cm |
| Z26HSI | 6F | Hockey Stick HSI | 100 cm |
| Z26HSIA | 6F | Hockey Stick HSI | 110 cm |
| Z26HSID | 6F | Hockey Stick HSI | 90 cm |
| Z26HSII | 6F | Hockey Stick HSII | 100 cm |
| Z26HSIII | 6F | Hockey Stick HSIII | 100 cm |
| Z26HSIIK | 6F | Hockey Stick HSII | 55 cm |
| Z26HSIK | 6F | Hockey Stick HSI | 55 cm |
| Z26IMA | 6F | Internal Mammary Artery IMA | 100 cm |
| Z26IMAD | 6F | Internal Mammary Artery IMA | 90 cm |
| Z26IMAH | 6F | Internal Mammary Artery IMA | 70 cm |
| Z26IMAJ | 6F | Internal Mammary Artery IMA | 60 cm |
| Z26IMAK | 6F | Internal Mammary Artery IMA | 55 cm |
| Z26JCL30 | 6F | Judkins Sinistro tipo C JCL3.0 | 100 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Z26JCL35 | 6F | Judkins Sinistro tipo C JCL3.5 | 100 cm |
| Z26JCL40 | 6F | Judkins Sinistro tipo C JCL4.0 | 100 cm |
| Z26JCL45 | 6F | Judkins Sinistro tipo C JCL4.5 | 100 cm |
| Z26JCL50 | 6F | Judkins Sinistro tipo C JCL5.0 | 100 cm |
| Z26JCR35 | 6F | Judkins Destro tipo C JCR3.5 | 100 cm |
| Z26JCR40 | 6F | Judkins Destro tipo C JCR4.0 | 100 cm |
| Z26JCR45 | 6F | Judkins Destro tipo C JCR4.5 | 100 cm |
| Z26JCR50 | 6F | Judkins Destro tipo C JCR5.0 | 100 cm |
| Z26JL30 | 6F | Judkins Sinistro JL 3.0 | 100 cm |
| Z26JL35 | 6F | Judkins Sinistro JL3.5 | 100 cm |
| Z26JL40 | 6F | Judkins Sinistro JL4.0 | 100 cm |
| Z26JL40A | 6F | Judkins Sinistro JL4.0 | 110 cm |
| Z26JL40D | 6F | Judkins Sinistro JL4.0 | 90 cm |
| Z26JL45 | 6F | Judkins Sinistro JL4.5 | 100 cm |
| Z26JL50 | 6F | Judkins Sinistro JL5.0 | 100 cm |
| Z26JL50A | 6F | Judkins Sinistro JL5.0 | 110 cm |
| Z26JL60 | 6F | Judkins Sinistro JL6.0 | 100 cm |
| Z26JL60A | 6F | Judkins Sinistro JL6.0 | 110 cm |
| Z26JL65 | 6F | Judkins Sinistro JL6.5 | 100 cm |
| Z26JL70 | 6F | Judkins Sinistro JL 7.0 | 100 cm |
| Z26JR30 | 6F | Judkins Destro JR3.0 | 100 cm |
| Z26JR35 | 6F | Judkins Destro JR3.5 | 100 cm |
| Z26JR40 | 6F | Judkins Destro JR4.0 | 100 cm |
| Z26JR40A | 6F | Judkins Destro JR4.0 | 110 cm |
| Z26JR40D | 6F | Judkins Destro JR 4.0 | 90 cm |
| Z26JR40I | 6F | Judkins Destro JR 4.0 | 65 cm |
| Z26JR40K | 6F | Judkins Destro JR 4.0 | 55 cm |
| Z26JR45 | 6F | Judkins Destro JR 4.5 | 100 cm |
| Z26JR50 | 6F | Judkins Destro JR 5.0 | 100 cm |
| Z26JR50J | 6F | Judkins Destro JR 5.0 | 60 cm |
| Z26JR60 | 6F | Judkins Destro JR6.0 | 100 cm |
| Z26LCB | 6F | Bypass Sinistro LCB | 100 cm |
| Z26LCBD | 6F | Bypass Sinistro LCB | 90 cm |
| Z26MAC30 | 6F | Multi Aortic Curve MAC3.0 | 100 cm |
| Z26MAC35 | 6F | Multi Aortic Curve MAC3.5 | 100 cm |
| Z26MAC375 | 6F | Multi Aortic Curve MAC3.75 | 100 cm |
| Z26MAC40 | 6F | Multi Aortic Curve MAC4.0 | 100 cm |
| Z26MAC45 | 6F | Multi Aortic Curve MAC4.5 | 100 cm |
| Z26MAC50 | 6F | Multi Aortic Curve MAC5.0 | 100 cm |
| Z26MB1 | 6F | Multipurpose MB1 | 100 cm |
| Z26MB1D | 6F | Multipurpose MB1 | 90 cm |
| Z26MB1J | 6F | Multipurpose MB1 | 60 cm |
| Z26MB2 | 6F | Multipurpose MB2 | 100 cm |
| Z26MB2A | 6F | Multipurpose MB2 | 110 cm |
| Z26MB2D | 6F | Multipurpose MB2 | 90 cm |
| Z26MP1 | 6F | Multipurpose MP1 | 100 cm |
| Z26MP1A | 6F | Multipurpose MP1 | 110 cm |
| Z26MP1K | 6F | Multipurpose MP1 | 55 cm |
| Z26MP2 | 6F | Multipurpose MP2 | 100 cm |
| Z26MPHK | 6F | Hockey Stick MPH | 55 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Z26NOTO | 6F | No Torque Destro NOTO | 100 cm |
| Z26PK1J | 6F | PK1 | 60 cm |
| Z26RBU35 | 6F | Right Back Up RBU35 | 100 cm |
| Z26RBU40 | 6F | Right Back Up RBU40 | 100 cm |
| Z26RCB | 6F | Bypass Destro RCB | 100 cm |
| Z26RCBD | 6F | Bypass Destro RCB | 90 cm |
| Z26RDCK | 6F | Renal Double Curve RDC | 55 cm |
| Z26RMHSII | 6F | Hockey Stick II Relaxed Modified | 100 cm |
| Z26SAL10 | 6F | Short Amplatz Sinistro SAL1.0 | 100 cm |
| Z26SAL15 | 6F | Short Amplatz Sinistro SAL1.5 | 100 cm |
| Z26SAL20 | 6F | Short Amplatz Sinistro SAL2.0 | 100 cm |
| Z26SAL25 | 6F | Short Amplatz Sinistro SAL2.5 | 100 cm |
| Z26SAL30 | 6F | Short Amplatz Sinistro SAL3.0 | 100 cm |
| Z26SAL40 | 6F | Short Amplatz Sinistro SAL4.0 | 100 cm |
| Z26SAL75 | 6F | Short Amplatz Sinistro SAL0.75 | 100 cm |
| Z26SAR10 | 6F | Short Amplatz Destro SAR1.0 | 100 cm |
| Z26SAR20 | 6F | Short Amplatz Destro SAR2.0 | 100 cm |
| Z26SCR35 | 6F | Shepherd's Crook Destro SCR3.5 | 100 cm |
| Z26SCR40 | 6F | Shepherd's Crook Destro SCR4.0 | 100 cm |
| Z26SCR40K | 6F | Shepherd's Crook Destro SCR4.0 | 55 cm |
| Z26SCR50 | 6F | Shepherd's Crook Destro SCR5.0 | 100 cm |
| Z26SL30 | 6F | Short Left SL3.0 | 100 cm |
| Z26SL35 | 6F | Short Left SL3.5 | 100 cm |
| Z26SL40 | 6F | Short Left SL4.0 | 100 cm |
| Z26SL40A | 6F | Short Left SL4.0 | 110 cm |
| Z26SL45 | 6F | Short Left SL4.5 | 100 cm |
| Z26SL50 | 6F | Short Left SL5.0 | 100 cm |
| Z26SL60 | 6F | Short Left SL6.0 | 100 cm |
| Z26SR30 | 6F | Short Right SR3.0 | 100 cm |
| Z26SR35 | 6F | Short Right SR3.5 | 100 cm |
| Z26SR40 | 6F | Short Right SR4.0 | 100 cm |
| Z26SR45 | 6F | Short Right SR4.5 | 100 cm |
| Z26SR50 | 6F | Short Right SR5.0 | 100 cm |
| Z26SR60 | 6F | Short Right SR6.0 | 100 cm |
| Z26STRAIGHT | 6F | STRAIGHT | 100 cm |
| Z273DRIGHT | 7F | Destro 3DRIGHT | 100 cm |
| Z27AL10 | 7F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 100 cm |
| Z27AL10A | 7F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 110 cm |
| Z27AL10D | 7F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 90 cm |
| Z27AL15 | 7F | Amplatz Sinistro AL1.5 | 100 cm |
| Z27AL20 | 7F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 100 cm |
| Z27AL20A | 7F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 110 cm |
| Z27AL20D | 7F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 90 cm |
| Z27AL25 | 7F | Amplatz Sinistro AL2.5 | 100 cm |
| Z27AL30 | 7F | Amplatz Sinistro AL3.0 | 100 cm |
| Z27AL30A | 7F | Amplatz Sinistro AL3.0 | 110 cm |
| Z27AL30D | 7F | Amplatz Sinistro AL3.0 | 90 cm |
| Z27AL40 | 7F | Amplatz Sinistro AL4.0 | 100 cm |
| Z27AL75 | 7F | Amplatz Sinistro AL0.75 | 100 cm |
| Z27ALR12 | 7F | Amplatz ALR1-2 | 100 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Z27AR10 | 7F | Amplatz Destro AR1.0 | 100 cm |
| Z27AR10D | 7F | Amplatz Destro AR1.0 | 90 cm |
| Z27AR20 | 7F | Amplatz Destro AR2.0 | 100 cm |
| Z27AR20A | 7F | Amplatz Destro AR2.0 | 110 cm |
| Z27AR20D | 7F | Amplatz Destro AR2.0 | 90 cm |
| Z27CHAMP05 | 7F | CHAMP 0.5 | 100 cm |
| Z27CHAMP05K | 7F | CHAMP 0.5 | 55 cm |
| Z27CHAMP10 | 7F | CHAMP 1.0 | 100 cm |
| Z27CHAMP15 | 7F | CHAMP 1.5 | 100 cm |
| Z27CHAMP20 | 7F | CHAMP 2.0 | 100 cm |
| Z27CHAMP25 | 7F | CHAMP 2.5 | 100 cm |
| Z27CHAMP30 | 7F | CHAMP 3.0 | 100 cm |
| Z27CHAMP35 | 7F | CHAMP 3.5 | 100 cm |
| Z27CHAMP40 | 7F | CHAMP 4.0 | 100 cm |
| Z27EBU30 | 7F | Extra Back Up Sinistra EBU3.0 | 100 cm |
| Z27EBU325 | 7F | Extra Back Up Sinistra EBU3.25 | 100 cm |
| Z27EBU35 | 7F | Extra Back Up Sinistra EBU3.5 | 100 cm |
| Z27EBU375 | 7F | Extra Back Up Sinistra EBU3.75 | 100 cm |
| Z27EBU375A | 7F | Extra Back Up Sinistra EBU3.75 | 110 cm |
| Z27EBU40 | 7F | Extra Back Up Sinistra EBU4.0 | 100 cm |
| Z27EBU40A | 7F | Extra Back Up Sinistra EBU 4.0 | 110 cm |
| Z27EBU40D | 7F | Extra Back Up Sinistra EBU4.0 | 90 cm |
| Z27EBU45 | 7F | Extra Back Up Sinistra EBU4.5 | 100 cm |
| Z27EBU50 | 7F | Extra Back Up Sinistra EBU5.0 | 100 cm |
| Z27ECR35 | 7F | Extra Coronary Right ECR3.5 | 100 cm |
| Z27ECR40 | 7F | Extra Coronary Right ECR4.0 | 100 cm |
| Z27ECR45 | 7F | Extra Coronary Right ECR4.5 | 100 cm |
| Z27ELGAMAL | 7F | EL GAMAL | 100 cm |
| Z27FL30 | 7F | Femoral Left FL3.0 | 100 cm |
| Z27FL35 | 7F | Femoral Left FL3.5 | 100 cm |
| Z27FL40 | 7F | Femoral Left FL4.0 | 100 cm |
| Z27FL40A | 7F | Femoral Left FL4.0 | 110 cm |
| Z27FL45 | 7F | Femoral Left FL4.5 | 100 cm |
| Z27FL50 | 7F | Femoral Left FL5.0 | 100 cm |
| Z27FL60 | 7F | Femoral Left FL6.0 | 100 cm |
| Z27FR30 | 7F | Femoral Right FR3.0 | 100 cm |
| Z27FR35 | 7F | Femoral Right FR3.5 | 100 cm |
| Z27FR40 | 7F | Femoral Right FR4.0 | 100 cm |
| Z27FR40A | 7F | Femoral Right FR4.0 | 110 cm |
| Z27FR45 | 7F | Femoral Right FR4.5 | 100 cm |
| Z27FR50 | 7F | Femoral Right FR5.0 | 100 cm |
| Z27FR60 | 7F | Femoral Right FR6.0 | 100 cm |
| Z27HSI | 7F | Hockey Stick HSI | 100 cm |
| Z27HSIA | 7F | Hockey Stick HSI | 110 cm |
| Z27HSII | 7F | Hockey Stick HSII | 100 cm |
| Z27HSIII | 7F | Hockey Stick HSIII | 100 cm |
| Z27IMA | 7F | Internal Mammary Artery IMA | 100 cm |
| Z27IMAA | 7F | Internal Mammary Artery IMA | 110 cm |
| Z27IMAD | 7F | Internal Mammary Artery IMA | 90 cm |
| Z27IMAH | 7F | Internal Mammary Artery IMA | 70 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Z27IMAJ | 7F | Internal Mammary Artery IMA | 60 cm |
| Z27IMAK | 7F | Internal Mammary Artery IMA | 55 cm |
| Z27JCL30 | 7F | Judkins Sinistro tipo C JCL3.0 | 100 cm |
| Z27JCL35 | 7F | Judkins Sinistro tipo C JCL3.5 | 100 cm |
| Z27JCL40 | 7F | Judkins Sinistro tipo C JCL4.0 | 100 cm |
| Z27JCL45 | 7F | Judkins Sinistro tipo C JCL4.5 | 100 cm |
| Z27JCL50 | 7F | Judkins Sinistro tipo C JCL5.0 | 100 cm |
| Z27JCR35 | 7F | Judkins Destro tipo C JCR3.5 | 100 cm |
| Z27JCR40 | 7F | Judkins Destro tipo C JCR4.0 | 100 cm |
| Z27JCR45 | 7F | Judkins Destro tipo C JCR4.5 | 100 cm |
| Z27JCR50 | 7F | Judkins Destro tipo C JCR5.0 | 100 cm |
| Z27JL30 | 7F | Judkins Sinistro JL3.0 | 100 cm |
| Z27JL35 | 7F | Judkins Sinistro JL3.5 | 100 cm |
| Z27JL40 | 7F | Judkins Sinistro JL4.0 | 100 cm |
| Z27JL40S | 7F | Judkins Sinistro JL4.0 | 100 cm |
| Z27JL40A | 7F | Judkins Sinistro JL4.0 | 110 cm |
| Z27JL40D | 7F | Judkins Sinistro JL4.0 | 90 cm |
| Z27JL45 | 7F | Judkins Sinistro JL4.5 | 100 cm |
| Z27JL45A | 7F | Judkins Sinistro JL4.5 | 110 cm |
| Z27JL50 | 7F | Judkins Sinistro JL5.0 | 100 cm |
| Z27JL50A | 7F | Judkins Sinistro JL5.0 | 110 cm |
| Z27JL60 | 7F | Judkins Sinistro JL6.0 | 100 cm |
| Z27JL60A | 7F | Judkins Sinistro JL6.0 | 110 cm |
| Z27JR30 | 7F | Judkins Destro JR3.0 | 100 cm |
| Z27JR35 | 7F | Judkins Destro JR3.5 | 100 cm |
| Z27JR40 | 7F | Judkins Destro JR4.0 | 100 cm |
| Z27JR40A | 7F | Judkins Destro JR4.0 | 110 cm |
| Z27JR40D | 7F | Judkins Destro JR4.0 | 90 cm |
| Z27JR40F | 7F | Judkins Destro JR4.0 | 80 cm |
| Z27JR40K | 7F | Judkins Destro JR 4.0 | 55 cm |
| Z27JR45 | 7F | Judkins Destro JR4.5 | 100 cm |
| Z27JR50 | 7F | Judkins Destro JR5.0 | 100 cm |
| Z27JR60 | 7F | Judkins Destro JR6.0 | 100 cm |
| Z27LCB | 7F | Bypass Sinistro LCB | 100 cm |
| Z27LCBD | 7F | Bypass Sinistro LCB | 90 cm |
| Z27MAC30 | 7F | Multi Aortic Curve MAC 3.0 | 100 cm |
| Z27MAC35 | 7F | Multi Aortic Curve MAC 3.5 | 100 cm |
| Z27MAC375 | 7F | Multi Aortic Curve MAC 3.75 | 100 cm |
| Z27MAC40 | 7F | Multi Aortic Curve MAC 4.0 | 100 cm |
| Z27MAC45 | 7F | Multi Aortic Curve MAC 4.5 | 100 cm |
| Z27MAC50 | 7F | Multi Aortic Curve MAC 5.0 | 100 cm |
| Z27MB1 | 7F | Multipurpose MB1 | 100 cm |
| Z27MB1D | 7F | Multipurpose MB1 | 90 cm |
| Z27MB2 | 7F | Multipurpose MB2 | 100 cm |
| Z27MB2A | 7F | Multipurpose MB2 | 110 cm |
| Z27MB2D | 7F | Multipurpose MB2 | 90 cm |
| Z27MP1 | 7F | Multipurpose MP1 | 100 cm |
| Z27MP1A | 7F | Multipurpose MP1 | 110 cm |
| Z27MP1F | 7F | Multipurpose MP1 | 80 cm |
| Z27MP1K | 7F | Multipurpose MP1 | 55 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Z27MPHK | 7F | Hockey Stick MPH | 55 cm |
| Z27NOTO | 7F | No Torque Destro NOTO | 100 cm |
| Z27PK1W | 7F | Renal Curve PK1 | 47 cm |
| Z27RCB | 7F | Bypass Destro RCB | 100 cm |
| Z27RCBD | 7F | Bypass Destro RCB | 90 cm |
| Z27RDCK | 7F | Renal Double Curve RDC | 55 cm |
| Z27RMHSII | 7F | Hockey Stick II Relaxed Modified | 100 cm |
| Z27SAL10 | 7F | Short Amplatz Sinistro SAL1.0 | 100 cm |
| Z27SAL15 | 7F | Short Amplatz Sinistro SAL1.5 | 100 cm |
| Z27SAL20 | 7F | Short Amplatz Sinistro SAL2.0 | 100 cm |
| Z27SAL25 | 7F | Short Amplatz Sinistro SAL2.5 | 100 cm |
| Z27SAL30 | 7F | Short Amplatz Sinistro SAL3.0 | 100 cm |
| Z27SAL40 | 7F | Short Amplatz Sinistro SAL4.0 | 100 cm |
| Z27SAL75 | 7F | Short Amplatz Sinistro SAL.75 | 100 cm |
| Z27SAR10 | 7F | Short Amplatz Destro SAR1.0 | 100 cm |
| Z27SAR20 | 7F | Short Amplatz Destro SAR2.0 | 100 cm |
| Z27SCR35 | 7F | Shepherd's Crook Destro SCR3.5 | 100 cm |
| Z27SCR40 | 7F | Shepherd's Crook Destro SCR4.0 | 100 cm |
| Z27SCR40K | 7F | Shepherd's Crook Destro SCR4.0 | 55 cm |
| Z27SCR50 | 7F | Shepherd's Crook Destro SCR5.0 | 100 cm |
| Z27SL30 | 7F | Short Left SL3.0 | 100 cm |
| Z27SL35 | 7F | Short Left SL3.5 | 100 cm |
| Z27SL40 | 7F | Short Left SL4.0 | 100 cm |
| Z27SL40A | 7F | Short Left SL4.0 | 110 cm |
| Z27SL45 | 7F | Short Left SL4.5 | 100 cm |
| Z27SL50 | 7F | Short Left SL5.0 | 100 cm |
| Z27SL60 | 7F | Short Left SL6.0 | 100 cm |
| Z27SR30 | 7F | Short Right SR3.0 | 100 cm |
| Z27SR35 | 7F | Short Right SR3.5 | 100 cm |
| Z27SR40 | 7F | Short Right SR4.0 | 100 cm |
| Z27SR45 | 7F | Short Right SR4.5 | 100 cm |
| Z27SR50 | 7F | Short Right SR5.0 | 100 cm |
| Z27SR60 | 7F | Short Right SR6.0 | 100 cm |
| Z28AL10 | 8F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 100 cm |
| Z28AL10D | 8F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 90 cm |
| Z28AL10F | 8F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 80 cm |
| Z28AL10J | 8F | Amplatz Sinistro AL1.0 | 60 cm |
| Z28AL15 | 8F | Amplatz Sinistro AL1.5 | 100 cm |
| Z28AL20 | 8F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 100 cm |
| Z28AL20A | 8F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 110 cm |
| Z28AL20D | 8F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 90 cm |
| Z28AL20F | 8F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 80 cm |
| Z28AL20J | 8F | Amplatz Sinistro AL2.0 | 60 cm |
| Z28AL25 | 8F | Amplatz Sinistro AL2.5 | 100 cm |
| Z28AL30 | 8F | Amplatz Sinistro AL3.0 | 100 cm |
| Z28AL30D | 8F | Amplatz Sinistro AL3.0 | 90 cm |
| Z28AL30F | 8F | Amplatz Sinistro AL 3.0 | 80 cm |
| Z28AL30J | 8F | Amplatz Sinistro AL 3.0 | 60 cm |
| Z28AL40 | 8F | Amplatz Sinistro AL4.0 | 100 cm |
| Z28AL75 | 8F | Amplatz Sinistro AL0.75 | 100 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|---------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Z28ALR12 | 8F | Amplatz ALR1-2 | 100 cm |
| Z28AR10 | 8F | Amplatz Destro AR 1.0 | 100 cm |
| Z28AR10D | 8F | Amplatz Destro AR 1.0 | 90 cm |
| Z28AR20 | 8F | Amplatz Destro AR 2.0 | 100 cm |
| Z28AR20D | 8F | Amplatz Destro AR 2.0 | 90 cm |
| Z28CHAMP05 | 8F | CHAMP 0.5 | 100 cm |
| Z28CHAMP10 | 8F | CHAMP 1.0 | 100 cm |
| Z28CHAMP15 | 8F | CHAMP 1.5 | 100 cm |
| Z28CHAMP20 | 8F | CHAMP 2.0 | 100 cm |
| Z28CHAMP25 | 8F | CHAMP 2.5 | 100 cm |
| Z28CHAMP30 | 8F | CHAMP 3.0 | 100 cm |
| Z28CHAMP35 | 8F | CHAMP 3.5 | 100 cm |
| Z28CHAMP40 | 8F | CHAMP 4.0 | 100 cm |
| Z28EBU30 | 8F | Extra Back Up Sinistra EBU 3.0 | 100 cm |
| Z28EBU30D | 8F | Extra Back Up Sinistra EBU 3.0 | 90 cm |
| Z28EBU35 | 8F | Extra Back Up Sinistra EBU 3.5 | 100 cm |
| Z28EBU35D | 8F | Extra Back Up Sinistra EBU 3.5 | 90 cm |
| Z28EBU375 | 8F | Extra Back Up Sinistra EBU 3.75 | 100 cm |
| Z28EBU40 | 8F | Extra Back Up Sinistra EBU4.0 | 100 cm |
| Z28EBU40D | 8F | Extra Back Up Sinistra EBU4.0 | 90 cm |
| Z28EBU45 | 8F | Extra Back Up Sinistra EBU 4.5 | 100 cm |
| Z28EBU45D | 8F | Extra Back Up Sinistra EBU 4.5 | 90 cm |
| Z28EBU50 | 8F | Extra Back Up Sinistra EBU 5.0 | 100 cm |
| Z28ECR35 | 8F | Extra Coronary Right ECR 3.5 | 100 cm |
| Z28ECR35F | 8F | Extra Coronary Right ECR 3.5 | 80 cm |
| Z28ECR40 | 8F | Extra Coronary Right ECR 4.0 | 100 cm |
| Z28ECR40F | 8F | Extra Coronary Right ECR 4.0 | 80 cm |
| Z28ECR45 | 8F | Extra Coronary Right ECR 4.5 | 100 cm |
| Z28ELGAMAL | 8F | ELGAMAL | 100 cm |
| Z28FL30 | 8F | Femoral Left FL 3.0 | 100 cm |
| Z28FL30D | 8F | Femoral Left FL 3.0 | 90 cm |
| Z28FL35 | 8F | Femoral Left FL 3.5 | 100 cm |
| Z28FL35D | 8F | Femoral Left FL 3.5 | 90 cm |
| Z28FL40 | 8F | Femoral Left FL 4.0 | 100 cm |
| Z28FL40A | 8F | Femoral Left FL 4.0 | 110 cm |
| Z28FL40D | 8F | Femoral Left FL 4.0 | 90 cm |
| Z28FL45 | 8F | Femoral Left FL 4.5 | 100 cm |
| Z28FL45D | 8F | Femoral Left FL 4.5 | 90 cm |
| Z28FL50 | 8F | Femoral Left FL 5.0 | 100 cm |
| Z28FL50A | 8F | Femoral Left FL 5.0 | 110 cm |
| Z28FL50D | 8F | Femoral Left FL 5.0 | 90 cm |
| Z28FL60 | 8F | Femoral Left FL 6.0 | 100 cm |
| Z28FR30 | 8F | Femoral Right FR3.0 | 100 cm |
| Z28FR35 | 8F | Femoral Right FR3.5 | 100 cm |
| Z28FR35D | 8F | Femoral Right FR3.5 | 90 cm |
| Z28FR40 | 8F | Femoral Right FR4.0 | 100 cm |
| Z28FR40A | 8F | Femoral Right FR4.0 | 110 cm |
| Z28FR40D | 8F | Femoral Right FR4.0 | 90 cm |
| Z28FR45 | 8F | Femoral Right FR4.5 | 100 cm |
| Z28FR50 | 8F | Femoral Right FR5.0 | 100 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|---------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Z28FR50D | 8F | Femoral Right FR5.0 | 90 cm |
| Z28FR60 | 8F | Femoral Right FR6.0 | 100 cm |
| Z28HSI | 8F | Hockey Stick HSI | 100 cm |
| Z28HSID | 8F | Hockey Stick HSI | 90 cm |
| Z28HSII | 8F | Hockey Stick HSII | 100 cm |
| Z28HSIID | 8F | Hockey Stick HSII | 90 cm |
| Z28HSIII | 8F | Hockey Stick HSIII | 100 cm |
| Z28HSIIID | 8F | Hockey Stick HSIII | 90 cm |
| Z28IMA | 8F | Internal Mammary Artery IMA | 100 cm |
| Z28IMAD | 8F | Internal Mammary Artery IMA | 90 cm |
| Z28JCL30 | 8F | Judkins Sinistro tipo C JCL 3.0 | 100 cm |
| Z28JCL35 | 8F | Judkins Sinistro tipo C JCL 3.5 | 100 cm |
| Z28JCL40 | 8F | Judkins Sinistro tipo C JCL 4.0 | 100 cm |
| Z28JCL45 | 8F | Judkins Sinistro tipo C JCL 4.5 | 100 cm |
| Z28JCL50 | 8F | Judkins Sinistro tipo C JCL 5.0 | 100 cm |
| Z28JCR35 | 8F | Judkins Destro tipo C JCR 3.5 | 100 cm |
| Z28JCR35D | 8F | Judkins Destro tipo C JCR 3.5 | 90 cm |
| Z28JCR40 | 8F | Judkins Destro tipo C JCR 4.0 | 100 cm |
| Z28JCR40D | 8F | Judkins Destro tipo C JCR 4.0 | 90 cm |
| Z28JCR45 | 8F | Judkins Destro tipo C JCR 4.5 | 100 cm |
| Z28JCR50 | 8F | Judkins Destro tipo C JCR 5.0 | 100 cm |
| Z28JL30 | 8F | Judkins Sinistro JL 3.0 | 100 cm |
| Z28JL35 | 8F | Judkins Sinistro JL 3.5 | 100 cm |
| Z28JL40 | 8F | Judkins Sinistro JL 4.0 | 100 cm |
| Z28JL40A | 8F | Judkins Sinistro JL 4.0 | 110 cm |
| Z28JL40D | 8F | Judkins Sinistro JL4.0 | 90 cm |
| Z28JL45 | 8F | Judkins Sinistro JL 45 | 100 cm |
| Z28JL50 | 8F | Judkins Sinistro JL 5.0 | 100 cm |
| Z28JL60 | 8F | Judkins Sinistro JL 6.0 | 100 cm |
| Z28JR30 | 8F | Judkins Destro JR3.0 | 100 cm |
| Z28JR35 | 8F | Judkins Destro JR3.5 | 100 cm |
| Z28JR40 | 8F | Judkins Destro JR4.0 | 100 cm |
| Z28JR40A | 8F | Judkins Destro JR4.0 | 110 cm |
| Z28JR40D | 8F | Judkins Destro JR4.0 | 90 cm |
| Z28JR40F | 8F | Judkins Destro JR4.0 | 80 cm |
| Z28JR40K | 8F | Judkins Destro JR 4.0 | 55 cm |
| Z28JR45 | 8F | Judkins Destro JR 4.5 | 100 cm |
| Z28JR50 | 8F | Judkins Destro JR 5.0 | 100 cm |
| Z28JR60 | 8F | Judkins Destro JR 6.0 | 100 cm |
| Z28LCB | 8F | Bypass Sinistro LCB | 100 cm |
| Z28LCBD | 8F | Bypass Sinistro LCB | 90 cm |
| Z28MAC30 | 8F | Multi Aortic Curve MAC 3.0 | 100 cm |
| Z28MAC35 | 8F | Multi Aortic Curve MAC 3.5 | 100 cm |
| Z28MAC375 | 8F | Multi Aortic Curve MAC 3.75 | 100 cm |
| Z28MAC40 | 8F | Multi Aortic Curve MAC 4.0 | 100 cm |
| Z28MAC45 | 8F | Multi Aortic Curve MAC 4.5 | 100 cm |
| Z28MAC50 | 8F | Multi Aortic Curve MAC 5.0 | 100 cm |
| Z28MB1 | 8F | Multipurpose MB1 | 100 cm |
| Z28MB1D | 8F | Multipurpose MB1 | 90 cm |
| Z28MB2 | 8F | Multipurpose MB2 | 100 cm |

| Codice | Diametro | Curva | Lunghezza catetere |
|-----------|----------|---------------------------------|--------------------|
| Z28MB2D | 8F | Multipurpose MB2 | 90 cm |
| Z28MP1 | 8F | Multipurpose MP1 | 100 cm |
| Z28MP1K | 8F | Multipurpose MP1 | 55 cm |
| Z28MPHK | 8F | Multipurpose MPH | 55 cm |
| Z28NOTO | 8F | No Torque Destro NOTO | 100 cm |
| Z28PK1W | 8F | Renal Curve PK1 | 47 cm |
| Z28RCB | 8F | Bypass Destro RCB | 100 cm |
| Z28RCBD | 8F | Bypass Destro RCB | 90 cm |
| Z28RDCK | 8F | Renal Double Curve RDC | 55 cm |
| Z28RGST | 8F | Right Graft Short Tip | 100 cm |
| Z28SAL10 | 8F | Short Amplatz Sinistro SAL1.0 | 100 cm |
| Z28SAL15 | 8F | Short Amplatz Sinistro SAL1.5 | 100 cm |
| Z28SAL20 | 8F | Short Amplatz Sinistro SAL2.0 | 100 cm |
| Z28SAL25 | 8F | Short Amplatz Sinistro SAL2.5 | 100 cm |
| Z28SAL30 | 8F | Short Amplatz Sinistro SAL3.0 | 100 cm |
| Z28SAL40 | 8F | Short Amplatz Sinistro SAL4.0 | 100 cm |
| Z28SAL75 | 8F | Short Amplatz Sinistro SAL.75 | 100 cm |
| Z28SAR10 | 8F | Short Amplatz Destro SAR 1.0 | 100 cm |
| Z28SAR20 | 8F | Short Amplatz Destro SAR 2.0 | 100 cm |
| Z28SCR35 | 8F | Shepherd's Crook Destro SCR 3.5 | 100 cm |
| Z28SCR35D | 8F | Shepherd's Crook Destro SCR 3.5 | 90 cm |
| Z28SCR40 | 8F | Shepherd's Crook Destro SCR 4.0 | 100 cm |
| Z28SCR40D | 8F | Shepherd's Crook Destro SCR 4.0 | 90 cm |
| Z28SCR40K | 8F | Shepherd's Crook Destro SCR 4.0 | 55 cm |
| Z28SCR50 | 8F | Shepherd's Crook Destro SCR 5.0 | 100 cm |
| Z28SL30 | 8F | Short Left SL 3.0 | 100 cm |
| Z28SL35 | 8F | Short Left SL 3.5 | 100 cm |
| Z28SL40 | 8F | Short Left SL 4.0 | 100 cm |
| Z28SL45 | 8F | Short Left SL 4.5 | 100 cm |
| Z28SL50 | 8F | Short Left SL 5.0 | 100 cm |
| Z28SL60 | 8F | Short Left SL 6.0 | 100 cm |
| Z28SR30 | 8F | Short Right SR 3.0 | 100 cm |
| Z28SR35 | 8F | Short Right SR 3.5 | 100 cm |
| Z28SR35D | 8F | Short Right SR 3.5 | 90 cm |
| Z28SR40 | 8F | Short Right SR 4.0 | 100 cm |
| Z28SR45 | 8F | Short Right SR 4.5 | 100 cm |
| Z28SR50 | 8F | Short Right SR 5.0 | 100 cm |
| Z28SR60 | 8F | Short Right SR 6.0 | 100 cm |
| Z28SW1 | 8F | Side Winder SW1 | 100 cm |

Tutti i modelli sopra riportati sono disponibili in versione provvista di fori laterali, il cui codice si compone inserendo le lettere SH come mostrato di seguito:

