

## SCHEDA TECNICA

# ***SHERPA NX***

## ***Active & Balanced***

### **Catetere guida per angioplastica transluminale percutanea coronarica**

<b>Indicazioni d'uso</b>	I cateteri guida Medtronic SHERPA NX sono progettati come percorso per permettere l'introduzione dei dispositivi terapeutici. I cateteri guida SHERPA NX devono essere utilizzati nel sistema vascolare periferico o coronarico.
<b>Descrizione</b>	<p>La famiglia di cateteri guida ad ampio lume SHERPA NX è disponibile in due versioni a diverso grado di rigidità distale:</p> <p><b><u>SHERPA NX ACTIVE</u></b> Segmento distale morbido e tip extra-soft, per un incannulamento attivo e atraumatico dell'ostio. Le caratteristiche di flessibilità del segmento distale consentono di manipolare il catetere e di modificarne la curva <i>in vivo</i> per ottenere la posizione e il supporto ottimali.</p> <p><b><u>SHERPA NX BALANCED</u></b> Segmento distale flessibile e tip extra-soft, per ottenere il massimo supporto in tutta sicurezza. La curva secondaria flessibile e supportante consente di ottenere stabilità e supporto durante tutta la durata della procedura.</p>

**DATI TECNICI:**

Lunghezza standard	100 cm										
Tecnica di costruzione	Full-Wall Technology™ Doppia maglia intrecciata a sezione piatta incapsulata in materiale plastico – rivestimento lubrificante legato covalentemente alla superficie interna del catetere										
Principali materiali utilizzati	Maglia metallica: Acciaio inossidabile Plastiche: Pebax, Vestamid Rivestimento interno: HDPE (polietilene ad alta densità) Marker: Tungsteno										
Radiopacità	Marker radiopaco posto a 3mm dall'estremità distale del catetere. L'utilizzo del Vestamid garantisce una visualizzazione ottimale del catetere.										
Dimensioni disponibili	<table><tr><td>SHERPA NX ACTIVE</td><td>5F</td><td>6F</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SHERPA NX BALANCED</td><td></td><td>6F</td><td>7F</td><td>8F</td></tr></table>	SHERPA NX ACTIVE	5F	6F			SHERPA NX BALANCED		6F	7F	8F
SHERPA NX ACTIVE	5F	6F									
SHERPA NX BALANCED		6F	7F	8F							
Lume interno	0.058" (1.47 mm) per il catetere 5F 0.070" (1.78 mm) per il catetere 6F 0.080" (2.03 mm) per il catetere 7F 0.088" (2.24 mm) per il catetere 8F										
Caratteristiche	Segmento distale flessibile Stabilità e supporto durante tutta la durata della procedura Tip extra-morbido, per un incannulamento atraumatico Elevatissima resistenza al piegamento (no kinking) Rapporto di torsione 1:1 Ottima memoria della curva preformata Punta atraumatica radiopaca Radiopacità ottimale										


**PRINCIPALI CURVE PREFORMATE DISPONIBILI:**

<b>Curve standard</b>	Judkins destra e sinistra JCL JCR Short coronary destra e sinistra No Torque Mammaria interna Bypass destro e sinistro Shepherd's Crook Hockey Stick Multipurpose
<b>Curve ad alto supporto</b>	EBU RBU ECR

<b>Curve speciali</b>	Amplatz destra e sinistra
	Amplatz destra e sinistra corte
	CHAMP
	MAC
	El Gamal
<b>Curve per accesso radiale</b>	Tridimensionali 3DRC e 3DRIGHT
	MRADIAL
	MRESS
	RRAD
	MPST
<b>Side holes</b>	Tutti i modelli sono disponibili a richiesta con fori laterali (aggiungere SH al codice corrispondente)

**CODICI CATETERE GUIDA PER ANGIOPLASTICA TRANSLUMINALE PERCUTANEA CORONARICA**  
**SHERPA NX ACTIVE & BALANCED**

I codici dei cateteri Medtronic Sherpa NX sono composti come segue:



Codice	Diametro	Curva	Lunghezza catetere
SA53DRIGHT	5F	Destro 3DRIGHT	100 cm
SA5AL10	5F	Amplatz Sinistro AL1.0	100 cm
SA5AL15	5F	Amplatz Sinistro AL1.5	100 cm
SA5AL20	5F	Amplatz Sinistro AL2.0	100 cm
SA5AL20A	5F	Amplatz Sinistro AL2.0	110 cm
SA5AL25	5F	Amplatz Sinistro AL2.5	100 cm
SA5AL30	5F	Amplatz Sinistro AL3.0	100 cm
SA5AL40	5F	Amplatz Sinistro AL4.0	100 cm
SA5AL75	5F	Amplatz Sinistro AL0.75	100 cm
SA5ALR12	5F	Amplatz ALR1-2	100 cm
SA5ALR12A	5F	Amplatz ALR1-2	110 cm
SA5AR10	5F	Amplatz Destro AR1.0	100 cm
SA5AR20	5F	Amplatz Destro AR2.0	100 cm
SA5AR20A	5F	Amplatz Destro AR2.0	110 cm
SA5CHAMP05	5F	CHAMP0.5	100 cm
SA5CHAMP10	5F	CHAMP1.0	100 cm
SA5CHAMP10L	5F	CHAMP1.0	50 cm
SA5CHAMP15	5F	CHAMP1.5	100 cm
SA5CHAMP20	5F	CHAMP2.0	100 cm
SA5CHAMP25	5F	CHAMP2.5	100 cm
SA5CHAMP30	5F	CHAMP3.0	100 cm
SA5CHAMP35	5F	CHAMP3.5	100 cm
SA5CHAMP40	5F	CHAMP4.0	100 cm
SA5EBU20	5F	Extra Back Up Sinistra EBU2.0	100 cm
SA5EBU20L	5F	Extra Back Up Sinistra EBU2.0	50 cm
SA5EBU30	5F	Extra Back Up Sinistra EBU3.0	100 cm
SA5EBU35	5F	Extra Back Up Sinistra EBU3.5	100 cm
SA5EBU375	5F	Extra Back Up Sinistra EBU3.75	100 cm
SA5EBU40	5F	Extra Back Up Sinistra EBU4.0	100 cm
SA5EBU45	5F	Extra Back Up Sinistra EBU4.5	100 cm
SA5EBU50	5F	Extra Back Up Sinistra EBU5.0	100 cm
SA5ECR35	5F	Extra Coronary Right ECR3.5	100 cm
SA5ECR40	5F	Extra Coronary Right ECR4.0	100 cm
SA5ECR45	5F	Extra Coronary Right ECR4.5	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SA5ELGAMAL	5F	ELGAMAL	100 cm
SA5FL30	5F	Femoral Left FL3.0	100 cm
SA5FL35	5F	Femoral Left FL3.5	100 cm
SA5FL40	5F	Femoral Left FL4.0	100 cm
SA5FL45	5F	Femoral Left FL4.5	100 cm
SA5FL50	5F	Femoral Left FL5.0	100 cm
SA5FL60	5F	Femoral Left FL6.0	100 cm
SA5FR30	5F	Femoral Right FR3.0	100 cm
SA5FR35	5F	Femoral Right FR3.5	100 cm
SA5FR40	5F	Femoral Right FR4.0	100 cm
SA5FR45	5F	Femoral Right FR4.5	100 cm
SA5FR50	5F	Femoral Right FR5.0	100 cm
SA5FR60	5F	Femoral Right FR6.0	100 cm
SA5HSI	5F	Hockey Stick HSI	100 cm
SA5HSII	5F	Hockey Stick HSII	100 cm
SA5HSIII	5F	Hockey Stick HSIII	100 cm
SA5HSREL	5F	Hockey Stick II Relaxed Modified	100 cm
SA5IMA	5F	Internal Mammary Artery IMA	100 cm
SA5IMAA	5F	Internal Mammary Artery IMA	110 cm
SA5IMAD	5F	Internal Mammary Artery IMA	90 cm
SA5IMAJ	5F	Internal Mammary Artery IMA	60 cm
SA5JCL15	5F	Judkins Sinistro tipo C JCL1.5	100 cm
SA5JCL30	5F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.0	100 cm
SA5JCL35	5F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.5	100 cm
SA5JCL40	5F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.0	100 cm
SA5JCL45	5F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.5	100 cm
SA5JCL50	5F	Judkins Sinistro tipo C JCL5.0	100 cm
SA5JCR35	5F	Judkins Destro tipo C JCR3.5	100 cm
SA5JCR40	5F	Judkins Destro tipo C JCR4.0	100 cm
SA5JCR45	5F	Judkins Destro tipo C JCR4.5	100 cm
SA5JCR50	5F	Judkins Destro tipo C JCR5.0	100 cm
SA5JL20L	5F	Judkins Sinistro JL2.0	50 cm
SA5JL30	5F	Judkins Sinistro JL3.0	100 cm
SA5JL35	5F	Judkins Sinistro JL3.5	100 cm
SA5JL40	5F	Judkins Sinistro JL4.0	100 cm
SA5JL40A	5F	Judkins Sinistro JL4.0	110 cm
SA5JL45	5F	Judkins Sinistro JL4.5	100 cm
SA5JL50	5F	Judkins Sinistro JL5.0	100 cm
SA5JL50A	5F	Judkins Sinistro JL5.0	110 cm
SA5JL60	5F	Judkins Sinistro JL6.0	100 cm
SA5JR30	5F	Judkins Destro JR3.0	100 cm
SA5JR35	5F	Judkins Destro JR3.5	100 cm
SA5JR40	5F	Judkins Destro JR4.0	100 cm
SA5JR40A	5F	Judkins Destro JR4.0	110 cm
SA5JR45	5F	Judkins Destro JR4.5	100 cm
SA5JR50	5F	Judkins Destro JR5.0	100 cm
SA5JR50A	5F	Judkins Destro JR5.0	110 cm
SA5JR60	5F	Judkins Destro JR6.0	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SA5LARA	5F	LARA	100 cm
SA5LCB	5F	Bypass Sinistro LCB	100 cm
SA5MAC30	5F	Multi Aortic Curve MAC3.0	100 cm
SA5MAC35	5F	Multi Aortic Curve MAC3.5	100 cm
SA5MAC375	5F	Multi Aortic Curve MAC3.75	100 cm
SA5MAC40	5F	Multi Aortic Curve MAC4.0	100 cm
SA5MAC45	5F	Multi Aortic Curve MAC4.5	100 cm
SA5MAC50	5F	Multi Aortic Curve MAC5.0	100 cm
SA5MB1	5F	Multipurpose MB1	100 cm
SA5MB1A	5F	Multipurpose MB1	110 cm
SA5MB1V	5F	Multipurpose MB1	45 cm
SA5MB2	5F	Multipurpose MB2	100 cm
SA5MP1	5F	Multipurpose MP1	100 cm
SA5MPST	5F	Multipurpose Short Tip MPST	100 cm
SA5MRADIAL	5F	Radiale MRADIAL	100 cm
SA5MRESS	5F	Radiale MRESS	100 cm
SA5NOTO	5F	No Torque Destro NOTO	100 cm
SA5RAD1	5F	Radiale RAD1	100 cm
SA5RAD2	5F	Radiale RAD2	100 cm
SA5RBU35	5F	Right Back Up RBU3.5	100 cm
SA5RBU40	5F	Right Back Up RBU4.0	100 cm
SA5RCB	5F	Bypass Destro RCB	100 cm
SA5RCBD	5F	Bypass Destro RCB	90 cm
SA5RCBII	5F	Bypass Destro RCBII	100 cm
SA5RRAD	5F	Radiale RRAD	100 cm
SA5SAL10	5F	Short Amplatz Sinistro SAL1.0	100 cm
SA5SAL15	5F	Short Amplatz Sinistro SAL1.5	100 cm
SA5SAL20	5F	Short Amplatz Sinistro SAL2.0	100 cm
SA5SAL25	5F	Short Amplatz Sinistro SAL2.5	100 cm
SA5SAL25V	5F	Short Amplatz Sinistro SAL2.5	45 cm
SA5SAL30	5F	Short Amplatz Sinistro SAL3.5	100 cm
SA5SAL40	5F	Short Amplatz Sinistro SAL4.0	100 cm
SA5SAL75	5F	Short Amplatz Sinistro SAL0.75	100 cm
SA5SAR10	5F	Short Amplatz Destro SAR1.0	100 cm
SA5SAR20	5F	Short Amplatz Destro SAR2.0	100 cm
SA5SCR35	5F	Shepherd's Crook Destro SCR3.5	100 cm
SA5SCR40	5F	Shepherd's Crook Destro SCR4.0	100 cm
SA5SCR50	5F	Shepherd's Crook Destro SCR5.0	100 cm
SA5SL30	5F	Short Left SL3.0	100 cm
SA5SL35	5F	Short Left SL3.5	100 cm
SA5SL40	5F	Short Left SL4.0	100 cm
SA5SL45	5F	Short Left SL4.5	100 cm
SA5SL50	5F	Short Left SL5.0	100 cm
SA5SL60	5F	Short Left SL6.0	100 cm
SA5SR30	5F	Short Right SR3.0	100 cm
SA5SR35	5F	Short Right SR3.5	100 cm
SA5SR40	5F	Short Right SR4.0	100 cm
SA5SR50	5F	Short Right SR5.0	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SA5SR50A	5F	Short Right SR5.0	110 cm
SA5SR60	5F	Short Right SR6.0	100 cm
SA63DRC	6F	Destro 3DRC	100 cm
SA63DRIGHT	6F	Destro 3DRIGHT	100 cm
SA6AL10	6F	Amplatz Sinistro AL1.0	100 cm
SA6AL10A	6F	Amplatz Sinistro AL1.0	110 cm
SA6AL10D	6F	Amplatz Sinistro AL1.0	90 cm
SA6AL15	6F	Amplatz Sinistro AL1.5	100 cm
SA6AL20	6F	Amplatz Sinistro AL2.0	100 cm
SA6AL20A	6F	Amplatz Sinistro AL2.0	110 cm
SA6AL25	6F	Amplatz Sinistro AL2.5	100 cm
SA6AL30	6F	Amplatz Sinistro AL3.0	100 cm
SA6AL30A	6F	Amplatz Sinistro AL3.0	110 cm
SA6AL40	6F	Amplatz Sinistro AL4.0	100 cm
SA6AL40A	6F	Amplatz Sinistro AL4.0	110 cm
SA6AL75	6F	Amplatz Sinistro AL0.75	100 cm
SA6ALR12	6F	Amplatz ALR1-2	100 cm
SA6AR10	6F	Amplatz Destro AR1.0	100 cm
SA6AR20	6F	Amplatz Destro AR2.0	100 cm
SA6ARA7515	6F	ARANI 75/15	100 cm
SA6ARA7526	6F	ARANI 75/26	100 cm
SA6ARA9015	6F	ARANI 90/15	100 cm
SA6ARA9026	6F	ARANI 90/26	100 cm
SA6CHAMP05	6F	CHAMP0.5	100 cm
SA6CHAMP05D	6F	CHAMP0.5	90 cm
SA6CHAMP10	6F	CHAMP1.0	100 cm
SA6CHAMP15	6F	CHAMP1.5	100 cm
SA6CHAMP15K	6F	CHAMP1.5	55 cm
SA6CHAMP20	6F	CHAMP2.0	100 cm
SA6CHAMP20K	6F	CHAMP2.0	55 cm
SA6CHAMP25	6F	CHAMP2.5	100 cm
SA6CHAMP25K	6F	CHAMP2.5	55 cm
SA6CHAMP30	6F	CHAMP3.0	100 cm
SA6CHAMP35	6F	CHAMP3.5	100 cm
SA6CHAMP40	6F	CHAMP4.0	100 cm
SA6EBU30	6F	Extra Back Up Sinistra EBU3.0	100 cm
SA6EBU35	6F	Extra Back Up Sinistra EBU3.5	100 cm
SA6EBU35A	6F	Extra Back Up Sinistra EBU3.5	110 cm
SA6EBU35D	6F	Extra Back Up Sinistra EBU3.5	90 cm
SA6EBU375	6F	Extra Back Up Sinistra EBU3.75	100 cm
SA6EBU40	6F	Extra Back Up Sinistra EBU4.0	100 cm
SA6EBU40A	6F	Extra Back Up Sinistra EBU4.0	110 cm
SA6EBU45	6F	Extra Back Up Sinistra EBU4.5	100 cm
SA6EBU45A	6F	Extra Back Up Sinistra EBU4.5	110 cm
SA6EBU50	6F	Extra Back Up Sinistra EBU5.0	100 cm
SA6ECR30	6F	Extra Coronary Right ECR3.0	100 cm
SA6ECR35	6F	Extra Coronary Right ECR3.5	100 cm
SA6ECR40	6F	Extra Coronary Right ECR4.0	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SA6ECR45	6F	Extra Coronary Right ECR4.5	100 cm
SA6ELGAMAL	6F	ELGAMAL	100 cm
SA6FL40	6F	Femoral Left FL4.0	100 cm
SA6FL40ST	6F	Femoral Left FL4.0 Short Tip	100 cm
SA6FR40	6F	Femoral Right FR4.0	100 cm
SA6HSI	6F	Hockey Stick HSI	100 cm
SA6HSII	6F	Hockey Stick HSII	100 cm
SA6HSIII	6F	Hockey Stick HSIII	100 cm
SA6HSIV	6F	Hockey Stick HSIV	45 cm
SA6IMA	6F	Internal Mammary Artery IMA	100 cm
SA6IMAA	6F	Internal Mammary Artery IMA	110 cm
SA6IMAD	6F	Internal Mammary Artery IMA	90 cm
SA6IMAK	6F	Internal Mammary Artery IMA	55 cm
SA6IMAV	6F	Internal Mammary Artery IMA	45 cm
SA6JCL30	6F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.0	100 cm
SA6JCL35	6F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.5	100 cm
SA6JCL40	6F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.0	100 cm
SA6JCL45	6F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.5	100 cm
SA6JCL50	6F	Judkins Sinistro tipo C JCL5.0	100 cm
SA6JCR35	6F	Judkins Destro tipo C JCR3.5	100 cm
SA6JCR40	6F	Judkins Destro tipo C JCR4.0	100 cm
SA6JCR45	6F	Judkins Destro tipo C JCR4.5	100 cm
SA6JCR50	6F	Judkins Destro tipo C JCR5.0	100 cm
SA6JL30	6F	Judkins Sinistro JL3.0	100 cm
SA6JL35	6F	Judkins Sinistro JL3.5	100 cm
SA6JL35A	6F	Judkins Sinistro JL3.5	110 cm
SA6JL40	6F	Judkins Sinistro JL4.0	100 cm
SA6JL40A	6F	Judkins Sinistro JL4.0	110 cm
SA6JL45	6F	Judkins Sinistro JL4.5	100 cm
SA6JL50	6F	Judkins Sinistro JL5.0	100 cm
SA6JL50A	6F	Judkins Sinistro JL5.0	110 cm
SA6JL60	6F	Judkins Sinistro JL6.0	100 cm
SA6JR30	6F	Judkins Destro JR3.0	100 cm
SA6JR35	6F	Judkins Destro JR3.5	100 cm
SA6JR35A	6F	Judkins Destro JR3.5	110 cm
SA6JR40	6F	Judkins Destro JR4.0	100 cm
SA6JR40A	6F	Judkins Destro JR4.0	110 cm
SA6JR40D	6F	Judkins Destro JR4.0	90 cm
SA6JR40K	6F	Judkins Destro JR4.0	55 cm
SA6JR45	6F	Judkins Destro JR4.5	100 cm
SA6JR50	6F	Judkins Destro JR5.0	100 cm
SA6JR60	6F	Judkins Destro JR6.0	100 cm
SA6LCB	6F	Bypass Sinistro LCB	100 cm
SA6LCBD	6F	Bypass Sinistro LCB	90 cm
SA6MAC30	6F	Multi Aortic Curve MAC3.0	100 cm
SA6MAC35	6F	Multi Aortic Curve MAC3.5	100 cm
SA6MAC375	6F	Multi Aortic Curve MAC3.75	100 cm
SA6MAC40	6F	Multi Aortic Curve MAC4.0	100 cm



<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SA6MAC45	6F	Multi Aortic Curve MAC4.5	100 cm
SA6MAC50	6F	Multi Aortic Curve MAC5.0	100 cm
SA6MB1	6F	Multipurpose MB1	100 cm
SA6MB1D	6F	Multipurpose MB1	90 cm
SA6MB2	6F	Multipurpose MB2	100 cm
SA6MP1	6F	Multipurpose MP1	100 cm
SA6MP1K	6F	Multipurpose MP1	55 cm
SA6MP2	6F	Multipurpose MP2	100 cm
SA6MPHK	6F	Hocket Stick MPH	55 cm
SA6MPST	6F	Multipurpose Short Tip MPST	100 cm
SA6MRADIAL	6F	Radiale MRADIAL	100 cm
SA6MRESS	6F	Radiale MRESS	100 cm
SA6NOTO	6F	No Torque Destro NOTO	100 cm
SA6PK1W	6F	Renal Curve PK1	47 cm
SA6RBU35	6F	Right Back Up RBU3.5	100 cm
SA6RBU40	6F	Right Back Up RBU4.0	100 cm
SA6RBU40V	6F	Right Back Up RBU4.0	45 cm
SA6RBU45	6F	Right Back Up RBU4.5	100 cm
SA6RCB	6F	Bypass Destro RCB	100 cm
SA6RCBD	6F	Bypass Destro RCB	90 cm
SA6RCBII	6F	Bypass Destro RCBII	100 cm
SA6RDCK	6F	Renal Double Curve RDC RDC	55 cm
SA6RDCV	6F	Renal Double Curve RDC RDC	45 cm
SA6RELAXLCB	6F	Bypass Sinistro Relaxed	100 cm
SA6RMHSII	6F	Hockey Stick II Relaxed Modified	100 cm
SA6RRAD	6F	Radiale RRAD	100 cm
SA6SAL10	6F	Short Amplatz Sinistro SAL1.0	100 cm
SA6SAL15	6F	Short Amplatz Sinistro SAL1.5	100 cm
SA6SAL20	6F	Short Amplatz Sinistro SAL2.0	100 cm
SA6SAL25	6F	Short Amplatz Sinistro SAL2.5	100 cm
SA6SAL30	6F	Short Amplatz Sinistro SAL3.5	100 cm
SA6SAL40	6F	Short Amplatz Sinistro SAL4.0	100 cm
SA6SAL75	6F	Short Amplatz Sinistro SAL0.75	100 cm
SA6SAR10	6F	Short Amplatz Destro SAR1.0	100 cm
SA6SAR20	6F	Short Amplatz Destro SAR2.0	100 cm
SA6SCR35	6F	Shepherd's Crook Destro SCR3.5	100 cm
SA6SCR40	6F	Shepherd's Crook Destro SCR4.0	100 cm
SA6SCR40K	6F	Shepherd's Crook Destro SCR4.0	55 cm
SA6SCR50	6F	Shepherd's Crook Destro SCR5.0	100 cm
SA6SL30	6F	Short Left SL3.0	100 cm
SA6SL35	6F	Short Left SL3.5	100 cm
SA6SL40	6F	Short Left SL4.0	100 cm
SA6SL45	6F	Short Left SL4.5	100 cm
SA6SL50	6F	Short Left SL5.0	100 cm
SA6SL60	6F	Short Left SL6.0	100 cm
SA6SR30	6F	Short Right SR3.0	100 cm
SA6SR35	6F	Short Right SR3.5	100 cm
SA6SR40	6F	Short Right SR4.0	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SA6SR45	6F	Short Right SR4.5	100 cm
SA6SR50	6F	Short Right SR5.0	100 cm
SA6SR60	6F	Short Right SR6.0	100 cm
SB63DRC	6F	Destro 3DRC	100 cm
SB63DRIGHT	6F	Destro 3DRIGHT	100 cm
SB6AL10	6F	Amplatz Sinistro AL1.0	100 cm
SB6AL10A	6F	Amplatz Sinistro AL1.0	110 cm
SB6AL10D	6F	Amplatz Sinistro AL1.0	90 cm
SB6AL15	6F	Amplatz Sinistro AL1.5	100 cm
SB6AL20	6F	Amplatz Sinistro AL2.0	100 cm
SB6AL20A	6F	Amplatz Sinistro AL2.0	110 cm
SB6AL25	6F	Amplatz Sinistro AL2.5	100 cm
SB6AL30	6F	Amplatz Sinistro AL3.0	100 cm
SB6AL30A	6F	Amplatz Sinistro AL3.0	110 cm
SB6AL40	6F	Amplatz Sinistro AL4.0	100 cm
SB6AL40A	6F	Amplatz Sinistro AL4.0	110 cm
SB6AL75	6F	Amplatz Sinistro AL0.75	100 cm
SB6ALR12	6F	Amplatz ALR1-2	100 cm
SB6AR10	6F	Amplatz Destro AR1.0	100 cm
SB6AR20	6F	Amplatz Destro AR2.0	100 cm
SB6ARA7515	6F	ARANI 751/5	100 cm
SB6ARA7526	6F	ARANI 75/26	100 cm
SB6ARA9015	6F	ARANI 901/5	100 cm
SB6ARA9026	6F	ARANI 90/26	100 cm
SB6CHAMP05	6F	CHAMP0.5	100 cm
SB6CHAMP05D	6F	CHAMP0.5	90 cm
SB6CHAMP10	6F	CHAMP1.0	100 cm
SB6CHAMP15	6F	CHAMP1.5	100 cm
SB6CHAMP15K	6F	CHAMP1.5	55 cm
SB6CHAMP20	6F	CHAMP2.0	100 cm
SB6CHAMP20K	6F	CHAMP2.0	55 cm
SB6CHAMP25	6F	CHAMP2.5	100 cm
SB6CHAMP25K	6F	CHAMP2.5	55 cm
SB6CHAMP30	6F	CHAMP3.0	100 cm
SB6CHAMP35	6F	CHAMP3.5	100 cm
SB6CHAMP40	6F	CHAMP4.0	100 cm
SB6EBU30	6F	Extra Back Up Sinistro EBU3.0	100 cm
SB6EBU35	6F	Extra Back Up Sinistro EBU3.5	100 cm
SB6EBU35A	6F	Extra Back Up Sinistro EBU3.5	110 cm
SB6EBU35D	6F	Extra Back Up Sinistro EBU3.5	90 cm
SB6EBU375	6F	Extra Back Up Sinistro EBU3.75	100 cm
SB6EBU40	6F	Extra Back Up Sinistro EBU4.0	100 cm
SB6EBU40A	6F	Extra Back Up Sinistro EBU4.0	110 cm
SB6EBU45	6F	Extra Back Up Sinistro EBU4.5	100 cm
SB6EBU45A	6F	Extra Back Up Sinistro EBU4.5	110 cm
SB6EBU50	6F	Extra Back Up Sinistro EBU5.0	100 cm
SB6ECR30	6F	Extra Coronary Right ECR3.0	100 cm
SB6ECR35	6F	Extra Coronary Right ECR3.5	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SB6ECR40	6F	Extra Coronary Right ECR4.0	100 cm
SB6ECR45	6F	Extra Coronary Right ECR4.5	100 cm
SB6ELGAMAL	6F	ELGAMAL	100 cm
SB6FL40	6F	Femoral Left FL4.0	100 cm
SB6FL40ST	6F	Femoral Left FL4.0 ST	100 cm
SB6FR40	6F	Femoral Right FR4.0	100 cm
SB6HSI	6F	Hockey Stick HSI	100 cm
SB6HSID	6F	Hockey Stick HSI	90 cm
SB6HSII	6F	Hockey Stick HSII	100 cm
SB6HSIII	6F	Hockey Stick HSIII	100 cm
SB6HSIV	6F	Hockey Stick HSI	45 cm
SB6IMA	6F	Internal Mammary Artery IMA	100 cm
SB6IMAD	6F	Internal Mammary Artery IMA	90 cm
SB6IMAI	6F	Internal Mammary Artery IMA	100 cm
SB6IMAK	6F	Internal Mammary Artery IMA	55 cm
SB6IMAV	6F	Internal Mammary Artery IMA	45 cm
SB6JCL30	6F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.0	100 cm
SB6JCL35	6F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.5	100 cm
SB6JCL40	6F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.0	100 cm
SB6JCL45	6F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.5	100 cm
SB6JCL50	6F	Judkins Sinistro tipo C JCL5.0	100 cm
SB6JCR35	6F	Judkins Destro tipo C JCR3.5	100 cm
SB6JCR40	6F	Judkins Destro tipo C JCR4.0	100 cm
SB6JCR45	6F	Judkins Destro tipo C JCR4.5	100 cm
SB6JCR50	6F	Judkins Destro tipo C JCR5.0	100 cm
SB6JL30	6F	Judkins Sinistro JL3.0	100 cm
SB6JL35	6F	Judkins Sinistro JL3.5	100 cm
SB6JL35A	6F	Judkins Sinistro JL3.5	110 cm
SB6JL40	6F	Judkins Sinistro JL4.0	100 cm
SB6JL40A	6F	Judkins Sinistro JL4.0	110 cm
SB6JL45	6F	Judkins Sinistro JL4.5	100 cm
SB6JL50	6F	Judkins Sinistro JL5.0	100 cm
SB6JL50A	6F	Judkins Sinistro JL5.0	110 cm
SB6JL60	6F	Judkins Sinistro JL6.0	100 cm
SB6JR30	6F	Judkins Destro JR3.0	100 cm
SB6JR35	6F	Judkins Destro JR3.5	100 cm
SB6JR40	6F	Judkins Destro JR4.0	100 cm
SB6JR40A	6F	Judkins Destro JR4.0	110 cm
SB6JR40D	6F	Judkins Destro JR4.0	90 cm
SB6JR40K	6F	Judkins Destro JR4.0	55 cm
SB6JR45	6F	Judkins Destro JR4.5	100 cm
SB6JR50	6F	Judkins Destro JR5.0	100 cm
SB6JR50A	6F	Judkins Destro JR5.0	110 cm
SB6JR60	6F	Judkins Destro JR6.0	100 cm
SB6LCB	6F	Bypass Sinistro LCB	100 cm
SB6LCBD	6F	Bypass Sinistro LCB	90 cm
SB6MAC30	6F	Multi Aortic Curve MAC3.0	100 cm
SB6MAC35	6F	Multi Aortic Curve MAC3.5	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SB6MAC375	6F	Multi Aortic Curve MAC3.75	100 cm
SB6MAC40	6F	Multi Aortic Curve MAC4.0	100 cm
SB6MAC45	6F	Multi Aortic Curve MAC4.5	100 cm
SB6MAC50	6F	Multi Aortic Curve MAC5.0	100 cm
SB6MB1	6F	Multipurpose MB1	100 cm
SB6MB1D	6F	Multipurpose MB1	90 cm
SB6MB2	6F	Multipurpose MB2	100 cm
SB6MP1	6F	Multipurpose MP1	100 cm
SB6MP1D	6F	Multipurpose MP1	90 cm
SB6MP1K	6F	Multipurpose MP1	55 cm
SB6MP2	6F	Multipurpose MP2	100 cm
SB6MPHK	6F	Hockey Stick MPH	55 cm
SB6MPST	6F	Multipurpose Short Tip MPST	100 cm
SB6MRADIAL	6F	Radiale MRADIAL	100 cm
SB6MRESS	6F	Radiale MRESS	100 cm
SB6NOTO	6F	No Torque Destro NOTO	100 cm
SB6PK1W	6F	Renal Curve PK1	47 cm
SB6RBU35	6F	Right Back Up RBU3.5	100 cm
SB6RBU40	6F	Right Back Up RBU4.0	100 cm
SB6RBU40V	6F	Right Back Up RBU4.0	45 cm
SB6RBU45	6F	Right Back Up RBU4.5	100 cm
SB6RCB	6F	Bypass Destro RCB	100 cm
SB6RCBD	6F	Bypass Destro RCB	90 cm
SB6RCBII	6F	Bypass Destro RCBII	100 cm
SB6RDCK	6F	Renal Double Curve RDC	55 cm
SB6RDCV	6F	Renal Double Curve RDC	45 cm
SB6RELAXLCB	6F	Bypass Sinistro Relaxed	100 cm
SB6RMHSII	6F	Hockey Stick II Relaxed Modified	100 cm
SB6RRAD	6F	Radiale RRAD	100 cm
SB6SAL10	6F	Short Amplatz Sinistro SAL1.0	100 cm
SB6SAL15	6F	Short Amplatz Sinistro SAL1.5	100 cm
SB6SAL20	6F	Short Amplatz Sinistro SAL2.0	100 cm
SB6SAL25	6F	Short Amplatz Sinistro SAL2.5	100 cm
SB6SAL30	6F	Short Amplatz Sinistro SAL3.0	100 cm
SB6SAL40	6F	Short Amplatz Sinistro SAL4.0	100 cm
SB6SAL75	6F	Short Amplatz Sinistro SAL0.75	100 cm
SB6SAR10	6F	Short Amplatz Destro SAR1.0	100 cm
SB6SAR20	6F	Short Amplatz Destro SAR2.0	100 cm
SB6SCR35	6F	Shepherd's Crook Destro SCR3.5	100 cm
SB6SCR40	6F	Shepherd's Crook Destro SCR4.0	100 cm
SB6SCR40K	6F	Shepherd's Crook Destro SCR4.0	55 cm
SB6SCR50	6F	Shepherd's Crook Destro SCR5.0	100 cm
SB6SL30	6F	Short Sinistro SL3.0	100 cm
SB6SL35	6F	Short Sinistro SL3.5	100 cm
SB6SL40	6F	Short Sinistro SL4.0	100 cm
SB6SL45	6F	Short Sinistro SL4.5	100 cm
SB6SL50	6F	Short Sinistro SL5.0	100 cm
SB6SL60	6F	Short Sinistro SL6.0	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SB6SR30	6F	Short Destro SR3.0	100 cm
SB6SR35	6F	Short Destro SR3.5	100 cm
SB6SR40	6F	Short Destro SR4.0	100 cm
SB6SR45	6F	Short Destro SR4.5	100 cm
SB6SR50	6F	Short Destro SR5.0	100 cm
SB6SR60	6F	Short Destro SR6.0	100 cm
SB73DRC	7F	Destro 3DRC	100 cm
SB73DRIGHT	7F	Destro 3DRIGHT	100 cm
SB7AL10	7F	Amplatz Sinistro AL1.0	100 cm
SB7AL15	7F	Amplatz Sinistro AL1.5	100 cm
SB7AL20	7F	Amplatz Sinistro AL2.0	100 cm
SB7AL20A	7F	Amplatz Sinistro AL2.0	110 cm
SB7AL25	7F	Amplatz Sinistro AL2.5	100 cm
SB7AL30	7F	Amplatz Sinistro AL3.0	100 cm
SB7AL40	7F	Amplatz Sinistro AL4.0	100 cm
SB7AL75	7F	Amplatz Sinistro AL0.75	100 cm
SB7ALR12	7F	Amplatz ALR1-2	100 cm
SB7AR10	7F	Amplatz Destro AR1.0	100 cm
SB7AR20	7F	Amplatz Destro AR2.0	100 cm
SB7AR20A	7F	Amplatz Destro AR2.0	110 cm
SB7ARA7515	7F	ARANI 751/5	100 cm
SB7ARA7526	7F	ARANI 75/26	100 cm
SB7ARA9015	7F	ARANI 901/5	100 cm
SB7ARA9026	7F	ARANI 90/26	100 cm
SB7CHAMP05	7F	CHAMP0.5	100 cm
SB7CHAMP10	7F	CHAMP1.0	100 cm
SB7CHAMP15	7F	CHAMP1.5	100 cm
SB7CHAMP15K	7F	CHAMP1.5	55 cm
SB7CHAMP20	7F	CHAMP2.0	100 cm
SB7CHAMP20K	7F	CHAMP2.0	55 cm
SB7CHAMP25	7F	CHAMP2.5	100 cm
SB7CHAMP25K	7F	CHAMP2.5	55 cm
SB7CHAMP30	7F	CHAMP3.0	100 cm
SB7CHAMP35	7F	CHAMP3.5	100 cm
SB7CHAMP40	7F	CHAMP4.0	100 cm
SB7DC30	7F	Doctor's Choice DC3.0	100 cm
SB7DC35	7F	Doctor's Choice DC3.5	100 cm
SB7DC40	7F	Doctor's Choice DC4.0	100 cm
SB7DC45	7F	Doctor's Choice DC4.5	100 cm
SB7EBU30	7F	Extra Back Up Sinistro EBU3.0	100 cm
SB7EBU35	7F	Extra Back Up Sinistro EBU3.5	100 cm
SB7EBU375	7F	Extra Back Up Sinistro EBU3.75	100 cm
SB7EBU40	7F	Extra Back Up Sinistro EBU4.0	100 cm
SB7EBU40D	7F	Extra Back Up Sinistro EBU4.0	90 cm
SB7EBU45	7F	Extra Back Up Sinistro EBU4.5	100 cm
SB7EBU50	7F	Extra Back Up Sinistro EBU5.0	100 cm
SB7ECR35	7F	Extra Coronary Right ECR3.5	100 cm
SB7ECR40	7F	Extra Coronary Right ECR4.0	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SB7ECR45	7F	Extra Coronary Right ECR4.5	100 cm
SB7ELGAMAL	7F	ELGAMAL	100 cm
SB7HSI	7F	Hockey Stick HSI	100 cm
SB7HSII	7F	Hockey Stick HSII	100 cm
SB7HSIII	7F	Hockey Stick HSIII	100 cm
SB7HSIV	7F	Hockey Stick HSI	45 cm
SB7IMA	7F	Internal Mammary Artery IMA	100 cm
SB7IMAD	7F	Internal Mammary Artery IMA	90 cm
SB7IMAF	7F	Internal Mammary Artery IMA	80 cm
SB7IMAK	7F	Internal Mammary Artery IMA	55 cm
SB7JCL30	7F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.0	100 cm
SB7JCL35	7F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.5	100 cm
SB7JCL40	7F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.0	100 cm
SB7JCL45	7F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.5	100 cm
SB7JCL50	7F	Judkins Sinistro tipo C JCL5.0	100 cm
SB7JCR35	7F	Judkins Destro tipo C JCR3.5	100 cm
SB7JCR40	7F	Judkins Destro tipo C JCR4.0	100 cm
SB7JCR45	7F	Judkins Destro tipo C JCR4.5	100 cm
SB7JCR50	7F	Judkins Destro tipo C JCR5.0	100 cm
SB7JL30	7F	Judkins Sinistro JL3.0	100 cm
SB7JL35	7F	Judkins Sinistro JL3.5	100 cm
SB7JL40	7F	Judkins Sinistro JL4.0	100 cm
SB7JL40A	7F	Judkins Sinistro JL4.0	110 cm
SB7JL40D	7F	Judkins Sinistro JL4.0	90 cm
SB7JL45	7F	Judkins Sinistro JL4.5	100 cm
SB7JL50	7F	Judkins Sinistro JL5.0	100 cm
SB7JL60	7F	Judkins Sinistro JL6.0	100 cm
SB7JR30	7F	Judkins Destro JR3.0	100 cm
SB7JR35	7F	Judkins Destro JR3.5	100 cm
SB7JR40	7F	Judkins Destro JR4.0	100 cm
SB7JR40A	7F	Judkins Destro JR4.0	110 cm
SB7JR40D	7F	Judkins Destro JR4.0	90 cm
SB7JR40K	7F	Judkins Destro JR4.0	55 cm
SB7JR45	7F	Judkins Destro JR4.5	100 cm
SB7JR50	7F	Judkins Destro JR5.0	100 cm
SB7JR60	7F	Judkins Destro JR6.0	100 cm
SB7LCB	7F	Bypass Sinistro LCB	100 cm
SB7LCBA	7F	Bypass Sinistro LCB	110 cm
SB7LCBD	7F	Bypass Sinistro LCB	90 cm
SB7MAC30	7F	Multi Aortic Curve MAC3.0	100 cm
SB7MAC35	7F	Multi Aortic Curve MAC3.5	100 cm
SB7MAC375	7F	Multi Aortic Curve MAC3.75	100 cm
SB7MAC40	7F	Multi Aortic Curve MAC4.0	100 cm
SB7MAC45	7F	Multi Aortic Curve MAC4.5	100 cm
SB7MAC50	7F	Multi Aortic Curve MAC5.0	100 cm
SB7MB1	7F	Multipurpose MB1	100 cm
SB7MB2	7F	Multipurpose MB2	100 cm
SB7MP1	7F	Multipurpose MP1	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SB7MP1K	7F	Multipurpose MP1	55 cm
SB7MPHK	7F	Hockey Stick MPH	55 cm
SB7MPST	7F	Multipurpose Short Tip MPST	100 cm
SB7MRADIAL	7F	Radiale MRADIAL	100 cm
SB7NOTO	7F	No Torque Destro NOTO	100 cm
SB7PK1W	7F	Renal Curve PK1	47 cm
SB7RBU35	7F	Right Back Up RBU3.5	100 cm
SB7RBU40	7F	Right Back Up RBU4.0	100 cm
SB7RBU45	7F	Right Back Up RBU4.5	100 cm
SB7RCB	7F	Bypass Destro RCB	100 cm
SB7RCBD	7F	Bypass Destro RCB	90 cm
SB7RCBII	7F	Bypass Destro RCBII	100 cm
SB7RDCK	7F	Renal Double Curve RDC	55 cm
SB7RDCV	7F	Renal Double Curve RDC	45 cm
SB7RMHSII	7F	Hockey Stick II Relaxed Modified	100 cm
SB7SAL10	7F	Short Amplatz Sinistro SAL1.0	100 cm
SB7SAL15	7F	Short Amplatz Sinistro SAL1.5	100 cm
SB7SAL20	7F	Short Amplatz Sinistro SAL2.0	100 cm
SB7SAL25	7F	Short Amplatz Sinistro SAL2.5	100 cm
SB7SAL30	7F	Short Amplatz Sinistro SAL3.0	100 cm
SB7SAL40	7F	Short Amplatz Sinistro SAL4.0	100 cm
SB7SAL75	7F	Short Amplatz Sinistro SAL0.75	100 cm
SB7SAR10	7F	Short Amplatz Destro SAR1.0	100 cm
SB7SAR20	7F	Short Amplatz Destro SAR2.0	100 cm
SB7SCR35	7F	Shepherd's Crook Destro SCR3.5	100 cm
SB7SCR40	7F	Shepherd's Crook Destro SCR4.0	100 cm
SB7SCR40K	7F	Shepherd's Crook Destro SCR4.0	55 cm
SB7SCR50	7F	Shepherd's Crook Destro SCR5.0	100 cm
SB7SL30	7F	Short Sinistro SL3.0	100 cm
SB7SL35	7F	Short Sinistro SL3.5	100 cm
SB7SL40	7F	Short Sinistro SL4.0	100 cm
SB7SL45	7F	Short Sinistro SL4.5	100 cm
SB7SL50	7F	Short Sinistro SL5.0	100 cm
SB7SL60	7F	Short Sinistro SL6.0	100 cm
SB7SR30	7F	Short Destro SR3.0	100 cm
SB7SR35	7F	Short Destro SR3.5	100 cm
SB7SR40	7F	Short Destro SR4.0	100 cm
SB7SR45	7F	Short Destro SR4.5	100 cm
SB7SR50	7F	Short Destro SR5.0	100 cm
SB7SR60	7F	Short Destro SR6.0	100 cm
SB7STRAIGHT	7F	STRAIGHT	100 cm
SB83DRC	8F	Destro 3DRC	100 cm
SB83DRIGHT	8F	Destro 3DRIGHT	100 cm
SB8AL10	8F	Amplatz Sinistro AL1.0	100 cm
SB8AL10D	8F	Amplatz Sinistro AL1.0	90 cm
SB8AL10H	8F	Amplatz Sinistro AL1.0	70 cm
SB8AL10J	8F	Amplatz Sinistro AL1.0	60 cm
SB8AL15	8F	Amplatz Sinistro AL1.5	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SB8AL20	8F	Amplatz Sinistro AL2.0	100 cm
SB8AL20H	8F	Amplatz Sinistro AL2.0	70 cm
SB8AL20J	8F	Amplatz Sinistro AL2.0	60 cm
SB8AL25	8F	Amplatz Sinistro AL2.5	100 cm
SB8AL30	8F	Amplatz Sinistro AL3.0	100 cm
SB8AL40	8F	Amplatz Sinistro AL4.0	100 cm
SB8AL40D	8F	Amplatz Sinistro AL4.0	90 cm
SB8AL50	8F	Amplatz Sinistro AL5.0	100 cm
SB8AL75	8F	Amplatz Sinistro AL0.75	100 cm
SB8ALR12	8F	Amplatz ALR1-2	100 cm
SB8AR10	8F	Amplatz Destro AR1.0	100 cm
SB8AR20	8F	Amplatz Destro AR2.0	100 cm
SB8ARA7515	8F	ARANI 751/5	100 cm
SB8ARA7526	8F	ARANI 75/26	100 cm
SB8ARA9015	8F	ARANI 901/5	100 cm
SB8ARA9026	8F	ARANI 90/26	100 cm
SB8CARL3D	8F	CARL3	90 cm
SB8CARLD	8F	CARL	90 cm
SB8CHAMP05	8F	CHAMP0.5	100 cm
SB8CHAMP05K	8F	CHAMP0.5	55 cm
SB8CHAMP10	8F	CHAMP1.0	100 cm
SB8CHAMP10K	8F	CHAMP1.0	55 cm
SB8CHAMP15	8F	CHAMP1.5	100 cm
SB8CHAMP15K	8F	CHAMP1.5	55 cm
SB8CHAMP20	8F	CHAMP2.0	100 cm
SB8CHAMP20K	8F	CHAMP2.0	55 cm
SB8CHAMP25	8F	CHAMP2.5	100 cm
SB8CHAMP25K	8F	CHAMP2.5	55 cm
SB8CHAMP30	8F	CHAMP3.0	100 cm
SB8CHAMP35	8F	CHAMP3.5	100 cm
SB8CHAMP40	8F	CHAMP4.0	100 cm
SB8DC30	8F	Doctor's Choice DC3.0	100 cm
SB8DC35	8F	Doctor's Choice DC3.5	100 cm
SB8DC40	8F	Doctor's Choice DC4.0	100 cm
SB8DC45	8F	Doctor's Choice DC4.5	100 cm
SB8EBU30	8F	Extra Back Up Sinistro EBU3.0	100 cm
SB8EBU35	8F	Extra Back Up Sinistro EBU3.5	100 cm
SB8EBU375	8F	Extra Back Up Sinistro EBU3.75	100 cm
SB8EBU40	8F	Extra Back Up Sinistro EBU4.0	100 cm
SB8EBU45	8F	Extra Back Up Sinistro EBU4.5	100 cm
SB8EBU50	8F	Extra Back Up Sinistro EBU5.0	100 cm
SB8ECR35	8F	Extra Coronary Right ECR3.5	100 cm
SB8ECR40	8F	Extra Coronary Right ECR4.0	100 cm
SB8ECR45	8F	Extra Coronary Right ECR4.5	100 cm
SB8ELGAMAL	8F	ELGAMAL	100 cm
SB8ELGAMAL2	8F	ELGAMAL2	100 cm
SB8ELGAMAL3	8F	ELGAMAL3	100 cm
SB8FL30	8F	Femoral Left FL3.0	100 cm



<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SB8FL35	8F	Femoral Left FL3.5	100 cm
SB8FL40	8F	Femoral Left FL4.0	100 cm
SB8FL45	8F	Femoral Left FL4.5	100 cm
SB8FL50	8F	Femoral Left FL5.0	100 cm
SB8FL60	8F	Femoral Left FL6.0	100 cm
SB8FR30	8F	Femoral Right FR3.0	100 cm
SB8FR35	8F	Femoral Right FR3.5	100 cm
SB8FR40	8F	Femoral Right FR4.0	100 cm
SB8FR45	8F	Femoral Right FR4.5	100 cm
SB8FR50	8F	Femoral Right FR5.0	100 cm
SB8FR60	8F	Femoral Right FR6.0	100 cm
SB8HSI	8F	Hockey Stick HSI	100 cm
SB8HSII	8F	Hockey Stick HSII	100 cm
SB8HSIII	8F	Hockey Stick HSIII	100 cm
SB8IMA	8F	Internal Mammary Artery IMA	100 cm
SB8IMAD	8F	Internal Mammary Artery IMA	90 cm
SB8IMAK	8F	Internal Mammary Artery IMA	55 cm
SB8JCL30	8F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.0	100 cm
SB8JCL35	8F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.5	100 cm
SB8JCL40	8F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.0	100 cm
SB8JCL45	8F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.5	100 cm
SB8JCL50	8F	Judkins Sinistro tipo C JCL5.0	100 cm
SB8JCR35	8F	Judkins Destro tipo C JCR3.5	100 cm
SB8JCR40	8F	Judkins Destro tipo C JCR4.0	100 cm
SB8JCR45	8F	Judkins Destro tipo C JCR4.5	100 cm
SB8JCR50	8F	Judkins Destro tipo C JCR5.0	100 cm
SB8JL30	8F	Judkins Sinistro JL3.0	100 cm
SB8JL35	8F	Judkins Sinistro JL3.5	100 cm
SB8JL40	8F	Judkins Sinistro JL4.0	100 cm
SB8JL40D	8F	Judkins Sinistro JL4.0	90 cm
SB8JL45	8F	Judkins Sinistro JL4.5	100 cm
SB8JL50	8F	Judkins Sinistro JL5.0	100 cm
SB8JL60	8F	Judkins Sinistro JL6.0	100 cm
SB8JL70	8F	Judkins Sinistro JL7.0	100 cm
SB8JL80	8F	Judkins Sinistro JL8.0	100 cm
SB8JR30	8F	Judkins Destro JR3.0	100 cm
SB8JR35	8F	Judkins Destro JR3.5	100 cm
SB8JR40D	8F	Judkins Destro JR4.0	90 cm
SB8JR40K	8F	Judkins Destro JR4.0	55 cm
SB8JR45	8F	Judkins Destro JR4.5	100 cm
SB8JR50	8F	Judkins Destro JR5.0	100 cm
SB8JR60	8F	Judkins Destro JR6.0	100 cm
SB8LCB	8F	Bypass Sinistro LCB	100 cm
SB8LCBD	8F	Bypass Sinistro LCB	90 cm
SB8MAC30	8F	Multi Aortic Curve MAC3.0	100 cm
SB8MAC35	8F	Multi Aortic Curve MAC3.5	100 cm
SB8MAC375	8F	Multi Aortic Curve MAC3.75	100 cm
SB8MAC40	8F	Multi Aortic Curve MAC4.0	100 cm

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>Curva</b>	<b>Lunghezza catetere</b>
SB8MAC45	8F	Multi Aortic Curve MAC4.5	100 cm
SB8MAC50	8F	Multi Aortic Curve MAC5.0	100 cm
SB8MB1	8F	Multipurpose MB1	100 cm
SB8MB1D	8F	Multipurpose MB1	90 cm
SB8MB2	8F	Multipurpose MB2	100 cm
SB8MB2D	8F	Multipurpose MB2	90 cm
SB8MP1	8F	Multipurpose MP1	100 cm
SB8MP1K	8F	Multipurpose MP1	55 cm
SB8MPHK	8F	Hockey Stick MPH	55 cm
SB8MPST	8F	Multipurpose Short Tip MPST	100 cm
SB8MPSTF	8F	Multipurpose Short Tip MPST	80 cm
SB8NOTO	8F	No Torque Destro NOTO	100 cm
SB8PK1W	8F	Renal Curve PK1	47 cm
SB8RBU35	8F	Right Back Up RBU3.5	100 cm
SB8RBU40	8F	Right Back Up RBU4.0	100 cm
SB8RBU45	8F	Right Back Up RBU4.5	100 cm
SB8RCB	8F	Bypass Destro RCB	100 cm
SB8RCBD	8F	Bypass Destro RCB	90 cm
SB8RCBII	8F	Bypass Destro RCBII	100 cm
SB8RDCK	8F	Renal Double Curve RDC	55 cm
SB8RMHSII	8F	Hockey Stick II Relaxed Modified	100 cm
SB8SAL10	8F	Short Amplatz Sinistro SAL1.0	100 cm
SB8SAL15	8F	Short Amplatz Sinistro SAL1.5	100 cm
SB8SAL20	8F	Short Amplatz Sinistro SAL2.0	100 cm
SB8SAL25	8F	Short Amplatz Sinistro SAL2.5	100 cm
SB8SAL30	8F	Short Amplatz Sinistro SAL3.0	100 cm
SB8SAL40	8F	Short Amplatz Sinistro SAL4.0	100 cm
SB8SAL75	8F	Short Amplatz Sinistro SAL0.75	100 cm
SB8SAR10	8F	Short Amplatz Destro SAR1.0	100 cm
SB8SAR20	8F	Short Amplatz Destro SAR2.0	100 cm
SB8SCR35	8F	Shepherd's Crook Destro SCR3.5	100 cm
SB8SCR40	8F	Shepherd's Crook Destro SCR4.0	100 cm
SB8SCR40K	8F	Shepherd's Crook Destro SCR4.0	55 cm
SB8SCR50	8F	Shepherd's Crook Destro SCR5.0	100 cm
SB8SL30	8F	Short Sinistro SL3.0	100 cm
SB8SL35	8F	Short Sinistro SL3.5	100 cm
SB8SL40	8F	Short Sinistro SL4.0	100 cm
SB8SL45	8F	Short Sinistro SL4.5	100 cm
SB8SL50	8F	Short Sinistro SL5.0	100 cm
SB8SL60	8F	Short Sinistro SL6.0	100 cm
SB8SR30	8F	Short Destro SR3.0	100 cm
SB8SR35	8F	Short Destro SR3.5	100 cm
SB8SR40	8F	Short Destro SR4.0	100 cm
SB8SR45	8F	Short Destro SR4.5	100 cm
SB8SR50	8F	Short Destro SR5.0	100 cm
SB8SR60	8F	Short Destro SR6.0	100 cm

Tutti i modelli sopra riportati sono disponibili in versione provvista di fori laterali, il cui codice si compone inserendo le lettere SH come mostrato di seguito:

