

SCHEMA TECNICA

Zuma 9F

Catetere guida per angioplastica transluminale percutanea coronarica

Indicazioni d'uso Il catetere guida Medtronic ZUMA è progettato come percorso per permettere l'introduzione dei dispositivi terapeutici. Il catetere guida ZUMA deve essere utilizzato nel sistema vascolare periferico o coronarico.

DATI TECNICI:


Lunghezza standard	100 cm
Dimensione catetere	9F
Lume interno	0.103" (2.62 mm)
Tecnica di costruzione	Full-Wall Technology™ Doppia maglia intrecciata a sezione piatta incapsulata in materiale plastico – rivestimento lubrificante legato covalentemente alla superficie interna del catetere
Principali materiali utilizzati	Maglia metallica: Acciaio inossidabile Plastiche: Pebax, Nylon, Vestamid, Trogamid Rivestimento interno: Silicone
Radiopacità	Marker radiopaco posto a 4mm dall'estremità distale del catetere.
Caratteristiche	Elevatissima resistenza al piegamento (no kinking) Rapporto di torsione 1:1 Ottima memoria della curva preformata Punta atraumatica radiopaca Radiopacità ottimale

PRINCIPALI CURVE PREFORMATE DISPONIBILI:

Curve standard	Judkins destra e sinistra
	Femoral destra e sinistra
	JCL
	JCR
	Short coronary destra e sinistra
	No Torque
	Mammaria interna
	Bypass destro e sinistro
	Shepherd's Crook
	Hockey Stick
	Multipurpose
Curve ad alto supporto	EBU
	RBU
	ECR
	Amplatz destra e sinistra
	Amplatz destra e sinistra corte
Curve speciali	CHAMP
	MAC
	Arani
	El Gamal
Side holes	Tutti i modelli sono disponibili a richiesta con fori laterali

CODICI DEI CATETERI GUIDA PER ANGIOPLASTICA TRANSLUMINALE PERCUTANEA CORONARICA ZUMA

I codici dei cateteri Medtronic Zuma sono composti come segue:



Codice	Diametro	Curva	Lunghezza catetere
ZM9AL10	9F	Amplatz Sinistro AL1.0	100 cm
ZM9AL15	9F	Amplatz Sinistro AL1.5	100 cm
ZM9AL20	9F	Amplatz Sinistro AL2.0	100 cm
ZM9AL25	9F	Amplatz Sinistro AL2.5	100 cm
ZM9AL30	9F	Amplatz Sinistro AL3.0	100 cm
ZM9AL40	9F	Amplatz Sinistro AL4.0	100 cm
ZM9AL75	9F	Amplatz Sinistro AL0.75	100 cm
ZM9ALR12	9F	Amplatz ALR1-2	100 cm
ZM9AR10	9F	Amplatz Destro AR1.0	100 cm
ZM9AR20	9F	Amplatz Destro AR2.0	100 cm
ZM9CHAMP05	9F	CHAMP0.5	100 cm
ZM9CHAMP10	9F	CHAMP1.0	100 cm
ZM9CHAMP15	9F	CHAMP1.5	100 cm
ZM9CHAMP20	9F	CHAMP2.0	100 cm
ZM9CHAMP25	9F	CHAMP2.5	100 cm
ZM9CHAMP30	9F	CHAMP3.0	100 cm
ZM9CHAMP35	9F	CHAMP3.5	100 cm
ZM9CHAMP40	9F	CHAMP4.0	100 cm
ZM9DC40	9F	Doctor's Choice DC4.0	100 cm
ZM9EBU30	9F	Extra back Up Sinistro EBU3.0	100 cm
ZM9EBU35	9F	Extra back Up Sinistro EBU3.5	100 cm
ZM9EBU375	9F	Extra back Up Sinistro EBU3.75	100 cm
ZM9EBU40	9F	Extra back Up Sinistro EBU4.0	100 cm
ZM9EBU45	9F	Extra back Up Sinistro EBU4.5	100 cm
ZM9EBU50	9F	Extra back Up Sinistro EBU5.0	100 cm
ZM9ELGAMAL	9F	ELGAMAL	100 cm
ZM9FL30	9F	Femoral Left FL3.0	100 cm
ZM9FL35	9F	Femoral Left FL3.5	100 cm
ZM9FL40	9F	Femoral Left FL4.0	100 cm
ZM9FL45	9F	Femoral Left FL4.5	100 cm
ZM9FL50	9F	Femoral Left FL5.0	100 cm
ZM9FL60	9F	Femoral Left FL6.0	100 cm
ZM9FR30	9F	Femoral Right FR3.0	100 cm
ZM9FR35	9F	Femoral Right FR3.5	100 cm
ZM9FR40	9F	Femoral Right FR4.0	100 cm
ZM9FR45	9F	Femoral Right FR4.5	100 cm
ZM9FR50	9F	Femoral Right FR5.0	100 cm
ZM9FR60	9F	Femoral Right FR6.0	100 cm
ZM9HSI	9F	Hockey Stick HSI	100 cm
ZM9HSID	9F	Hockey Stick HSI	90 cm

Codice	Diametro	Curva	Lunghezza catetere
ZM9HSII	9F	Hockey Stick HSII	100 cm
ZM9HSIID	9F	Hockey Stick HSII	90 cm
ZM9HSIII	9F	Hockey Stick HSIII	100 cm
ZM9IMA	9F	Intarnal Mammary Artery IMA	100 cm
ZM9IMAD	9F	Intarnal Mammary Artery IMA	90 cm
ZM9JCL30	9F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.0	100 cm
ZM9JCL35	9F	Judkins Sinistro tipo C JCL3.5	100 cm
ZM9JCL40	9F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.0	100 cm
ZM9JCL45	9F	Judkins Sinistro tipo C JCL4.5	100 cm
ZM9JCL50	9F	Judkins Sinistro tipo C JCL5.0	100 cm
ZM9JCL60	9F	Judkins Sinistro tipo C JCL6.0	100 cm
ZM9JCR35	9F	Judkins Destro tipo C JCR3.5	100 cm
ZM9JCR40	9F	Judkins Destro tipo C JCR4.0	100 cm
ZM9JCR45	9F	Judkins Destro tipo C JCR4.5	100 cm
ZM9JCR50	9F	Judkins Destro tipo C JCR5.0	100 cm
ZM9JL30	9F	Judkins Sinistro JL3.0	100 cm
ZM9JL35	9F	Judkins Sinistro JL3.5	100 cm
ZM9JL40	9F	Judkins Sinistro JL4.0	100 cm
ZM9JL45	9F	Judkins Sinistro JL4.5	100 cm
ZM9JL50	9F	Judkins Sinistro JL5.0	100 cm
ZM9JL60	9F	Judkins Sinistro JL6.0	100 cm
ZM9JR30	9F	Judkins Destro JR3.0	100 cm
ZM9JR35	9F	Judkins Destro JR3.5	100 cm
ZM9JR40	9F	Judkins Destro JR4.0	100 cm
ZM9JR40D	9F	Judkins Destro JR4.0	90 cm
ZM9JR45	9F	Judkins Destro JR4.5	100 cm
ZM9JR50	9F	Judkins Destro JR5.0	100 cm
ZM9JR60	9F	Judkins Destro JR6.0	100 cm
ZM9LCB	9F	Bypass Sinistro LCB	100 cm
ZM9LCBD	9F	Bypass Sinistro LCB	90 cm
ZM9LCBI	9F	Bypass Sinistro LCB	65 cm
ZM9MAC30	9F	Multi Aortic Curve MAC3.0	100 cm
ZM9MAC35	9F	Multi Aortic Curve MAC3.5	100 cm
ZM9MAC375	9F	Multi Aortic Curve MAC3.75	100 cm
ZM9MAC40	9F	Multi Aortic Curve MAC4.0	100 cm
ZM9MAC45	9F	Multi Aortic Curve MAC4.5	100 cm
ZM9MAC50	9F	Multi Aortic Curve MAC5.0	100 cm
ZM9MB1	9F	Multipurpose MB1	100 cm
ZM9MB1D	9F	Multipurpose MB1	90 cm
ZM9MB1I	9F	Multipurpose MB1	65 cm
ZM9MB2	9F	Multipurpose MB2	100 cm
ZM9MP2K	9F	Multipurpose MP2	55 cm
ZM9MP2U	9F	Multipurpose MP2	40 cm
ZM9PC2K	9F	Multipurpose PC2	55 cm
ZM9PC2U	9F	Multipurpose PC2	40 cm
ZM9PK1W	9F	Renal Curve PK1	47 cm
ZM9RCB	9F	Renal Double Curve RCB	100 cm
ZM9RCBD	9F	Renal Double Curve RCB	90 cm
ZM9RCBI	9F	Renal Double Curve RCB	65 cm

Codice	Diametro	Curva	Lunghezza catetere
ZM9SAL10	9F	Short Amplatz Sinistro SAL1.0	100 cm
ZM9SAL15	9F	Short Amplatz Sinistro SAL1.5	100 cm
ZM9SAL20	9F	Short Amplatz Sinistro SAL2.0	100 cm
ZM9SAL25	9F	Short Amplatz Sinistro SAL2.5	100 cm
ZM9SAL30	9F	Short Amplatz Sinistro SAL3.0	100 cm
ZM9SAL40	9F	Short Amplatz Sinistro SAL4.0	100 cm
ZM9SAL75	9F	Short Amplatz Sinistro SAL0.75	100 cm
ZM9SAR10	9F	Short Amplatz Destro SAR1.0	100 cm
ZM9SAR20	9F	Short Amplatz Destro SAR2.0	100 cm
ZM9SCR35	9F	Shepherd's Crook SCR3.5	100 cm
ZM9SCR40	9F	Shepherd's Crook SCR4.0	100 cm
ZM9SCR50	9F	Shepherd's Crook SCR5.0	100 cm
ZM9SL30	9F	Short Left SL3.0	100 cm
ZM9SL35	9F	Short Left SL3.5	100 cm
ZM9SL40	9F	Short Left SL4.0	100 cm
ZM9SL45	9F	Short Left SL4.5	100 cm
ZM9SL50	9F	Short Left SL5.0	100 cm
ZM9SL60	9F	Short Left SL6.0	100 cm
ZM9SR30	9F	Short Right SR3.0	100 cm
ZM9SR35	9F	Short Right SR3.5	100 cm
ZM9SR35K	9F	Short Right SR3.5	55 cm
ZM9SR40	9F	Short Right SR4.0	100 cm
ZM9SR50	9F	Short Right SR5.0	100 cm
ZM9SR60	9F	Short Right SR6.0	100 cm

Tutti i modelli sopra riportati sono disponibili in versione provvista di fori laterali, il cui codice si compone inserendo le lettere SH come mostrato di seguito:

Z M 9 J L 4 0 **S H** A
 |
 |
 | Curva preformata
 | Identificativo Zuma 9F
 | Opzione per fori laterali
 | Opzione per lunghezze non standard