

TECNIS iTec®

Preloaded Delivery System

TECNIS iTec® Sistema di Impianto Precaricato

Tranquillità a portata di mano

Inizia la tua eredità con risultati eccellenti attraverso il rilascio sterile, controllato e touch free delle lenti intraoculari¹.



Johnson & Johnson VISION

Specifiche

TECNIS® IOL Monopezzo con il sistema di impianto precaricato TECNIS iTec® (PCB00)

Dimensione dell'incisione:	2,2–2,4 mm
Sistema di impianto:	A vite
Tipo di iniettore:	Monouso

TECNIS® IOL Monopezzo Monofocale (ZCB00)

CARATTERISTICHE DELL'OTTICA

Range Poteri:	Da +5,0 D a +34,0 D con incrementi di 0,5 D
Diametro:	6,0 mm
Forma:	Biconvessa, superficie anteriore asferica, bordo dell'ottica squadrato
Materiale:	Acrylic, Idrofobo UV bloccante
Indice di Rifrazione:	1,47 a 35° C
Design Bordo:	ProTEC bordo posteriore squadrato continuo a 360° smerigliato

BIOMETRIA OTTICA*

Costante-A (SRK/T):	119,3
Profondità AC (HofferQ):	5,7 mm
Surgeon Factor (Holl.): ²	1,96 mm

BIOMETRIA AD ULTRASUONI PER APPLANAZIONE

Costante-A: [†]	118,8
Profondità AC Teorica:	5,4 mm
Surgeon Factor: ²	1,68 mm

CARATTERISTICHE ANSA

Diametro Totale:	13,0 mm
Forma:	C
Materiale:	Acrylic, Idrofobo UV bloccante
Design:	Tri-Fix , Anse sfalsate rispetto all'ottica, lente monopezzo

*Derivati dai risultati della valutazione clinica della piattaforma IOL Monopezzo per la biometria ottica.

[†]Costante-A teoricamente derivata per la biometria a ultrasuoni.

Bibliografia:

1. The **TECNIS** 1-piece IOL with the **TECNIS** iTec Preloaded Delivery System Directions for Use. Z310911P Rev E. Abbott Medical Optics Inc., 2014. REF2015CT0250.
2. Holladay JT. International Intraocular Lens & Implant Registry 2003. *J Cataract Refract Surg.* 2003; 29:176-197. REF2016CT0151.

Le lenti monopezzo **TECNIS**® sono indicate per la correzione visiva dell'afachia in pazienti adulti in cui è stato rimosso il cristallino catarattoso mediante estrazione extracapsulare della cataratta. Questi dispositivi sono progettati per essere posizionati nel sacco capsulare. Per un elenco completo delle precauzioni, degli avvisi e degli eventi avversi consultare il foglietto illustrativo.

TECNIS, ProTEC, TRI-FIX e TECNIS iTec sono marchi registrati di Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

©Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2020

PP2020CT4074

AD USO ESCLUSIVO DELLA CLASSE MEDICA