

Sistema di caricamento Navitor™

Sistema di caricamento ad accesso transfemorale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il sistema di caricamento Navitor™ facilita la preparazione e il caricamento della valvola sul sistema di posizionamento FlexNav™. Il sistema di caricamento è disponibile in due differenti configurazioni (SM o LG) per adattarsi alle varie dimensioni delle valvole e del sistema di posizionamento (Figura 1 A, B). Entrambe le configurazioni del sistema di caricamento comprendono un imbuto di caricamento, una base di caricamento, un inserto della base, un tubo di caricamento, una guida dello stent e un tester per lembi. Il sistema di caricamento LG contiene un inserto della base aggiuntivo per facilitare il caricamento della valvola da 29 mm. Tutti gli inserti della base sono etichettati con la dimensione della valvola corrispondente. Inoltre, l'inserto della base e il tubo di caricamento sono codificati per colori, per differenziare le diverse configurazioni.




Figura 1. Sistema di caricamento Navitor™

A) Sistema di caricamento NVTR-LS-SM

B) Sistema di caricamento NVTR-LS-LG



INDICAZIONI PER L'USO

Il sistema di caricamento Navitor™ è indicato per il caricamento della valvola Navitor™ sul sistema di posizionamento FlexNav™.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO
Navitor™ Loading System	NVTR-LS-SM
Navitor™ Loading System	NVTR-LS-LG

ALTRE INFORMAZIONI

ANNO DI COMMERCIALIZZAZIONE	2021
DISPOSITIVO MONOUSO	SI
DISPOSITIVO STERILE	SI
METODO DI STERILIZZAZIONE	Ossido di Etilene
PERIODO MASSIMO DI UTILIZZO/SCADENZA	24 mesi
IMBALLAGGIO	Il sistema di caricamento è fornito in un vassoio a doppia barriera. I vassoi interni del sistema di posizionamento e del sistema di caricamento sono forniti sterili, purché il sacchetto esterno o la confezione del vassoio non siano aperti o danneggiati.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE	Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco ed asciutto. Fare comunque riferimento alle indicazioni specifiche riportate sulla confezione e sul manuale d'uso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Conformemente alle vigenti normative in materia.

ATTENZIONE: Questo prodotto è destinato per l'utilizzo da o sotto la direzione di un medico. Prima dell'uso leggere attentamente le Istruzioni per l'Uso inserite nella confezione (se presenti) o disponibili su vascular.eifu.abbott o medical.abbott/manuals per informazioni dettagliate in merito a Indicazioni, Controindicazioni, Avvertenze, Precauzioni ed Eventi Avversi.

Le illustrazioni sono solo rappresentazioni dell'artista e non devono essere considerate come disegni ingegneristici o fotografie.

Test condotti da Abbott e dati su file di Abbott.

Questo materiale è inteso per essere utilizzato solo da operatori sanitari.

Le informazioni qui contenute sono per la SOLA DISTRIBUZIONE in Italia.

™ Indica un trademark delle società del Gruppo Abbott.

www.cardiovascular.abbott