

**C2 - P2****SPAZZOLINI CHIRURGICI CON SOLUZIONE DISINFETTANTE  
NEX SURGICAL SCRUB****Produttore, Distributore, Classificazione e Destinazione d'uso:****Denominazione:** "NEX CLOREX C2" e "NEX IODIO P2"**Produttore:** Nex Medical Sas (MI), Italia.**Distributore:** CLINI-LAB S.R.L., Conselve (PD), Italia.**Classificazione:** **Presidio Medico Chirurgico** (Nex Clorex C2 Registrazione nr. 18976 del 18/11/2004 e Nex Iodio P2 Registrazione nr. 18975 del 17/11/2004).**Destinazione d'uso:** disinfezione delle mani del chirurgo e del personale nella pratica pre e post operatoria.**Attività:** Il povidone iodio e la clorexidina digluconato

sono attivi contro i germi gram-positivi e gram-negati e sono rilasciati gradualmente dopo il contatto con la cute.

**Descrizione e Caratteristiche:**

Spazzolino chirurgico con spugnetta, monouso costituito dai seguenti componenti:

- Supporto di materiale plastico con funzione di spazzolino pulisci – unghie;
- Spugnetta chirurgica di materiale spugnoso imbibita di 20 ml soluzione disinfettante biocida di ampio spettro;
- Spazzolino flessibile per assicurare un'effettiva pulizia sotto le unghie;
- Pulisci unghie ergonomico in materiale plastico per permettere una perfetta tenuta;
- Struttura flessibile per assicurare un'accurata pulizia tra le dita.

La spugnetta chirurgica è incollata al supporto di materiale plastico nella sua base di appoggio. Il puliscionghie è separato dal supporto-spugnetta ed è inserito all'interno della confezione. Dimensioni: 48mm x 95mm x 38mm.

**Materiale:**

Spazzolino:	Polietilene medical grade
Spugnetta chirurgica:	Poliuretano espanso;
Puliscionghie:	Polipropilene medical grade.
Disinfettante C2:	Clorexidina digluconato 4%
Disinfettante P2:	Povidone Iodio 7,5%

**Validità e Stoccaggio:**

Validità 36 mesi. Conservare a Temperatura ambiente e lontano da fonti di calore.

## **CLINI-LAB S.r.l.**

Via II Strada, 14 Z.I.

35026 Conselve (PD)

Tel. 049-9500644 Fax. 049-9500707

Web site: [www.clinilab.it](http://www.clinilab.it)

Email: [clinilab@clinilab.it](mailto:clinilab@clinilab.it)

## **SCHEDA TECNICA**

### **Codice e Confezionamento:**

Confezione singola sterile in blister composto da vaschetta e copertura di film plastico termosaldato, adatto a preservare l'integrità ed il grado di pulizia del contenuto. Apertura facilitata del tipo "peel open".

Dispenser in cartoncino stampato contenente 40 confezioni singole, dotato di foro posteriore per eventuale aggancio a parete e con apertura frontale facilitata per l'estrazione delle singole confezioni e di una finestra di controllo del numero di confezioni presenti all'interno.

I dispenser da 30 pezzi sono a loro volta contenuti in imballi da 240 pezzi (7 dispenser).



Codice	Descrizione	Colore identificativo	Dispenser Box
C2	Spazzolino chirurgico con dispenser, 20 ml disinfettante Clorexidina digluconato 4%	Arancione	30 pezzi
P2	Spazzolino chirurgico con dispenser, 20 ml disinfettante Povidone Iodio 7,5%	Marrone	30 pezzi

### **Modo d'uso**

Aprire la confezione secondo la pratica sterile direttamente sulle mani del chirurgo/personale sanitario e distribuire uniformemente il disinfettante sulla cute da disinfettare usando il lato della spugna dispenser. Spazzolare per almeno tre minuti utilizzando al meglio la particolare flessibilità e morbidezza dello spazzolino.