

Spettabile  
INTERCENTER  
Via A. Moro n. 38  
40127 Bologna

**C.a. D.ssa Maria Cristina Grandini**

Pratica di Mare, 12/04/07

**OGGETTO: CIDEX® OPA – Soluzione di ortoftalaldeide 0,55% (codice 20391)  
Test Strips CIDEX® OPA (codice CX20392- CX20393)  
Uso in macchinari lavadisinfetta endoscopi**

Gentile cliente,

in seguito alla Sua richiesta di chiarimenti per quanto in oggetto, siamo lieti di fornirLe le seguenti indicazioni.

La soluzione CIDEX® OPA (codice 20391) è utilizzabile in tutti i macchinari per il lavaggio e la disinfezione automatica degli endoscopi che riutilizzano il disinfettante (cosiddette macchine “reusable”) come ad esempio le seguenti apparecchiature: Medivators, Circlean, Shoei, Wolf, RiwoPlan, Pollution, Custom Ultrasonics, ecc.

La durata in uso del prodotto, una volta introdotto nella macchina “reusable”, dipende dalle caratteristiche intrinseche dell'apparecchiatura e comunque non deve superare i 14 giorni.

Il criterio corretto per decidere quando sostituire il disinfettante è basato sul raggiungimento della MEC, ovvero la Minima Concentrazione Efficace; il disinfettante va sostituito quando la concentrazione dell'ortoftalaldeide scende al di sotto della MEC. La verifica può essere effettuata tramite appositi indicatori chimici quali le Test Strips CIDEX® OPA (codice CX20391).

Inoltre, la soluzione CIDEX® OPA non richiede alcuna attivazione e la porzione di disinfettante non utilizzata e conservata nel flacone originario può essere impiegata fino a 75 giorni dopo l'apertura del flacone.

Nella speranza di aver soddisfatto la Sua richiesta, siamo a disposizione per ulteriori informazioni.



Product Manager  
Advanced Sterilization Products  
Johnson & Johnson Medical S.p.A.