

SCHEDA TECNICA C0100ST

ARTICOLO: CONTENITORE MONOUSO PER PEZZI CHIRURGICI CON TAPPO

CODICE	CAPACITA'	Ø SUP.	Ø INF.	ALTEZZA	CONFEZIONE
0100	150 ml	69 mm	55 mm	66 mm	800 pz.
0101	250 ml	95 mm	77 mm	61 mm	450 pz.
0102	500 ml	122 mm	105 mm	75 mm	200 pz.
0103	1.000 ml	122 mm	100 mm	133 mm	150 pz.
0104	2.300 ml	170 mm	135 mm	154 mm	125 pz.
0106	3.000 ml	199 mm	176 mm	134 mm	100 pz.
0109	5.000 ml	227 mm	197 mm	182 mm	50 pz.

CARATTERISTICHE

MATERIALE IMPIEGATO : POLIPROPILENE
COLORE : Neutro (bianco semitrasparente) con serigrafia a colori
CAMPO TEMPERATURA : -20°C ÷ +85/95 °C

I contenitori hanno ottime caratteristiche di robustezza e resistenza chimica (a temperatura ambiente il polipropilene non viene sciolto da alcun solvente e/o soluzione alcolica. Il materiale è inceneribile.

UTILIZZO

Contenitore monouso adatto al trasporto e conservazione di campioni biologici patogeni o potenzialmente infetti.



ETICHETTATURA

I contenitori serigrafati sono provvisti di simbologia  "biohazard" e  "Xn" (nocivo) nonché delle seguenti indicazioni:

PER USO ESCLUSIVO DI LABORATORIO
FORMALDEIDE AL 4% p/v

R 20/21/22	Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
R40	Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti
R43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
S7/9	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S36/37	Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Data
12/05/06

Rev.
10

Preparato
A.Q.

App./Em.
D.G.

"Kalttek Srl"
Pagina 1 di 2

in conformità alle seguenti direttive:

- Direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e relativo 29° adeguamento (2004/73/CE);
- Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Inoltre i contenitori sono conformi al Decreto Legislativo n. 626/94 in quanto provvisti di chiusura ermetica, che impedisce la fuoriuscita di liquidi evitando il contatto diretto del preparato con l'operatore.




Documento di proprietà KALTEK; ne è vietato l'uso improprio e la diffusione anche parziale senza autorizzazione scritta della KALTEK

Data
12/05/06

Rev.
10

Preparato
A.G.


App/Em.
D.G.


"Kaltek Srl"
Pagina 2 di 2