



BSN medical S.r.l.
Viale Colleoni, 17
20041 Agrate Brianza (MB)
Tel 039 6421.601
Fax 039 6421.699

Spett.le
Agenzia INTERCENT-ER
Viale Aldo Moro, 38
40127 BOLOGNA

e p.c. Azienda USL Ferrara
A.O. Ferrara
Azienda USL Bologna
A.O. Bologna
Azienda USL Parma
A.O. Parma
Istituti Ortopedici Rizzoli
AUSL Cesena
AUSL Imola
AUSL Modena
A.O. Modena
AUSL Ravenna
AUSL Reggio Emilia
A.O. Reggio Emilia
AUSL Rimini
AUSL Piacenza
AUSL Forlì
Istituto Emilio Biazzi I.P.A.B. (Piacenza)
Comune di Sant'agata Feltria Rimini

Sig. Carlo Benini

Oggetto: Medicazioni in pellicola di poliuretano **Leukomed T/Fixomull transparent** di BSN medical
(Lotti 5/7 Convenzione Intercenter)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'U' followed by a short horizontal stroke.

Gentile Cliente,


A seguito delle migliorie apportate ai prodotti in oggetto, proponiamo di seguito i passi necessari per un corretto utilizzo.

Leukomed T

1. Rimuovere la carta siliconata



2. Applicare la medicazione uniformemente esercitando una leggera pressione su tutta la superficie e soprattutto sui bordi per facilitare l'adesione alla cute.



3. Rimuovere lentamente la pellicola di rilascio partendo dalla striscia rossa ed evitando che i bordi della medicazione si sollevino.



h

4. Per rimuovere la medicazione, tirare tangenzialmente partendo da un bordo.



Fiximull transparent

1. Rimuovere la carta siliconata e applicare la pellicola esercitando una leggera pressione.
In caso di utilizzo su ampie zone irregolari, procedere con l'applicazione progressiva per evitare la formazione di bolle d'aria.



2. Rimuovere Lentamente la pellicola di rilascio partendo dalla striscia rossa



3. Per rimuovere la medicazione, tirare tangenzialmente partendo da un bordo.



Il nostro agente di zona è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Zambra'.

Dott. Giovanni Zambra
Sales Director

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Paola Pocek Reading'.

D.ssa Paola Pocek Reading
Marketing Director