



MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER

via G. Bozzalla n.20 - 13814 POLLONE (BI) Italy  
tel. 015.2563008 61396 610239 fax 015.2563921

## SCHEDA TECNICA

CODICE EX DM.28.12.92 – 501.11.05

COD. CLASSE DM.332/99 - ISO 03.33.06.018

CODICE PRODOTTO – 05.03.BP2

**DENOMINAZIONE COMMERCIALE – MATERASSO AD ARIA BP2**

DITTA PRODUTTRICE – SEQUOIA HEALTHCARE

DITTA DISTRIBUTRICE – DEMARTA VIRGINIO SNC

MARCHIO CE – SI

ORGANISMO ACCREDITATO AL RILASCIO MARCHIO CE – AUTOCERTIFICAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO – VEDI SCHEDA

### 05.03.BP2

**Materasso a bolle d'aria "Bubble Pad BP2".**

Il materasso ad aria "Bubble Pad" è composto da una serie di 130 bolle che si gonfiano e si sgonfiano alternativamente in senso longitudinale mediante apposito compressore. Questa caratteristica gli


permette di poter essere usato anche sui letti articolati. È realizzato con PVC atossico, antimacchia e resistente agli agenti atmosferici. Dimensioni cm. 320x90 (sgonfiato) e cm. 200x90 circa nell'utilizzo.



Dimensione cm. 200x90



CE  
DIR. CEE  
90/269/EEC

 MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER	<b>SCHEDA TECNICA</b> <b>“MATERASSO AD ARIA BP2”</b>	<b>REV.1</b>
		Pagina 1 di 1

## MATERASSO AD ARIA – modello A BOLLE BP2

- MATERIALE – PVC atossico morbido, antimacchia e resistente agli agenti atmosferici
- Lembi alle estremità
- Saldatura ad alta frequenza
- Tubi di connessione al compressore – n.2 da mt.1,5 circa
- Disegno a losanghe con 130 bolle
- Spessore tessuto 400 micron (4/10 di mm)
- Dimensione sgonfio cm. 320x90 – gonfio 200x85 circa
- Utilizzoper pazienti da kg.50 fino a kg.200
- Portata terapeutica Kg.130
- Portata massima Kg.200
- Conforme alle norme: CEE 93/42 sui Medical Device





MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER

via G.Bozzalla n.20 - 13814 POLLONE (BI) Italy  
tel.015.2563008 61396 610239 fax 015.2563921

## SCHEDA TECNICA

CODICE EX DM.28.12.92 – 501.11.05

COD.CLASSE DM.332/99 - ISO 03.33.06.018

CODICE PRODOTTO –05.03.6600A

**DENOMINAZIONE COMMERCIALE – COMPRESSORE “BREEZE” con  
regolat.**

DITTA PRODUTTRICE – SEQUOIA HEALTHCARE

DITTA DISTRIBUTRICE – DEMARTA VIRGINIO SNC

MARCHIO CE – SI

ORGANISMO ACCREDITATO AL RILASCIO MARCHIO CE – AUTOCERTIFICAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO – VEDI SCHEDA




Si agisce sulla manopola di regolazione del flusso d'aria con scala graduata da 1 a 8 in funzione del peso del paziente che può variare da circa Kg. 50 a circa Kg. 150. Interruttore ON/OFF con spia luminosa.



Realizzato in PVC medicale rigido; la sua erogazione di aria è di 3,3 litri per ogni ciclo di 3 minuti. Può essere usato sia con materassi ad elementi intercambiabili che con materassi a bolle e può essere appeso al letto tramite appositi ganci rivestiti in plastica; il flusso dell'aria può essere regolato tramite l'apposita manopola con scala graduata da 1 (paziente di 50 Kg. circa) a 8 (paziente di 150 Kg. circa) posta sul frontalino. L'alimentazione è a 220 V, con interruttore di accensione con spia luminosa e doppia protezione con fusibili da 1A secondo normativa CEI 62/5 classe IIB. Tutte le istruzioni per un corretto uso del compressore sono riportate sul dorso del medesimo e sono in lingua italiana. La dimensione è di cm. 26,5x11x12,5 ed il peso è di circa Kg. 1,6; il cavo di alimentazione è di m. 1,8.



	<b>SCHEDA TECNICA “DEVICARE BREEZE”</b>	<b>REV.1</b> Pagina 1 di 2
---	---	-------------------------------


## COMPRESSORE alternativo ad aria – modello DEVICARE BREEZE

- MATERIALE INVOLUCRO – PVC rigido
- Peso kg.1,3 circa
- Dimensione cm. 26,5x11x12,5
- Tensione di alimentazione 230V – 50 Hz
- Consumo 8W class II
- Durata ciclo – 3 minuti circa
- Pressione 80 – 160 Hg
- Portata – 3,3 l a ciclo
- Fusibile di protezione interno da 1° - CEI 62/5
- Fusibile di protezione esterno da 1° - CEI 62/5
- Cavo di alimentazione: mt.1,8
- Utilizzo – con materasso a bolle (modello BP2) e materasso elementi intercambiabili (modello 10004) per pazienti da kg.50 fino a kg.250
- Conforme alle norme: IEC 60601-1-2:2001 – CEE 93/42 sui Medical Device
- Dispositivo Silenziatore Quadruplo (Air input e Air output). Doppio circuito di silenziamento per la camera di gonfiaggio  
doppio filtro silenziatore per aria filtrata



in entrata.

- Disponibilità di Test Report per la Sicurezza Elettrica, rilasciato da Audix Technology



**SCHEMA ELETTRICO  
del COMPRESSORE  
"BREEZE" DEVICARE  
SERIE 6600A e B**

