



MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER

via G.Bozzalla n.20 - 13814 POLLONE (BI) Italy
tel.015.2563008 61396 610239 fax 015.2563921

SCHEDA TECNICA

CODICE EX DM.28.12.92 – 501.11.05

COD.CLASSE DM.332/99 - ISO 03.33.06.018

CODICE PRODOTTO –05.03.6600A

**DENOMINAZIONE COMMERCIALE – COMPRESSORE “BREEZE” con
regolat.**

DITTA PRODUTTRICE – SEQUOIA HEALTHCARE

DITTA DISTRIBUTRICE – DEMARTA VIRGINIO SNC

MARCHIO CE – SI

ORGANISMO ACCREDITATO AL RILASCIO MARCHIO CE – AUTOCERTIFICAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO – VEDI SCHEDA




Si agisce sulla manopola di regolazione del flusso d'aria con scala graduata da 1 a 8 in funzione del peso del paziente che può variare da circa Kg. 50 a circa Kg. 150. Interruttore ON/OFF con spia luminosa.



Realizzato in PVC medicale rigido; la sua erogazione di aria è di 3,3 litri per ogni ciclo di 3 minuti. Può essere usato sia con materassi ad elementi intercambiabili che con materassi a bolle e può essere appeso al letto tramite appositi ganci rivestiti in plastica; il flusso dell'aria può essere regolato tramite l'apposita manopola con scala graduata da 1 (paziente di 50 Kg. circa) a 8 (paziente di 150 Kg. circa) posta sul frontalino. L'alimentazione è a 220 V, con interruttore di accensione con spia luminosa e doppia protezione con fusibili da 1A secondo normativa CEI 62/5 classe IIB. Tutte le istruzioni per un corretto uso del compressore sono riportate sul dorso del medesimo e sono in lingua italiana. La dimensione è di cm. 26,5x11x12,5 ed il peso è di circa Kg. 1,6; il cavo di alimentazione è di m. 1,8.



	SCHEDA TECNICA "DEVICARE BREEZE"	REV.1 Pagina 1 di 2
---	---	-------------------------------


COMPRESSORE alternativo ad aria – modello DEVICARE BREEZE

- MATERIALE INVOLUCRO – PVC rigido
- Peso kg.1,3 circa
- Dimensione cm. 26,5x11x12,5
- Tensione di alimentazione 230V – 50 Hz
- Consumo 8W class II
- Durata ciclo – 3 minuti circa
- Pressione 80 – 160 Hg
- Portata – 3,3 l a ciclo
- Fusibile di protezione interno da 1° - CEI 62/5
- Fusibile di protezione esterno da 1° - CEI 62/5
- Cavo di alimentazione: mt.1,8
- Utilizzo – con materasso a bolle (modello BP2) e materasso elementi intercambiabili (modello 10004) per pazienti da kg.50 fino a kg.250
- Conforme alle norme: IEC 60601-1-2:2001 – CEE 93/42 sui Medical Device
- Dispositivo Silenziatore Quadruplo (Air input e Air output). Doppio circuito di silenziamento per la camera di gonfiaggio
doppio filtro silenziatore per aria filtrata



in entrata.

- Disponibilità di Test Report per la Sicurezza Elettrica, rilasciato da Audix Technology



**SCHEMA ELETTRICO
del COMPRESSORE
"BREEZE" DEVICARE
SERIE 6600A e B**

