

Lame monouso per microtomo

IVD Dispositivi medico-diagnostici in vitro


②

Codice CND: V0103

Notizie generali

Lame monouso in acciaio speciale per taglio al microtomo, confezionate in dispensatore manuale predisposto per il recupero delle lame usate.

Codice prodotto	Modello	Confezionamento
01-A35	A35	Dispenser da 50 pz.
01-S35	S35	Dispenser da 50 pz.
01-R35	R35	Dispenser da 50 pz.
01-N35	N35	Dispenser da 50 pz.
01-S22	S22	Dispenser da 50 pz.
01-A22	A22	Dispenser da 50 pz.
01-S35HP	S35HP	Dispenser da 50 pz.
01-C35	C35	Dispenser da 20 pz.
01-S35L	S35L	Dispenser da 20 pz.
01-S35LL	S35LL	Dispenser da 20 pz.



Produttore: FEATHER Safety Razor Co., Ltd.

5th FL., 5-2, Dojima 1-chome, Kita-ku, Osaka 530-0003, Japan

Distributore esclusivo per l'Italia: Bio-Optica Milano S.p.A.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza lame (eccetto S35L/S35LL): 80 mm

Lunghezza lame S35L: 120 mm

Lunghezza lame S35LL: 180 mm

Angolo del tagliente (eccetto S22-A22): 35°

Angolo del tagliente per S22 e A22:	22°
Materiale (esclusa C35):	acciaio inossidabile
Materiale C35:	lega acciaio-carbonio
Rivestimento filo della lama (esclusa C35):	in teflon
Rivestimento filo della lama C35:	nessuno, le basse temperature rendono fragile, e quindi non adatto al taglio, qualsiasi tipo di rivestimento in teflon
Confezionamento:	dispenser in ABS
Confezionamento unità di vendita:	scatole in carta vinilica rivestita
Conservazione e stoccaggio:	non sono previste particolari misure
Validità del prodotto:	5 anni, dalla data di confezionamento

Note di utilizzo


Tutti i tipi di lame FEATHER si distinguono, oltre che per le eccellenti caratteristiche di taglio e durata, per l'ampia flessibilità di impiego.

Per l'ottenimento delle migliori prestazioni è consigliato l'impiego di porta lama originali FEATHER.

Di seguito sono riportate le peculiarità dei singoli modelli:

A35:	per tutti i tipi di tessuto e per sezioni sottili
S35:	per routine istologica
R35:	per sezioni seriate
N35:	per pezzi duri e molto duri
C35:	per taglio al criostato
S22:	per sezioni estremamente sottili e pezzi morbidi
A22:	per sezioni molto sottili e pezzi morbidi
S35L:	per routine su pezzi grandi
S35LL:	per routine su pezzi molto grandi
S35HP:	a profilo alto per routine

Schema sistema lama-portalama



Metodo d'uso

- 1) Fare scorrere la manopola di dispensazione come mostrato in figura 1.
- 2) Allentare le viti della piastra di fissaggio del supporto per lame monouso Feather utilizzando l'apposito cacciavite contenuto nella confezione del supporto stesso.
Vedi figura 2.




Figura 1




Figura2

- 3) Appoggiare il dispensatore al supporto avendo cura di inserire lo spinotto guida nel foro corrispondente sul supporto stesso. Vedi figura 3.




Figura 3

- 4) Spingere fuori la lama dal dispensatore tramite l'apposita manopola; la lama scorrerà sul supporto posizionandosi sotto la piastra di fissaggio.





Figura 4

- 5) Aggiustare la posizione della lametta con il cacciavite come illustrato nella figura 5.



- 6) Serrare le viti di fissaggio.