


Sacchetti per trasporto campioni biologici

In polietilene trasparente, idonei per il trasporto di campioni particolari o di provette;
con marchio "Biohazard"
completi di tasca esterna per la documentazione da allegare al campione
chiusura ermetica con banda a pressione a tenuta di liquido
Prodotto non soggetto a marcatura CE. Produzione in ottemperanza al Sistema di Qualità ISO 9001:2000



Codice 23523 CF. 2500PZ

Dimensioni :

tasca con chiusura circa 18 x 17 cm

tasca aperta circa 25 x 17 cm


Conformi all'ART.1 comma 4 D.28/09/1990 del Ministero della Sanità

TIMER CONTAMINUTI

Codice 28208

Materiale: custodia in ABS


- ☐ Portatile e/o tascabile
- ☐ Con movimento meccanico (accuratezza 3%)
- ☐ Fondo scala a 60 minuti
- ☐ Con suoneria acustica di segnalazione



Contaminuti

digitale da tavolo con suoneria acustica di segnalazione
fino a 19 h e 59 minuti cf.10pz

Codice 28212



CONTENITORE PER FECI

- Codice 23608** contenitore per feci in polipropilene, con tappo a vite e spatola; volume 25 ml; Ø 25 x 92 mm. CF.500PZ
- Codice 23608E** idem, con etichetta
- Codice 21608** contenitore per feci in polipropilene, con tappo a vite e spatola; volume 25 ml; Ø 25 x 92 mm; sterile.
- Codice 21608E** idem, con etichetta
- Codice 21608/1** contenitore per feci in polipropilene, con tappo a vite e spatola; volume 25 ml; Ø 25 x 92 mm; sterile. Confezione singola.



I contenitori sopra descritti sono realizzati in conformità alla direttiva 98/79/CEE.



ID. 5

Contenitore per feci 30 ml



CODICE 21350

Contenitore per feci da 30ml in polipropilene tappo a vite rosso senza spatola con etichetta.

CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI



Contenitori refrigeranti per trasporto
provette e mantenimento nelle condizioni
di prelievo.

Conf. 16 pz

Cod. 100015 crioplast®





Prodotto realizzato in conformità alla Direttiva 98/79/EC

CND: W0599
ID. 7-8-9


CRYBOX

- ❑ **Scatola in policarbonato autoclavabile** per lo stoccaggio di microtubi e cryovials con griglia numerica. Temperatura di utilizzo $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$.



| Codice | Capacità provettine | Numero microtubi | Lunghezza x larghezza x altezza |
|---------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| CRYB225 | 1-2-3 ml | 5 x 5 pezzi | 76 x 76 x 51 mm |
| CRYB281 | 1-2-3 ml | 9 x 9 pezzi | 133 x 133 x 51 mm |
| CRYB581 | 4-5 ml | 9 x 9 pezzi | 133 x 133 x 95 mm |

- ❑ **Scatola in cartone** per lo stoccaggio di microtubi e cryovials con griglia numerica.



| Codice | Capacità provettine | Numero microtubi | Lung. x largh. x altezza |
|--------|---------------------|------------------|--------------------------|
| BCRY2 | 1-2-3 ml | 10 x 10 pezzi | 136x136x52 mm |
| BCRY4 | 4 ml | 10 x 10 pezzi | 136x136x77 mm |