

DIANA  
OC-SENSOR

OC-SENSOR $\mu$


# ISTRUZIONI DI PRELIEVO / COLLECTING INSTRUCTION

1

Svitare ed estrarre il tappo VERDE dal tubo  
*Unscrew and take out GREEN cap*

Scrivere sull'etichetta i dati richiesti.  
*Fill in the label with requested information*

N	: Nome/Name	A	: età/age
S	: sesso/sex	D	: data/date



2

Strisciare l'asticella sopra le feci più volte in orizzontale e verticale  
*Drag the stick on the stool several times, horizontally and vertically*



3

Inserire l'asticella nel tubo, riavvitare ed agitare  
*Tighten cap closely and shake vigorously*

Riconsegnare il prelievo in laboratorio il più rapidamente possibile. Nel caso in cui venga riconsegnato entro qualche giorno, conservare il flacone in frigorifero (2-10°C).  
*Carry sample to laboratory as soon as possible. In case it will be carried to laboratory in few days, store it in refrigerator (2-10°C).*



prevenire è meglio che curare  
*preventing is better than treating*

DIANA  
OC-SENSOR

OC-SENSOR $\mu$

# ISTRUZIONI DI PRELIEVO / COLLECTING INSTRUCTION

- Lo scopo del test è di rilevare l'eventuale presenza di sangue nelle feci, che è sintomo comune a numerose patologie  
*Test purpose is to detect the presence of blood in stools, that is a symptom common to several pathologies*
- Non è necessario praticare alcuna particolare dieta prima del test  
*There is no need of particular diet before the test*
- Non eseguire il test durante il periodo mestruale, ne mentre si è affetti da emorroidi  
*Do not perform the test during menstruation or with hemorrhoids*
- Evitare di contaminare le feci con le urine  
*Avoid to contaminate stools with urine*
- Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. In modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo  
*It is suggested to put toilet paper in W.C. to keep stool the necessary time to collect the sample*
- Seguire attentamente le istruzioni indicate a tergo  
*Carefully follow instructions on the back*
- NON INGERIRE.** Qualora il liquido entri in contatto con occhi, bocca e pelle sciacquare accuratamente con acqua e, se necessario, consultare un medico  
*DO NOT INGEST. Should liquid come into contact with eyes, mouth or skin, rinse thoroughly with water and seek medical treatment, if necessary*

IVD

Per qualsiasi informazione contattare l'ente qui di seguito indicato:  
For any information, please contact laboratory indicated below:

