

# TENSOIDEAL

## BENDA ELASTICA DI SUPPORTO

<b>DESCRIZIONE</b>	Benda elastica di supporto sostenuto, particolarmente morbida, conformabile e gradevole da indossare. I bordi accuratamente rifiniti non si sfilacciano e non si arrotolano quando la benda è in tensione. Può essere lavata (a 40°C, con detergente neutro) senza che le sue caratteristiche vengano alterate. È sterilizzabile in autoclave.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Tessuto orlato misto di cotone e nylon (poliammide). Cotone 59% Poliammide 41% <b>Il prodotto non contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico.</b>
<b>ELASTICITA'</b>	100%
<b>ELASTICITA' DOPO IL LAVAGGIO E/O STERILIZZAZIONE</b>	La benda mantiene inalterata l'elasticità dopo il lavaggio e/o la sterilizzazione.
<b>INDICAZIONI</b>	Trattamento di supporto e leggera compressione per patologie muscolari, tendinee ed articolari. Bendaggio di supporto post operatorio in seguito ad interventi di ortopedia e di chirurgia vascolare. Bendaggi circolari di fissaggio di ogni tipo.
<b>CONFEZIONE</b>	Unità d'uso: Benda singola con graffetta fermabenda, in busta di cellophane termosaldato. Le misure 6cm, 8cm e 10cm sono provviste di una graffetta fermabenda; le misure 12cm, 15cm e 20cm sono provviste di due graffette fermabenda. Unità di vendita: Confezione multipla da dieci bende. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
<b>VALIDITA' CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Il prodotto va conservato ad una temperatura non superiore ai 25°C. Non essendoci possibilità di un deterioramento del dispositivo correlato alla sicurezza d'uso od alla sua funzione non è prevista una data di scadenza (in base alla Raccomandazione NB-MED /2.2/Rec3 Titolo: data di scadenza dei dispositivi medici) . Dal numero di lotto indicato sulla confezione è desumibile la data di produzione (il primo numero indica l'anno ed i due seguenti numeri la settimana di produzione).. Il prodotto correttamente conservato mantiene le caratteristiche di elasticità nel periodo di validità.
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
<b>CODICE CND</b>	M0303010101
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical Ltd – Brierfield-Inghilterra e distribuito da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

<i><b>CODICI</b></i>	<i><b>DIMENSIONI</b></i>	<i><b>UNITA' D'USO</b></i>	<i><b>CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)</b></i>	<i><b>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b></i>
73448-00000-00	5cmx5m (in tensione)	1 benda in busta termosaldata	10 bende	40 bende
73448-00001-00	8cmx5m (in tensione)	1 benda in busta termosaldata	10 bende	40 bende
73448-00002-00	10cmx5m (in tensione)	1 benda in busta termosaldata	10 bende	40 bende
73448-00003-00	12cmx5m (in tensione)	1 benda in busta termosaldata	10 bende	40 bende
73448-00004-00	15cmx5m (in tensione)	1 benda in busta termosaldata	10 bende	40 bende
73448-00005-00	20cmx5m (in tensione)	1 benda in busta termosaldata	10 bende	40 bende

# ELASTOMULL HAFT S

## BENDA ELASTICA AUTOADERENTE PER IL FISSAGGIO DELLE MEDICAZIONI

<b>DESCRIZIONE</b>	Benda di fissaggio coesiva elastica.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Supporto di colore bianco: Cotone 27% Viscosa 44% Poliammide 29% Impregnata in superficie con lattice di gomma naturale
<b>AVVERTENZE</b>	<b>Questo prodotto contiene lattice naturale, e potrebbe provocare reazioni allergiche in soggetti predisposti</b>
<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</b>	Elevata elasticità, molto ben tollerato dalla pelle, morbido e delicato. Le microparticelle di lattice sulla superficie della benda assicurano che ogni giro aderisca stabilmente a quello sotto e soprastante. La struttura pieghettata della benda supporta additionally l'effetto di aderenza a se stessa. Non aderisce invece a peli, pelle o vestiti. L'elevata estensibilità assicura un facile fissaggio: esclude il rischio della congestione o di costrizione quando applicata correttamente. La speciale tecnica di pieghettatura e l'uso di fibre di poliammide altamente elastiche e pieghettate dà come risultato un'eccellente elasticità, che è mantenuta anche dopo utilizzo prolungato; la libertà di movimento è preservata in larga misura. Vestibilità eccellente, senza pieghe, tessitura leggera e traspirante; pochi giri di benda sono sufficienti per creare un bendaggio sicuro, ogni giro di benda richiede una sovrapposizione di circa il 30% sul giro sottostante.
<b>PESO IN G/M2</b>	80 g/m <sup>2</sup> ± 10%
<b>ESTENSIBILITA'</b>	130% ± 40%
<b>ORDITO</b>	104 fili/ 10cm
<b>TRAMA</b>	128 fili/ 10cm
<b>VALIDITA'</b>	3 anni
<b>PERMEABILITA' ALL'ARIA</b>	7000 l/ m <sup>2</sup> / sec.
<b>PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO</b>	10.946 g/m <sup>2</sup> /24 H
<b>STERILIZZABILITA'</b>	Sterilizzabile in autoclave.
<b>LAVABILE</b>	La benda è monouso quindi non è lavabile.
<b>INDICAZIONI</b>	Per il fissaggio di medicazioni su ogni parte del corpo, in particolare su parti del corpo o articolazioni soggette a movimento frequente. Per il fissaggio di stecche gessate e splint. Può essere utilizzato come bendaggio antiscivolo sotto un bendaggio compressivo o come bendaggio di leggera compressione e supporto, per esempio dopo rimozione di gessi o bendaggi.

continua

# ELASTOMULL HAFT S

## BENDA ELASTICA AUTOADERENTE PER IL FISSAGGIO DELLE MEDICAZIONI

continuazione/2

<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni.
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Breve termine: da uno a più giorni
<b>CONFEZIONE</b>	<b>Bende di lunghezza 4m:</b> Unità d'uso: benda singola, in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice barra. Unità di vendita: per le bende da 4m: si consiglia di ordinare in multipli di 10 bende in scatole individuali.
<b>CODICE CND</b>	M0303010201 Bende elastiche di fissaggio autoadesive monoestensibili longitudinalmente
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo Medico – Classe I
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN JOBST, SL, Spagna, e distribuito da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

<b>CODICI</b>	<b>MISURA</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARIA (unità di vendita)</b>
72363-00012-01	4cm x 4m(in tensione)	1 benda	12 bende
72363-00000-01	6cm x 4m(in tensione)	1 benda	12 bende
72363-00001-01	8cm x 4m(in tensione)	1 benda	12 bende
72363-00002-01	10cm x 4m(in tensione)	1 benda	12 bende
72363-00003-01	12cm x 4m(in tensione)	1 benda	12 bende