

# HYPAFIX

## FASCIA AUTOADESIVA IPOALLERGENICA PER IL FISSAGGIO SU AMPIA SUPERFICIE

<b>DESCRIZIONE</b>	Fascia autoadesiva in TNT porosa e conformabile per il fissaggio di cateteri e di medicazioni specie su area estesa.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Supporto in poliestere non tessuto elastico, permeabile all'aria ed al vapore, bianco Peso del supporto: 30-60 g/m <sup>2</sup> . Massa adesiva in poliacrilato ipoallergenico. Peso dell'adesivo: 40+/- 3 g/m <sup>2</sup> Materiale di rilascio in carta siliconata Peso del materiale di rilascio: 80-100g/m <sup>2</sup> <b>La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	Flessibile, conformabile, facile da maneggiare, radiotrasparente, sterilizzabile, permeabile all'aria ed al vapore acqueo (>3400g/m <sup>2</sup> ). Ipoallergenico, molto ben tollerato anche da pazienti con pelle sensibile. Fissaggio sicuro, buon potere adesivo iniziale e permanente. Chimicamente inerte alla gomma ed alla plastica. Estensibile trasversalmente si adatta bene anche ai profili tortuosi del corpo. Rimozione indolore anche in presenza di peli, non lascia residui. Il fissaggio su area estesa della medicazione sui 4 lati previene i rischi di contaminazione.
<b>INDICAZIONI D'USO</b>	Fissaggio di medicazioni su area estesa, particolarmente per il fissaggio di medicazioni su articolazioni e su parti del corpo soggette a movimenti frequenti o con profili tortuosi. Fissaggio di tubi, sonde, cateteri, strumenti di misura, strumenti vari.
<b>STERILIZZABILITA'</b>	Il prodotto non è sterile ma è sterilizzabile utilizzando ossido di etilene o raggi gamma.
<b>ATOSSICITA'</b>	Tutti i materiali utilizzati nella preparazione delle materie prime, dei coloranti e degli inchiostri impressi direttamente sulle parti che vengono a contatto con i tessuti del corpo sono atossici.
<b>PERMEABILITA' ALL'ARIA</b>	>1.0 (cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> s)
<b>ELASTICITA' DEL SUPPORTO</b>	Longitudinale: 38 +/- 12% Trasversale: 120 +/- 30%
<b>ADESIVITA'</b>	1,0 – 3,5 N/cm
<b>CARICO MINIMO DI ROTTURA</b>	Longitudinalmente: 125 +/- 40 N/50mm Trasversalmente: 40 +/- 15 N/50mm
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Breve termine (da uno a più giorni)
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Unità d'uso e di vendita: <b>rotolo in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice barra.</b> L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara.
<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e al riparo da fonti di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 5 anni.
<b>CODICE CND</b>	M050201 Cerotto estensibile per fissaggio area estesa

Continua

# HYPAFIX

## FASCIA AUTOADESIVA IPOALLERGENICA PER IL FISSAGGIO SU AMPIA SUPERFICIE

Continuazione

<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE integrata dalla direttiva 2007/47/CE – Dispositivo medico – Classe I
<b>NUMERO DI REPERTORIO</b>	37292/R
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical GmbH, Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MB)

<b>CODICI</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARIA (unità di vendita)</b>	<b>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
71443-00001-02	5 cm. x 10 m.	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
71443-00002-02	10 cm. x 10 m.	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
71443-00003-02	15 cm. x 10 m.	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
71443-00004-02	20 cm. x 10 m.	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
71443-00005-02	30 cm. x 10 m.	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli