

# TRICODUR GILCHRIST PLUS

## TUTORE PRONTO PER L'USO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO

<b>DESCRIZIONE</b>	Tutore per l'immobilizzazione delle lesioni della spalla e della parte superiore del braccio.
<b>COMPOSIZIONE</b>	95% poliammide/rayon 4% viscosa 1% elastame <b>Il prodotto non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico</b>
<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</b>	Immobilizzazione della parte superiore del braccio in posizione di adduzione. Tollerabile dalla pelle. Può essere applicato sia sul lato destro che su quello sinistro. Aderenza corretta; elevata sicurezza terapeutica; facile e veloce da applicare, specie dopo le operazioni. Facilita l'igiene personale e rende agevole la fisioterapia. La parte superiore del torace rimane libera; possibilità di ampio movimento per le dita della mano; consente di scegliere se immobilizzare del tutto la mano. La costruzione aperta evita problemi di eccessivo calore e facilita l'ispezione della ferita. Non occorre allungare né tagliare; non è necessaria imbottitura o fissaggio con spille da balia. Materiale morbido, particolarmente confortevole per chi lo indossa, buona adattabilità. Può essere indossato sopra indumenti leggeri (per es. T-shirt). Riutilizzabile – lavabile fino a 30°C.
<b>INDICAZIONI</b>	Traumi e patologie della spalla, come: distorsioni/contusioni. Lesione della cuffia dei rotatori; sindromi conflittuali. Fratture con lussazione, lussazioni; fratture della scapola; frattura dell'omero; fratture della testa e del collo dell'omero. Come supporto post-operatorio.
<b>BIOCOMPATIBILITA' ED ATOSSICITA'</b>	Tutti i materiali utilizzati nella preparazione delle materie prime, dei coloranti e degli inchiostri impressi direttamente sulle parti che vengono a contatto con i tessuti del corpo sono atossici.
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Diverse settimane
<b>CONSERVAZIONE</b>	In luogo fresco ed asciutto. Non essendoci possibilità di una deterioramento del dispositivo correlato alla sicurezza d'uso od alla sua funzione non è prevista una data di scadenza (in base alla Raccomandazione NB-MED /2.2/Rec3 Titolo: data di scadenza dei dispositivi medici).
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Unità d'uso: in confezione singola, con marchio CE e codice a barre. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo Medico Classe I
<b>CODICE CND</b>	M0399
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical Ltd, UK e distribuito da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

<b>CODICI</b>	<b>MISURA</b>	<b>CIRCONFERENZA BRACCIO CM</b>	<b>LUNGHEZZA BRACCIO CM</b>	<b>UNITA D'USO - CONF. PRIMARIA ( multiplo d'ordine)- CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
76759-00000-01	SMALL	26-32	45-52	1 pezzo
76760-00000-01	MEDIUM	28-34	50-56	1 pezzo
76761-00000-01	LARGE	32-40	54-60	1 pezzo
76762-00000-01	EXTRA LARGE	38-40	50-68	1 pezzo

# Actimove® Clavicula

## SUPPORTO CLAVICOLARE

<b>DESCRIZIONE</b>	Immobilizzatore clavicolare
<b>COMPOSIZIONE</b>	60% Poliestere, 32% Poliuretano, 8% Nylon <b>Il prodotto non contiene resine o gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico.</b>
<b>INDICAZIONI</b>	Trattamento delle fratture clavicolari
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	Imbottiture aggiuntive ascellari, rimovibili e lavabili Chiusura a strappo regolabile Tassello aggiuntivo per un miglior posizionamento
<b>STERILIZZABILITA'</b>	Il prodotto è fornito non sterile. Il prodotto non è sterilizzabile.
<b>BIOCOMPATIBILITA'</b>	I materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto sono atossici.
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Singolo in busta di plastica trasparente
<b>CONSERVAZIONE</b>	In luogo fresco ed asciutto Non essendoci possibilità di una deterioramento del dispositivo correlato alla sicurezza d'uso od alla sua funzione non è prevista una data di scadenza (in base alla Raccomandazione NB-MED /2.2/Rec3 Titolo: data di scadenza dei dispositivi medici) . Dal numero di lotto indicato sulla confezione è desumibile la data di produzione (il primo numero indica l'anno ed i due seguenti numeri la settimana di produzione).
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
<b>CODICE CND</b>	M0399
<b>PRODUTTORE E DISTRIBUTORE</b>	BSN medical, Ltd., Brierfield Mills, Brierfield Nelson, Lancashire BB9 5NJ, UK Distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, Agrate Brianza (MI)

<b>CODICI</b>	<b>TAGLIA</b>	<b>CIRCONFERENZA TORACE</b>	<b>UNITA D'USO - CONF. PRIMARIA ( multiplo d'ordine)- CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
72819-00018-00	Pediatrica	< 65 cm	1 immobilizzatore
72819-00019-00	S	65 – 80 cm	1 immobilizzatore
72819-00020-00	M	80- 90 cm	1 immobilizzatore
72819-00093-00	L	>90cm	1 immobilizzatore

# Actimove® Mitella

## SUPPORTO REGGIBRACCIO ECO

<b>DESCRIZIONE</b>	Reggibraccio a busta
<b>COMPOSIZIONE</b>	70% Poliestere, 17% Nylon, 7% Poliuretano, 6% Cotone. <b>Il prodotto non contiene lattice</b>
<b>INDICAZIONI</b>	In seguito a traumi, danni ai tessuti molli e rilevanti patologie croniche o neurologiche
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	Cinghia imbottita e regolabile Anello per il pollice Chiusura a strappo
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Singolo in busta di plastica trasparente Non essendoci possibilità di una deterioramento del dispositivo correlato alla sicurezza d'uso od alla sua funzione non è prevista una data di scadenza (in base alla Raccomandazione NB-MED /2.2/Rec3 Titolo: data di scadenza dei dispositivi medici) . Dal numero di lotto indicato sulla confezione è desumibile la data di produzione (il primo numero indica l'anno ed i due seguenti numeri la settimana di produzione).
<b>CONSERVAZIONE</b>	In luogo fresco ed asciutto
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
<b>CODICE CND</b>	M030501
<b>PRODUTTORE E DISTRIBUTORE</b>	BSN medical, Ltd., Brierfield Mills, Brierfield Nelson, Lancashire BB9 5NJ, UK Distribuito in Italia da BSN medical Srl, Viale Colleoni 17, 20041 Agrate Brianza (MI)

<b>CODICI</b>	<b>CODICI ESTESI</b>	<b>TAGLIA</b>	<b>LUNGHEZZA AVAMBRACCIO</b>	<b>UNITA D'USO - CONF. PRIMARIA ( multiplo d'ordine)- CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
72819-57	72819-00057-00	S	34 – 38 cm	1 reggibraccio
72819-58	72819-00058-00	M	37 – 43 cm	1 reggibraccio
72819-59	72819-00059-00	L	42 – 48 cm	1 reggibraccio
72819-60	72819-00060-00	XL	> 48 cm	1 reggibraccio

# Actimove® Sling and Swathe

## REGGIBRACCIO CON FASCIA IMMOBILIZZATRICE

<b>DESCRIZIONE</b>	Immobilizzatore di spalla a busta con fascia immobilizzatrice
<b>COMPOSIZIONE</b>	Poliestere, Poliuretano, Nylon
<b>INDICAZIONI</b>	Trattamento post-chirurgico della spalla; fratture della scapola o della testa dell'omero; distorsione dell'articolazione scapolo-omeroale; capsulite scapolo-omeroale
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	Busta aperta per la mobilizzazione del gomito Fascia immobilizzatrice Chiusure in Velcro ad Y Tre misure per adattarlo su qualsiasi paziente <b>Il prodotto non contiene resine o gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico.</b>
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Singolo in scatola di cartoncino
<b>CONSERVAZIONE</b>	In luogo fresco ed asciutto. Non essendoci possibilità di una deterioramento del dispositivo correlato alla sicurezza d'uso od alla sua funzione non è prevista una data di scadenza (in base alla Raccomandazione NB-MED /2.2/Rec3 Titolo: data di scadenza dei dispositivi medici) . Dal numero di lotto indicato sulla confezione è desumibile la data di produzione (il primo numero indica l'anno ed i due seguenti numeri la settimana di produzione).
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
<b>CODICE CND</b>	M0399
<b>PRODUTTORE E DISTRIBUTORE</b>	BSN medical, Ltd., Brierfield Mills, Brierfield Nelson, Lancashire BB9 5NJ, UK Distribuito in Italia da BSN medical Srl, Viale Colleoni 17, 20041 Agrate Brianza (MI)

<b>CODICI</b>	<b>TAGLIA</b>	<b>LUNGHEZZA AVAMBRACCIO</b>	<b>DIAMETRO TORACE + BRACCIO</b>	<b>UNITA D'USO - CONF. PRIMARIA ( multiplo d'ordine)- CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
72859-00001-00	S	25 – 32 cm	fino a 110cm	1 immobilizzatore
72859-00002-00	M	32 – 40 cm	fino a 140cm	1 immobilizzatore
72859-00003-00	L	+ 40 cm	fino a 170cm	1 immobilizzatore

# ACTIMOVE SLING

## SISTEMA DI SUPPORTO ED IMMOBILIZZAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE

<b>DESCRIZIONE</b>	Sistema di supporto ed immobilizzazione per l'arto superiore. La combinazione della striscia con le chiusure a strappo ad Y offre all'utilizzatore ed ai pazienti un supporto per il braccio facile da adattare.
<b>INDICAZIONI</b>	Trauma del polso, gomito o spalla. Supporto del braccio in combinazione con un gesso.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Striscia imbottita in schiuma di poliuretano provvista di chiusure a strappo in nylon. La striscia presenta cuciture longitudinali di rinforzo che ne impediscono il restringimento anche se sottoposta a tensione.
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Unità d'uso e di vendita: dispenser contenente 2 rotoli da 12 metri ciascuno, provvisto di 2x14 chiusure a strappo ad Y. L'unità d'uso è identificabile BSN (S&N) ai fini di campionatura di gara.
<b>CONSERVAZIONE E SCADENZA</b>	Il prodotto deve essere conservato in ambiente fresco ed asciutto. Non essendoci possibilità di una deterioramento del dispositivo correlato alla sicurezza d'uso od alla sua funzione non è prevista una data di scadenza (in base alla Raccomandazione NB-MED /2.2/Rec3 Titolo: data di scadenza dei dispositivi medici) . Dal numero di lotto indicato sulla confezione è desumibile la data di produzione (il primo numero indica l'anno ed i due seguenti numeri la settimana di produzione).
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo Medico – Classe I
<b>CODICE CND</b>	M0399
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical Ltd, Brierfield, UK e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI).

<b>CODICI</b>	<b>MISURA</b>	<b>CONFEZIONE</b>	<b>UNITA D'USO - CONF. PRIMARIA ( multiplo d'ordine)- CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
72859-18	Striscia imbottita: 5.5cm x 12m	Dispenser contenente: striscia imbottita: 5.5cm x 12m (x2)	1 dispenser
		chiusure a strappo: 2 x 12 chiusure ad Y	

# TRICODUR CLAVICULA

## TUTORE PRONTO PER L'USO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRATTURA DI CLAVICOLA

<b>DESCRIZIONE</b>	Tutore speciale pronto per l'uso per il trattamento delle fratture di clavicola
<b>COMPOSIZIONE</b>	45% poliammide 40% cotone 15% poliestere <b>Il prodotto non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico</b>
<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</b>	Immobilizzazione della clavicola. Il materiale è altamente resistente alla trazione, assicura stabilità. Facilmente regolabile; nella zona ascellare è rivestito in cotone permeabile all'aria e confortevole sulla pelle. Applicazione facile e veloce; elevata sicurezza terapeutica; confortevole da indossare; l'anello piatto in posizione interscapolare agevola la posizione supina. Riutilizzabile – lavabile fino a 30°C.
<b>INDICAZIONI</b>	Frattura della clavicola.
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Diverse settimane (lungo termine)
<b>CONSERVAZIONE</b>	In luogo fresco ed asciutto. Non essendoci possibilità di una deterioramento del dispositivo correlato alla sicurezza d'uso od alla sua funzione non è prevista una data di scadenza (in base alla Raccomandazione NB-MED /2.2/Rec3 Titolo: data di scadenza dei dispositivi medici).
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Unità d'uso: in confezione singola, con marchio CE e codice a barre. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo Medico Classe I
<b>CODICE CND</b>	M0399
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical Ltd, UK e distribuito da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17 - 20041 Agrate Brianza (MI)

<b>CODICI</b>	<b>MISURA</b>	<b>CIRCONFERENZA TORACICA CM</b>	<b>UNITA D'USO - CONF. PRIMARIA ( multiplo d'ordine)- CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
46862-00000-04	EXTRA SMALL	50-65	1 pezzo
46863-00000-04	SMALL	65-80	1 pezzo
46864-00000-04	MEDIUM	80-95	1 pezzo
46865-00000-04	LARGE	95-110	1 pezzo
46866-00000-	EXTRA LARGE	110-125	1 pezzo

